



## Handstück für Aspirator



### Produkt Highlights

- Ergonomisches Design
- Vollständig autoklavierbar
- Durchgehender Saugschlauch - Medien kommen nicht mit dem Handstück in Kontakt

## Produktanwendungen

Aufnahme von Flüssigkeiten

Zellkultur

Sterilfiltration

Entgasen von Puffern

Festphasenextraktion

STARLAB behält sich das Recht vor, jederzeit und ohne vorherige Ankündigung Änderungen vorzunehmen. Der Inhalt und die Gestaltung dieses PDFs sind durch nationalen und internationalen Urheberrechtsgesetzen geschützt und sind Eigentum der STARLAB International GmbH. Jede Vervielfältigung, Bearbeitung, Verbreitung und jede Art der Verwertung und Nutzung dieses PDF-Inhalts in elektronischen Systemen, Online-Medien und / oder Bibliotheken oder ähnlichen Datenbanken bedarf der vorherigen Zustimmung der STARLAB International GmbH.

**Starlab GmbH**  
Neuer Höltigbaum 38  
22143 Hamburg  
E-Mail: [info@starlab.de](mailto:info@starlab.de)



## Allgemeine Daten

Art. Nr.	N2400-9001
Packgröße	1 Stück (1 Box × 1 Stück)

STARLAB behält sich das Recht vor, jederzeit und ohne vorherige Ankündigung Änderungen vorzunehmen. Der Inhalt und die Gestaltung dieses PDFs sind durch nationalen und internationalen Urheberrechtsgesetzen geschützt und sind Eigentum der STARLAB International GmbH. Jede Vervielfältigung, Bearbeitung, Verbreitung und jede Art der Verwertung und Nutzung dieses PDF-Inhalts in elektronischen Systemen, Online-Medien und / oder Bibliotheken oder ähnlichen Datenbanken bedarf der vorherigen Zustimmung der STARLAB International GmbH.

**Starlab GmbH**  
Neuer Hölftigbaum 38  
22143 Hamburg  
E-Mail: [info@starlab.de](mailto:info@starlab.de)



## Mehr Details zu Handstück für Aspirator


Handstück für den [Aspirator](#) N2400-9000. Für den Anschluss eines zweiten Handstücks muss entweder Kit N2400-9006 oder Schnellkupplung N2400-9008 verwendet werden. Inklusive [Pipetten](#)-Adapter für den [Aspirator](#), Adapter für [Pipettenspitzen](#), Wandhalter für das Handstück und 2,5 m Schlauch.

Der Adapter ist geeignet:

- für [Pipetten](#) (Pasteur-, Aspirations- und graduierte [Pipetten](#); Außendurchmesser 5,5–8,0 mm)
- für [Pipettenspitzen](#) (2–200 µl und 50–1000 µl)



## Zubehör

PRODUKTNAME	PACKGRÖSSE	ART. NR.
 <a href="#">Zubehör für den Aspirator</a>	1 Stück (1 Box × 1 Stück)	N2400-9016

STARLAB behält sich das Recht vor, jederzeit und ohne vorherige Ankündigung Änderungen vorzunehmen. Der Inhalt und die Gestaltung dieses PDFs sind durch nationalen und internationalen Urheberrechtsgesetzen geschützt und sind Eigentum der STARLAB International GmbH. Jede Vervielfältigung, Bearbeitung, Verbreitung und jede Art der Verwertung und Nutzung dieses PDF-Inhalts in elektronischen Systemen, Online-Medien und / oder Bibliotheken oder ähnlichen Datenbanken bedarf der vorherigen Zustimmung der STARLAB International GmbH.

**Starlab GmbH**  
Neuer Hölftigbaum 38  
22143 Hamburg  
E-Mail: [info@starlab.de](mailto:info@starlab.de)