



StarStore 49



Produkt Highlights

- Lagerbox aus Polypropylen mit fester 7x7-Unterteilung für die Lagerung von bis zu 49 Gefäßen mit maximalem Durchmesser von 16 mm
- Transparenter Stülpdeckel mit mattiertem Beschriftungsfeld an der Seite
- Belüftungsbohrungen im Unterteil, um das Abtropfen von Flüssigkeiten und das Abnehmen des Deckels zu unterstützen
- Die austauschbare Azetat-Gitterfolie ist durch den Deckel sichtbar. Ersatzfolien k\u00f6nnen optional bestellt werden
- Temperaturbereich: -90 °C bis 121 °C
- Autoklavierbar
- Abmessungen: 130 x 130 x 46 mm
- Max. Gefäßhöhe: 60 mm

Produktanwendungen

Probenlagerung

STARLAB behält sich das Recht vor, jederzeit und ohne vorherige Ankündigung Änderungen vorzunehmen. Der Inhalt und die Gestaltung dieses PDFs sind durch nationalen und internationalen Urheberrechtsgesetzen geschützt und sind Eigentum der STARLAB International GmbH. Jede Vervielfältigung, Bearbeitung, Verbreitung und jede Art der Verwertung und Nutzung dieses PDF-Inhalts in elektronischen Systemen, Online-Medien und / oder Bibliotheken oder ähnlichen Datenbanken bedarf der vorherigen Zustimmung der STARLAB International GmbH.

Starlab GmbHNeuer Höltigbaum 38
22143 Hamburg
E-Mail: info@starlab.de







Allgemeine Daten

Art. Nr.	E2349-5009
Packgröße	5 Stück (1 Packung × 5 Stück)
Abmessungen (B × T × H)	130 mm × 130 mm × 45 mm
Abmessungen (B × T)	130 mm × 130 mm
Max. Gefäßlänge	60 mm
Breite außen	130 mm
Autoklavierbar	Ја
Material	Polypropylen
Farbe	Natur
Plätze	49

STARLAB behält sich das Recht vor, jederzeit und ohne vorherige Ankündigung Änderungen vorzunehmen. Der Inhalt und die Gestaltung dieses PDFs sind durch nationalen und internationalen Urheberrechtsgesetzen geschützt und sind Eigentum der STARLAB International GmbH. Jede Vervielfältigung, Bearbeitung, Verbreitung und jede Art der Verwertung und Nutzung dieses PDF-Inhalts in elektronischen Systemen, Online-Medien und / oder Bibliotheken oder ähnlichen Datenbanken bedarf der vorherigen Zustimmung der STARLAB International GmbH.

Starlab GmbHNeuer Höltigbaum 38
22143 Hamburg
E-Mail: info@starlab.de







Mehr Details zu StarStore 49

Lagerbox aus Polypropylen mit fester 7x7-Unterteilung für die Lagerung von bis zu 49 Gefäßen mit maximalem Durchmesser von 16 mm. Der Stülpdeckel ohne Scharniere ermöglicht die Lagerung von Gefäßen mit verschiedenen Gefäßhöhen. Passt dank 130x130 mm Standardstandfläche in alle herkömmlichen Gestelle für Tiefkühlgeräte.

STARLAB behält sich das Recht vor, jederzeit und ohne vorherige Ankündigung Änderungen vorzunehmen. Der Inhalt und die Gestaltung dieses PDFs sind durch nationalen und internationalen Urheberrechtsgesetzen geschützt und sind Eigentum der STARLAB International GmbH. Jede Vervielfältigung, Bearbeitung, Verbreitung und jede Art der Verwertung und Nutzung dieses PDF-Inhalts in elektronischen Systemen, Online-Medien und / oder Bibliotheken oder ähnlichen Datenbanken bedarf der vorherigen Zustimmung der STARLAB International GmbH.

Starlab GmbHNeuer Höltigbaum 38
22143 Hamburg
E-Mail: info@starlab.de

