



Kartonbox für 81 Gefäße, 50 mm hoch, weiß



Produkt Highlights

- Karton-Lagerbox für **81 Gefäße** (9x9-Unterteilung)
- Standard-Stellfläche 133 x 133 mm
- Zur Verwendung bis -80 °C
- Feuchtigkeitsbeständige Beschichtung
- Ungiftiger Klebstoff auf Wasserbasis
- Einschließlich Unterteilung

Produktanwendungen

Probenlagerung

STARLAB behält sich das Recht vor, jederzeit und ohne vorherige Ankündigung Änderungen vorzunehmen. Der Inhalt und die Gestaltung dieses PDFs sind durch nationalen und internationalen Urheberrechtsgesetzen geschützt und sind Eigentum der STARLAB International GmbH. Jede Vervielfältigung, Bearbeitung, Verbreitung und jede Art der Verwertung und Nutzung dieses PDF-Inhalts in elektronischen Systemen, Online-Medien und / oder Bibliotheken oder ähnlichen Datenbanken bedarf der vorherigen Zustimmung der STARLAB International GmbH.

Starlab GmbH
Neuer Höltingbaum 38
22143 Hamburg
E-Mail: info@starlab.de



Allgemeine Daten

Art. Nr.	A9023-8181
Packgröße	1 Stück (1 Box × 1 Stück)
Abmessungen (B × T × H)	133 mm × 133 mm × 50 mm
Abmessungen (B × T)	133 mm × 133 mm
Breite außen	133 mm
Material	Beschichteter Karton
Farbe	Weiß
Plätze	81

STARLAB behält sich das Recht vor, jederzeit und ohne vorherige Ankündigung Änderungen vorzunehmen. Der Inhalt und die Gestaltung dieses PDFs sind durch nationalen und internationalen Urheberrechtsgesetzen geschützt und sind Eigentum der STARLAB International GmbH. Jede Vervielfältigung, Bearbeitung, Verbreitung und jede Art der Verwertung und Nutzung dieses PDF-Inhalts in elektronischen Systemen, Online-Medien und / oder Bibliotheken oder ähnlichen Datenbanken bedarf der vorherigen Zustimmung der STARLAB International GmbH.

Starlab GmbH
Neuer Hölftigbaum 38
22143 Hamburg
E-Mail: info@starlab.de



Mehr Details zu Kartonbox für 81 Gefäße, 50 mm hoch, weiß

Verschiedene Karton-Lagerboxen mit einer Standard-Stellfläche von 133 x 133 mm, in vier Höhen erhältlich. Dank feuchtigkeitsbeständiger Beschichtung stellen diese Boxen eine sparsame und dennoch haltbare Aufbewahrungslösung dar. Fünf Farbvarianten, um Sie bei der Farbkodierung Ihrer Proben zu unterstützen. Mit oder ohne Unterteilung erhältlich.

STARLAB behält sich das Recht vor, jederzeit und ohne vorherige Ankündigung Änderungen vorzunehmen. Der Inhalt und die Gestaltung dieses PDFs sind durch nationalen und internationalen Urheberrechtsgesetzen geschützt und sind Eigentum der STARLAB International GmbH. Jede Vervielfältigung, Bearbeitung, Verbreitung und jede Art der Verwertung und Nutzung dieses PDF-Inhalts in elektronischen Systemen, Online-Medien und / oder Bibliotheken oder ähnlichen Datenbanken bedarf der vorherigen Zustimmung der STARLAB International GmbH.

Starlab GmbH
Neuer Hölftigbaum 38
22143 Hamburg
E-Mail: info@starlab.de



Alle Varianten

PRODUKTNAME	PACKGRÖSSE	ART. NR.
 Kartonbox für 16 Gefäße, 50 mm hoch, weiß Plätze: 16  PDF-Datenblatt erzeugen	1 Stück (1 Box × 1 Stück)	A9023-1616
 Kartonbox für 25 Gefäße, 50 mm hoch, weiß Plätze: 25  PDF-Datenblatt erzeugen	1 Stück (1 Box × 1 Stück)	A9023-2525
 Kartonbox für 49 Gefäße, 50 mm hoch, weiß Plätze: 49  PDF-Datenblatt erzeugen	1 Stück (1 Box × 1 Stück)	A9023-4949
 Kartonbox für 81 Gefäße, 50 mm hoch, weiß Plätze: 81  PDF-Datenblatt erzeugen	1 Stück (1 Box × 1 Stück)	A9023-8181
 Kartonbox für 100 Gefäße, 50 mm hoch, weiß Plätze: 100  PDF-Datenblatt erzeugen	1 Stück (1 Box × 1 Stück)	A9023-3100

STARLAB behält sich das Recht vor, jederzeit und ohne vorherige Ankündigung Änderungen vorzunehmen. Der Inhalt und die Gestaltung dieses PDFs sind durch nationalen und internationalen Urheberrechtsgesetzen geschützt und sind Eigentum der STARLAB International GmbH. Jede Vervielfältigung, Bearbeitung, Verbreitung und jede Art der Verwertung und Nutzung dieses PDF-Inhalts in elektronischen Systemen, Online-Medien und / oder Bibliotheken oder ähnlichen Datenbanken bedarf der vorherigen Zustimmung der STARLAB International GmbH.

Starlab GmbH
Neuer Höltingbaum 38
22143 Hamburg
E-Mail: info@starlab.de