




Boîtier de conservation en résine Zylar StarStore 81



Points forts

- Boîtier de conservation en résine Zylar de 81 emplacements avec séparateurs fixes 9x9 pour des tubes jusqu'à 13 mm
- Couvercle à soulèvement transparent avec panneau d'inscription givré sur les côtés
- Trous d'évent dans la base pour la sécurité et faciliter le retrait du couvercle
- Température d'utilisation : -196 °C à 121 °C
- Dimensions (LxPxH) : 130 x 130 x 45 mm
- Peut être utilisé dans les racks AI pour congélateurs ou dans le congélateur en aluminium.

Applications du produit

Stockage d'échantillons

STARLAB se réserve le droit d'apporter des modifications à tout moment et sans préavis. Le contenu et la conception de ce PDF sont protégés par les lois nationales et internationales sur les droits d'auteur et sont la propriété de STARLAB International GmbH. Toute duplication, édition, distribution et tout type d'utilisation et d'utilisation de ce contenu PDF dans des systèmes électroniques, des médias en ligne et / ou des bibliothèques ou des bases de données similaires nécessitent l'accord préalable de STARLAB International GmbH.

Starlab France SAS
30 Rue Jean Rostand
91400 Orsay
Email: info@starlab.fr



Données generales

| | |
|------------------------|------------------------------|
| Réf. | E2301-5309 |
| Dimensions (L x P x H) | 130 mm x 130 mm x 45 mm |
| Dimensions (L x P) | 130 mm x 130 mm |
| Autoclavable | Oui |
| Taille de pack | 5 Pièces (1 Pack x 5 Pièces) |
| Matériau | Résine Zylar |
| Couleur | Naturel |
| Emplacements | 81 |

STARLAB se réserve le droit d'apporter des modifications à tout moment et sans préavis. Le contenu et la conception de ce PDF sont protégés par les lois nationales et internationales sur les droits d'auteur et sont la propriété de STARLAB International GmbH. Toute duplication, édition, distribution et tout type d'utilisation et d'utilisation de ce contenu PDF dans des systèmes électroniques, des médias en ligne et / ou des bibliothèques ou des bases de données similaires nécessitent l'accord préalable de STARLAB International GmbH.

Starlab France SAS
30 Rue Jean Rostand
91400 Orsay
Email: info@starlab.fr



Plus d'informations sur Boîtier de conservation en résine Zylar StarStore 81

Boîtier de conservation en résine Zylar de 81 emplacements avec séparateurs fixes 9x9 pour des tubes jusqu'à 13 mm notamment flacons cryogéniques 1,0 ml. Pour utilisation à températures ultra-basses. Encombrement standard 130 x 130 mm pour utilisation sur les systèmes de racks de congélateur standards.

STARLAB se réserve le droit d'apporter des modifications à tout moment et sans préavis. Le contenu et la conception de ce PDF sont protégés par les lois nationales et internationales sur les droits d'auteur et sont la propriété de STARLAB International GmbH. Toute duplication, édition, distribution et tout type d'utilisation et d'utilisation de ce contenu PDF dans des systèmes électroniques, des médias en ligne et / ou des bibliothèques ou des bases de données similaires nécessitent l'accord préalable de STARLAB International GmbH.

Starlab France SAS
30 Rue Jean Rostand
91400 Orsay
Email: info@starlab.fr