



## Rack de travail StarPCR



### Points forts

- Couvercle transparent clipsable positif garantissant la sécurité de la fermeture
- Empilable avec ou sans couvercle
- Convient pour une utilisation jusqu'à -90 °C
- Dimensions (LxPxH) : 138 x 98 x 39 mm (avec couvercle)

## Applications du produit

Stockage d'échantillons  
PCR

STARLAB se réserve le droit d'apporter des modifications à tout moment et sans préavis. Le contenu et la conception de ce PDF sont protégés par les lois nationales et internationales sur les droits d'auteur et sont la propriété de STARLAB International GmbH. Toute duplication, édition, distribution et tout type d'utilisation et d'utilisation de ce contenu PDF dans des systèmes électroniques, des médias en ligne et / ou des bibliothèques ou des bases de données similaires nécessitent l'accord préalable de STARLAB International GmbH.

**Starlab France SAS**  
30 Rue Jean Rostand  
91400 Orsay  
Email: [info@starlab.fr](mailto:info@starlab.fr)



## Données generales

Réf.	E2396-5240
Dimensions (L x P x H)	138 mm x 98 mm x 39 mm
Dimensions (L x P)	138 mm x 98 mm
Autoclavable	Non
Taille de pack	5 Pièces (1 Pack x 5 Pièces)
Nb de Plaques	1
Type de rack	PCR Work-Rack
Matériau	Polypropylène
Couleur	Mélangé
Tubes de centrifugation ou microtubes avec bouchon à vis max.	1 x 96-well PCR plate, or 0.2 ml PCR tubes or strips
Emplacements	96

STARLAB se réserve le droit d'apporter des modifications à tout moment et sans préavis. Le contenu et la conception de ce PDF sont protégés par les lois nationales et internationales sur les droits d'auteur et sont la propriété de STARLAB International GmbH. Toute duplication, édition, distribution et tout type d'utilisation et d'utilisation de ce contenu PDF dans des systèmes électroniques, des médias en ligne et / ou des bibliothèques ou des bases de données similaires nécessitent l'accord préalable de STARLAB International GmbH.

**Starlab France SAS**  
30 Rue Jean Rostand  
91400 Orsay  
Email: [info@starlab.fr](mailto:info@starlab.fr)



## Plus d'informations sur Rack de travail StarPCR

Rack en polypropylène robuste 96 emplacements à utiliser avec soit 1 plaque PCR 96 puits, soit des tubes PCR de 0,2 ml, soit des bandes.

Dimensions (LxPxH) : 138 x 98 x 39 mm (avec couvercle).

**REMARQUE** : Non autoclavable.