



Rack 78 emplacements pour tubes de 50 ml



Points forts


- Stockage direct de tubes de centrifugeuse de 50 ml
- Économisez le temps de transfert des tubes vers/hors du boîtier de conservation.

Applications du produit

Stockage d'échantillons

STARLAB se réserve le droit d'apporter des modifications à tout moment et sans préavis. Le contenu et la conception de ce PDF sont protégés par les lois nationales et internationales sur les droits d'auteur et sont la propriété de STARLAB International GmbH. Toute duplication, édition, distribution et tout type d'utilisation et d'utilisation de ce contenu PDF dans des systèmes électroniques, des médias en ligne et / ou des bibliothèques ou des bases de données similaires nécessitent l'accord préalable de STARLAB International GmbH.

Starlab France
30 Rue Jean Rostand
91400 Orsay
Email: info@starlab.fr



Données generales

Réf.	I2650-2600
Type de rack	Upright Freezer Rack
Matériau	Acier inoxydable
Taille de pack	1 Pièce (1 Rack × 1 Pièce)
Tiroirs	2
Emplacements	78
Dimensions (L × P × H)	140 mm × 559 mm × 252 mm
Dimensions (L × P)	140 mm × 559 mm

STARLAB se réserve le droit d'apporter des modifications à tout moment et sans préavis. Le contenu et la conception de ce PDF sont protégés par les lois nationales et internationales sur les droits d'auteur et sont la propriété de STARLAB International GmbH. Toute duplication, édition, distribution et tout type d'utilisation et d'utilisation de ce contenu PDF dans des systèmes électroniques, des médias en ligne et / ou des bibliothèques ou des bases de données similaires nécessitent l'accord préalable de STARLAB International GmbH.


Starlab France
30 Rue Jean Rostand
91400 Orsay
Email: info@starlab.fr



Plus d'informations sur Rack 78 emplacements pour tubes de 50 ml

Racks en acier inoxydable (AI) pour congélateurs verticaux, pour la conservation directe de tubes de centrifugation de 50 ml. Économisez le temps de transfert des tubes vers/hors du boîtier de conservation.

Tubes non fournis. Image à des fins d'illustration, seulement pour visualiser le stockage de tubes de 50 ml.



Toutes les variantes

NOM DU PRODUIT	TAILLE DE PACK	RÉF.
 Rack AI 60 emplacements pour tubes de 15ml Pour utilisation avec: Tubes à centrifuger de 15 ml Emplacements: 60  Créer une fiche technique PDF	1 Pièce (1 Rack × 1 Pièce)	I2615-1000
 Rack AI 160 emplacements pour tubes de 15ml Pour utilisation avec: Tubes à centrifuger de 15 ml Emplacements: 160  Créer une fiche technique PDF	1 Pièce (1 Rack × 1 Pièce)	I2615-2600
 Rack AI 120 emplacements pour tubes de 15ml Pour utilisation avec: Tubes à centrifuger de 15 ml Emplacements: 120  Créer une fiche technique PDF	1 Pièce (1 Rack × 1 Pièce)	I2615-3600
 Rack 78 emplacements pour tubes de 50 ml Pour utilisation avec: Tubes de centrifugeuse de 50 ml Emplacements: 78  Créer une fiche technique PDF	1 Pièce (1 Rack × 1 Pièce)	I2650-2600
 Rack AI 60 emplacements pour tubes de 50ml Pour utilisation avec: Tubes de centrifugeuse de 50 ml Emplacements: 60  Créer une fiche technique PDF	1 Pièce (1 Rack × 1 Pièce)	I2650-3600

STARLAB se réserve le droit d'apporter des modifications à tout moment et sans préavis. Le contenu et la conception de ce PDF sont protégés par les lois nationales et internationales sur les droits d'auteur et sont la propriété de STARLAB International GmbH. Toute duplication, édition, distribution et tout type d'utilisation et d'utilisation de ce contenu PDF dans des systèmes électroniques, des médias en ligne et / ou des bibliothèques ou des bases de données similaires nécessitent l'accord préalable de STARLAB International GmbH.

Starlab France
30 Rue Jean Rostand
91400 Orsay
Email: info@starlab.fr