



Capuchons verrouillables pour tubes de microcentrifugation de 1,5 / 2,0 ml



Points forts

- Tubes scellés en toute sécurité pour faire bouillir ou congeler avec rigueur
- Couleurs assorties pour faciliter l'identification des échantillons
- Une attache permet de retirer ou plonger les tubes dans l'eau bouillante, les bains secs ou les congélateurs
- La zone d'écriture permet de faciliter l'identification ou l'organisation par types
- Réutilisable
- Compatibles avec la plupart des tubes de centrifugation

Applications du produit

Tubes scellés pour faire bouillir ou congeler avec rigueur

STARLAB se réserve le droit d'apporter des modifications à tout moment et sans préavis. Le contenu et la conception de ce PDF sont protégés par les lois nationales et internationales sur les droits d'auteur et sont la propriété de STARLAB International GmbH. Toute duplication, édition, distribution et tout type d'utilisation et d'utilisation de ce contenu PDF dans des systèmes électroniques, des médias en ligne et / ou des bibliothèques ou des bases de données similaires nécessitent l'accord préalable de STARLAB International GmbH.

Starlab France SAS
30 Rue Jean Rostand
91400 Orsay
Email: info@starlab.fr



Données générales

Réf.	I1415-1508
Taille de pack	100 Pièces (1 Sachet × 100 Pièces)
Pour utilisation avec	Tubes de 1.5/2.0 ml

STARLAB se réserve le droit d'apporter des modifications à tout moment et sans préavis. Le contenu et la conception de ce PDF sont protégés par les lois nationales et internationales sur les droits d'auteur et sont la propriété de STARLAB International GmbH. Toute duplication, édition, distribution et tout type d'utilisation et d'utilisation de ce contenu PDF dans des systèmes électroniques, des médias en ligne et / ou des bibliothèques ou des bases de données similaires nécessitent l'accord préalable de STARLAB International GmbH.

Starlab France SAS
30 Rue Jean Rostand
91400 Orsay
Email: info@starlab.fr



Plus d'informations sur Capuchons verrouillables pour tubes de microcentrifugation de 1,5 / 2,0 ml

Capuchon réutilisable pour sceller les tubes en toute sécurité pour faire bouillir et congeler avec rigueur. Couleurs assorties pour faciliter l'identification des échantillons. Compatible avec la plupart des tubes de centrifugation.

Tous les capuchons verrouillables sont fournis en packs mixtes de huit couleurs différentes.