



Tube à capuchon à vis, 1,5 ml, lisse, jupé, naturel



Points forts

- Optiquement transparent

Applications du produit

STARLAB se réserve le droit d'apporter des modifications à tout moment et sans préavis. Le contenu et la conception de ce PDF sont protégés par les lois nationales et internationales sur les droits d'auteur et sont la propriété de STARLAB International GmbH. Toute duplication, édition, distribution et tout type d'utilisation et d'utilisation de ce contenu PDF dans des systèmes électroniques, des médias en ligne et / ou des bibliothèques ou des bases de données similaires nécessitent l'accord préalable de STARLAB International GmbH.

Starlab France
30 Rue Jean Rostand
91400 Orsay
Email: info@starlab.fr



Données generales

Réf.	E1415-2240
Taille de pack	500 Tubes (1 Pack × 500 Tubes)
Stérile	Non
Autoclavable	Oui
Volume	1.5 ml
Style de tube	Ordinaire
Matériau	Polypropylène
Sans ADN	Oui
Sans DNase	Oui
Sans endotoxines	Oui
Sans inhibiteurs de PCR	Oui
Sans RNase	Oui
Couleur	Naturel
Nombre de g max.	20,000 x g
Fond du tube	Jupé

STARLAB se réserve le droit d'apporter des modifications à tout moment et sans préavis. Le contenu et la conception de ce PDF sont protégés par les lois nationales et internationales sur les droits d'auteur et sont la propriété de STARLAB International GmbH. Toute duplication, édition, distribution et tout type d'utilisation et d'utilisation de ce contenu PDF dans des systèmes électroniques, des médias en ligne et / ou des bibliothèques ou des bases de données similaires nécessitent l'accord préalable de STARLAB International GmbH.

Starlab France
30 Rue Jean Rostand
91400 Orsay
Email: info@starlab.fr













Plus d'informations sur Tube à capuchon à vis, 1,5 ml, lisse, jupé, naturel

Assortir les tubes et les capuchons !

Tubes à capuchon à vis en polypropylène convenant pour de nombreuses applications, du stockage d'échantillons dans l'azote liquide en phase gazeuse au congélateur, en passant par l'ébullition ou l'autoclave (121 °C).













Toutes les variantes

NOM DU PRODUIT	TAILLE DE PACK	RÉF.
 Tube à capuchon à vis, 0,5 ml, nervuré, jupé, naturel Volume: 0.5 ml Fond du tube: Jupé Style de tube: Cannelé  Créer une fiche technique PDF	500 Tubes (1 Pack × 500 Tubes)	E1405-2120
 Tube à capuchon à vis, 0,5 ml, lisse, conique, naturel Volume: 0.5 ml Fond du tube: Conique Style de tube: Ordinaire  Créer une fiche technique PDF	500 Tubes (1 Pack × 500 Tubes)	E1405-2130
 Tube à capuchon à vis, 0,5 ml, lisse, jupé, naturel Volume: 0.5 ml Fond du tube: Jupé Style de tube: Ordinaire  Créer une fiche technique PDF	500 Tubes (1 Pack × 500 Tubes)	E1405-2140
 Tube à capuchon à vis, 1,5 ml, nervuré, conique, naturel Volume: 1.5 ml Fond du tube: Conique Style de tube: Cannelé  Créer une fiche technique PDF	500 Tubes (1 Pack × 500 Tubes)	E1415-2210
 Tube à capuchon à vis, 1,5 ml, nervuré, jupé, naturel Volume: 1.5 ml Fond du tube: Jupé Style de tube: Cannelé  Créer une fiche technique PDF	500 Tubes (1 Pack × 500 Tubes)	E1415-2220

STARLAB se réserve le droit d'apporter des modifications à tout moment et sans préavis. Le contenu et la conception de ce PDF sont protégés par les lois nationales et internationales sur les droits d'auteur et sont la propriété de STARLAB International GmbH. Toute duplication, édition, distribution et tout type d'utilisation et d'utilisation de ce contenu PDF dans des systèmes électroniques, des médias en ligne et / ou des bibliothèques ou des bases de données similaires nécessitent l'accord préalable de STARLAB International GmbH.

Starlab France
30 Rue Jean Rostand
91400 Orsay
Email: info@starlab.fr



NOM DU PRODUIT	TAILLE DE PACK	RÉF.
 Tube à capuchon à vis, 1,5 ml, gradué, conique, naturel Volume: 1.5 ml Fond du tube: Conique Style de tube: Gradué  Créer une fiche technique PDF	500 Tubes (1 Pack × 500 Tubes)	E1415-2230
 Tube à capuchon à vis, 1,5 ml, lisse, jupé, naturel Volume: 1.5 ml Fond du tube: Jupé Style de tube: Ordinaire  Créer une fiche technique PDF	500 Tubes (1 Pack × 500 Tubes)	E1415-2240
 Tube à capuchon à vis, 2,0 ml, nervuré, jupé, naturel Volume: 2.0 ml Fond du tube: Jupé Style de tube: Cannelé  Créer une fiche technique PDF	500 Tubes (1 Pack × 500 Tubes)	E1420-2320
 Tube à capuchon à vis, 2,0 ml, gradué, conique, naturel Volume: 2.0 ml Fond du tube: Conique Style de tube: Gradué  Créer une fiche technique PDF	500 Tubes (1 Pack × 500 Tubes)	E1420-2330
 Tube à capuchon à vis, 2,0 ml, gradué, jupé, naturel Volume: 2.0 ml Fond du tube: Jupé Style de tube: Gradué  Créer une fiche technique PDF	500 Tubes (1 Pack × 500 Tubes)	E1420-2340