



Tubes PCR en barrettes de 8 avec capuchons individuels attachés, 0,2 ml (bleu)



Points forts

- Fabriqués en polypropylène de qualité médicale
- Les capuchons attachés éliminent la possibilité de contamination croisée par confusion accidentelle des capuchons de tubes
- Sans inhibiteurs de PCR
- Certifiés exempts de RNase, de DNase, d'ADN et de pyrogène
- Les parois ultra fines garantissent un transfert thermique efficace et un rendement maximal
- Fournis dans des sacs réutilisables

Applications du produit

PCR standard (PCR en point final)

STARLAB se réserve le droit d'apporter des modifications à tout moment et sans préavis. Le contenu et la conception de ce PDF sont protégés par les lois nationales et internationales sur les droits d'auteur et sont la propriété de STARLAB International GmbH. Toute duplication, édition, distribution et tout type d'utilisation et d'utilisation de ce contenu PDF dans des systèmes électroniques, des médias en ligne et / ou des bibliothèques ou des bases de données similaires nécessitent l'accord préalable de STARLAB International GmbH.

Starlab France
30 Rue Jean Rostand
91400 Orsay
Email: info@starlab.fr



Données generales

Réf.	I1402-2901
Taille de pack	24 Barrettes de tubes avec capuchons (1 Pack × 24 Barrettes de tubes avec capuchons)
Stérile	Non
Autoclavable	Oui
Volume	0.2 ml
Nb de tubes	8
Style de capuchon	Barrette de capuchons bombés fixés
Matériau	Polypropylène
Sans ADN	Oui
Sans DNase	Oui
Sans endotoxines	Oui
Sans ADN humain	Oui
Sans inhibiteurs de PCR	Oui
Sans pyrogènes	Oui
Sans RNase	Oui
Couleur	Bleu
Adapté à la PCR	oui

STARLAB se réserve le droit d'apporter des modifications à tout moment et sans préavis. Le contenu et la conception de ce PDF sont protégés par les lois nationales et internationales sur les droits d'auteur et sont la propriété de STARLAB International GmbH. Toute duplication, édition, distribution et tout type d'utilisation et d'utilisation de ce contenu PDF dans des systèmes électroniques, des médias en ligne et / ou des bibliothèques ou des bases de données similaires nécessitent l'accord préalable de STARLAB International GmbH.

Starlab France
30 Rue Jean Rostand
91400 Orsay
Email: info@starlab.fr



Plus d'informations sur Tubes PCR en barrettes de 8 avec capuchons individuels attachés, 0,2 ml (bleu)

Les barrettes PCR de Starlab sont fabriquées à partir de polypropylène de qualité médicale. Les tubes à parois fines garantissent un transfert thermique efficient et homogène. Les barrettes de capuchons attachés de style « crocodile » éliminent les risques de contamination croisée par mélange accidentel des capuchons des tubes. Disponibles en barrettes de 8 ou 12 tubes/capuchons.

Barrettes profil bas (0,1 ml) : Hauteur de 15,24 mm, pour utilisation dans les cycleurs avec capacité profil bas uniquement.

Barrettes standards (0,2 ml) : Hauteur de 20.83 mm, pour utilisation dans la majorité des cycleurs.