



Plaque PCR 96 puits, semi-jupée, bord surélevé, profil bas (pour système FAST), naturel®



Points forts

- La capacité maximale approximative pour toutes les plaques 96 puits est de 350 µl pour les plaques de hauteur standard, ou de 200 µl pour les plaques à profil bas
- Disponible en plaques naturelles, blanches ou noires. Les plaques blanches sont idéales pour la qPCR, offrant un rapport signal/bruit optimal pour les tests basés sur la fluorescence. Les plaques noires permettent de minimiser la diffusion de la lumière.
- Plaques spécialisées (pour les systèmes FAST®, qPCR)

Applications du produit

PCR

STARLAB se réserve le droit d'apporter des modifications à tout moment et sans préavis. Le contenu et la conception de ce PDF sont protégés par les lois nationales et internationales sur les droits d'auteur et sont la propriété de STARLAB International GmbH. Toute duplication, édition, distribution et tout type d'utilisation et d'utilisation de ce contenu PDF dans des systèmes électroniques, des médias en ligne et / ou des bibliothèques ou des bases de données similaires nécessitent l'accord préalable de STARLAB International GmbH.

Starlab France
30 Rue Jean Rostand
91400 Orsay
Email: info@starlab.fr




Données generales

Réf.	E1403-7700
Taille de pack	10 Plaques (1 Boîte × 10 Plaques)
Stérile	Non
Autoclavable	Oui
Volume	200 µl
Nombre de puits	96 puits
Matériau	Polypropylène
Sans ADN	Oui
Sans DNase	Oui
Sans endotoxines	Oui
Sans métaux lourds	Oui
Sans inhibiteurs de PCR	Oui
Sans RNase	Oui
Couleur	Naturel
Coin tronqué	A1
Puits élevés	non
Design du cadre	Semi-skirted
Matrice	Imprimé
Profil	Bas (pour systèmes FAST®), bord surélevé
Bord surélevé	oui
Adapté à la PCR	oui
Adapté à la PCR en temps réel (qPCR)	oui

STARLAB se réserve le droit d'apporter des modifications à tout moment et sans préavis. Le contenu et la conception de ce PDF sont protégés par les lois nationales et internationales sur les droits d'auteur et sont la propriété de STARLAB International GmbH. Toute duplication, édition, distribution et tout type d'utilisation et d'utilisation de ce contenu PDF dans des systèmes électroniques, des médias en ligne et / ou des bibliothèques ou des bases de données similaires nécessitent l'accord préalable de STARLAB International GmbH.

Starlab France
30 Rue Jean Rostand
91400 Orsay
Email: info@starlab.fr



STARLAB se réserve le droit d'apporter des modifications à tout moment et sans préavis. Le contenu et la conception de ce PDF sont protégés par les lois nationales et internationales sur les droits d'auteur et sont la propriété de STARLAB International GmbH. Toute duplication, édition, distribution et tout type d'utilisation et d'utilisation de ce contenu PDF dans des systèmes électroniques, des médias en ligne et / ou des bibliothèques ou des bases de données similaires nécessitent l'accord préalable de STARLAB International GmbH.

Starlab France
30 Rue Jean Rostand
91400 Orsay
Email: info@starlab.fr




Plus d'informations sur Plaque PCR 96 puits, semi-jupée, bord surélevé, profil bas (pour système FAST), naturel®

Les plaques PCR semi-jupées STARLAB sont dotées d'une jupe de 7 mm de haut sur tout le pourtour de la plaque. La jupe améliore la stabilité de la plaque et la rend plus adaptée, par exemple, aux applications automatisées. En outre, il est possible d'apposer sur le bord de la plaque une étiquette, pourvue par exemple d'un code-barres. Les plaques à puits élevés réduisent le risque de contamination croisée.

- › Autoclavables
- › Fournies dans des sachets refermables
- › Petits conditionnements pratiques
- › Certifiées sans RNase, DNase, ADN et inhibiteurs de PCR
- › Sans endotoxine



Toutes les variantes

NOM DU PRODUIT	TAILLE DE PACK	RÉF.
 Plaque PCR 96 puits, semi-jupée, bord surélevé, profil bas (pour système FAST), naturel® Profil: Bas (pour systèmes FAST®), bord surélevé Couleur: Naturel Taille de pack: 10 Plaques (1 Boîte × 10 Plaques)  Créer une fiche technique PDF	10 Plaques (1 Boîte × 10 Plaques)	E1403-7700
 Plaque PCR 96 puits, semi-jupée, bord surélevé, profil bas (pour systèmes FAST®), naturel (carton) Profil: Bas (pour systèmes FAST®), bord surélevé Couleur: Naturel Taille de pack: 100 Plaques (10 Boîtes × 10 Plaques)  Créer une fiche technique PDF	100 Plaques (10 Boîtes × 10 Plaques)	E1403-7700-C
 Plaque PCR 96 puits, semi-jupée, bord surélevé, profil bas (pour systèmes FAST®), blanc Profil: Bas (pour systèmes FAST®), bord surélevé Couleur: Blanc Taille de pack: 10 Plaques (1 Boîte × 10 Plaques)  Créer une fiche technique PDF	10 Plaques (1 Boîte × 10 Plaques)	E1403-7709
 Plaque PCR 96 puits, semi-jupée, bord surélevé, Profil bas (pour systèmes FAST®), blanc (carton) Profil: Bas (pour systèmes FAST®), bord surélevé Couleur: Blanc Taille de pack: 100 Plaques (10 Boîtes × 10 Plaques)  Créer une fiche technique PDF	100 Plaques (10 Boîtes × 10 Plaques)	E1403-7709-C

STARLAB se réserve le droit d'apporter des modifications à tout moment et sans préavis. Le contenu et la conception de ce PDF sont protégés par les lois nationales et internationales sur les droits d'auteur et sont la propriété de STARLAB International GmbH. Toute duplication, édition, distribution et tout type d'utilisation et d'utilisation de ce contenu PDF dans des systèmes électroniques, des médias en ligne et / ou des bibliothèques ou des bases de données similaires nécessitent l'accord préalable de STARLAB International GmbH.


Starlab France
30 Rue Jean Rostand
91400 Orsay
Email: info@starlab.fr




NOM DU PRODUIT	TAILLE DE PACK	RÉF.
 Plaque PCR 96 puits, semi-jupée, bord surélevé, naturel Profil: Bord surélevé Couleur: Naturel Taille de pack: 10 Plaques (1 Boîte × 10 Plaques)  Créer une fiche technique PDF	10 Plaques (1 Boîte × 10 Plaques)	E1403-8200
 Plaque PCR 96 puits, semi-jupée, bord surélevé, naturel (carton) Profil: Bord surélevé Couleur: Naturel Taille de pack: 100 Plaques (10 Boîtes × 10 Plaques)  Créer une fiche technique PDF	100 Plaques (10 Boîtes × 10 Plaques)	E1403-8200-C
 Plaques semi-jupées avec bord surélevé & puits élevés Profil: Puits élevés 3 mm (style Corning®) Couleur: Naturel Taille de pack: 10 Plaques (1 Boîte × 10 Plaques)  Créer une fiche technique PDF	10 Plaques (1 Boîte × 10 Plaques)	B1402-9300

STARLAB se réserve le droit d'apporter des modifications à tout moment et sans préavis. Le contenu et la conception de ce PDF sont protégés par les lois nationales et internationales sur les droits d'auteur et sont la propriété de STARLAB International GmbH. Toute duplication, édition, distribution et tout type d'utilisation et d'utilisation de ce contenu PDF dans des systèmes électroniques, des médias en ligne et / ou des bibliothèques ou des bases de données similaires nécessitent l'accord préalable de STARLAB International GmbH.

Starlab France
30 Rue Jean Rostand
91400 Orsay
Email: info@starlab.fr



Accessoires

NOM DU PRODUIT	TAILLE DE PACK	RÉF.
 Bandes de film d'étanchéité PCR en polypropylène, transparent	200 Pièces (1 Boîte × 200 Pièces)	E2796-2850
 Film d'étanchéité PCR en polyester, transparent	100 Pièces (1 Boîte × 100 Pièces)	E2796-0100
 Xtra-Clear Advanced Polyolefin StarSeal (qPCR)	100 Pièces (1 Boîte × 100 Pièces)	E2796-9795
 Joint en polypropylène transparent (PCR)	100 Pièces (1 Boîte × 100 Pièces)	E2796-0793
 Clear Polyolefin StarSeal (PCR)	100 Pièces (1 Boîte × 100 Pièces)	E2796-9793
 Film d'étanchéité en aluminium, 60 µm (PCR)	100 Pièces (1 Boîte × 100 Pièces)	E2796-0792
 Aluminium StarSeal (PCR)	100 Pièces (1 Boîte × 100 Pièces)	E2796-9792
 Natte de scellement en silicone pour plaques PCR 96 puits	5 Pièces (1 Boîte × 5 Pièces)	E1403-0000

STARLAB se réserve le droit d'apporter des modifications à tout moment et sans préavis. Le contenu et la conception de ce PDF sont protégés par les lois nationales et internationales sur les droits d'auteur et sont la propriété de STARLAB International GmbH. Toute duplication, édition, distribution et tout type d'utilisation et d'utilisation de ce contenu PDF dans des systèmes électroniques, des médias en ligne et / ou des bibliothèques ou des bases de données similaires nécessitent l'accord préalable de STARLAB International GmbH.

Starlab France
30 Rue Jean Rostand
91400 Orsay
Email: info@starlab.fr