




Réservoir 12 canaux



Points forts

- Chaque cuvette est pourvue d'un numéro d'indexation moulé
- Autoclavable
- Certifiés sans RNase, DNase, ADN et inhibiteur de PCR

Applications du produit

Prise de réactif avec la pipette 12 canaux

STARLAB se réserve le droit d'apporter des modifications à tout moment et sans préavis. Le contenu et la conception de ce PDF sont protégés par les lois nationales et internationales sur les droits d'auteur et sont la propriété de STARLAB International GmbH. Toute duplication, édition, distribution et tout type d'utilisation et d'utilisation de ce contenu PDF dans des systèmes électroniques, des médias en ligne et / ou des bibliothèques ou des bases de données similaires nécessitent l'accord préalable de STARLAB International GmbH.

Starlab France
30 Rue Jean Rostand
91400 Orsay
Email: info@starlab.fr



Données generales

| | |
|-------------------------|-------------------------------|
| Réf. | E2310-1200 |
| Taille de pack | 5 Pièces (1 Boîte × 5 Pièces) |
| Dimensions (L × P × H) | 128 mm × 87 mm × 44,5 mm |
| Dimensions (L × P) | 128 mm × 87 mm |
| Autoclavable | Oui |
| Volume | 264 ml |
| Nombre de puits | 12 |
| Matériau | Polypropylène |
| Sans ADN | Oui |
| Sans DNase | Oui |
| Sans inhibiteurs de PCR | Oui |
| Sans RNase | Oui |
| Couleur | Transparent |
| Fonds | Pyramide |
| Réutilisable | Oui |
| Pour utilisation avec | 12-Channel Pipette |

STARLAB se réserve le droit d'apporter des modifications à tout moment et sans préavis. Le contenu et la conception de ce PDF sont protégés par les lois nationales et internationales sur les droits d'auteur et sont la propriété de STARLAB International GmbH. Toute duplication, édition, distribution et tout type d'utilisation et d'utilisation de ce contenu PDF dans des systèmes électroniques, des médias en ligne et / ou des bibliothèques ou des bases de données similaires nécessitent l'accord préalable de STARLAB International GmbH.

Starlab France
30 Rue Jean Rostand
91400 Orsay
Email: info@starlab.fr



Plus d'informations sur Réservoir 12 canaux

Réservoir en polypropylène clair réutilisable avec 12 cuvettes de 22 ml, chacune ayant un fond en forme de 8 pyramides.

Dimensions (LxPxH) : 128 x 87 x 44,5 mm

STARLAB se réserve le droit d'apporter des modifications à tout moment et sans préavis. Le contenu et la conception de ce PDF sont protégés par les lois nationales et internationales sur les droits d'auteur et sont la propriété de STARLAB International GmbH. Toute duplication, édition, distribution et tout type d'utilisation et d'utilisation de ce contenu PDF dans des systèmes électroniques, des médias en ligne et / ou des bibliothèques ou des bases de données similaires nécessitent l'accord préalable de STARLAB International GmbH.

Starlab France
30 Rue Jean Rostand
91400 Orsay
Email: info@starlab.fr