




Pipette Pasteur graduée de 5,0 ml



Points forts

- Surface à faible affinité
- L'ampoule attachée évite la contamination croisée
- Élimination en une étape des risques biologiques
- Polyéthylène basse densité anti-éclatement, non toxique et inerte
- Peut être congelé dans l'azote liquide
- Pipettes stériles fournies dans des packs pelables portant le n° de lot et la date d'expiration

Applications du produit

Rapide transfert non volumétrique de liquides

Comptage de gouttes

Banques de sang

Hématologie

Sérologie

Bactériologie

Immunologie

Chimie

Applications générales de laboratoires

STARLAB se réserve le droit d'apporter des modifications à tout moment et sans préavis. Le contenu et la conception de ce PDF sont protégés par les lois nationales et internationales sur les droits d'auteur et sont la propriété de STARLAB International GmbH. Toute duplication, édition, distribution et tout type d'utilisation et d'utilisation de ce contenu PDF dans des systèmes électroniques, des médias en ligne et / ou des bibliothèques ou des bases de données similaires nécessitent l'accord préalable de STARLAB International GmbH.

Starlab France SAS
30 Rue Jean Rostand
91400 Orsay
Email: info@starlab.fr



Données generales

Réf.	E1414-0500
Longueur	210 mm
Diamètre	8.0 mm
Stérile	Non
Autoclavable	Non
Volume	5.0 ml
Taille de pack	400 Pièces (1 Pack × 400 Pièces)
Type de pointe	standard
Matériau	Polyéthylène
Graduations	Oui
Tirage de poire	6.2 ml

STARLAB se réserve le droit d'apporter des modifications à tout moment et sans préavis. Le contenu et la conception de ce PDF sont protégés par les lois nationales et internationales sur les droits d'auteur et sont la propriété de STARLAB International GmbH. Toute duplication, édition, distribution et tout type d'utilisation et d'utilisation de ce contenu PDF dans des systèmes électroniques, des médias en ligne et / ou des bibliothèques ou des bases de données similaires nécessitent l'accord préalable de STARLAB International GmbH.

Starlab France SAS
30 Rue Jean Rostand
91400 Orsay
Email: info@starlab.fr



Plus d'informations sur Pipette Pasteur graduée de 5,0 ml

Une gamme de [pipettes](#) en polyéthylène fabriquées selon les normes ISO. Idéales pour les aliquotes, les [pipettes Pasteur](#) permettent de transférer de petites quantités de liquide avec précision

STARLAB se réserve le droit d'apporter des modifications à tout moment et sans préavis. Le contenu et la conception de ce PDF sont protégés par les lois nationales et internationales sur les droits d'auteur et sont la propriété de STARLAB International GmbH. Toute duplication, édition, distribution et tout type d'utilisation et d'utilisation de ce contenu PDF dans des systèmes électroniques, des médias en ligne et / ou des bibliothèques ou des bases de données similaires nécessitent l'accord préalable de STARLAB International GmbH.

Starlab France SAS
30 Rue Jean Rostand
91400 Orsay
Email: info@starlab.fr