



Boîtes de Petri CytoOne® 100 x 20 mm, traitées TC



Points forts

- Bases résistantes parfaitement planes, sans déformation
- Clarté optique permettant une analyse microscopique sans distorsion
- Bords facilitant l'empilement et laissant passer l'air entre les boîtes pour une bonne homogénéité thermique
- Couvercles ventilés facilitant les échanges gazeux
- Stérilisé par rayons gamma (SAL 10^{-5}) et certifié sans RNase, DNase, ADN ni pyrogènes
- Toutes les boîtes de Petri CytoOne® disposent de couvercles non traités minimisant la condensation
- Sachets de taille pratique à ouverture facile


Applications du produit

Croissance et culture de cellules adhérentes et en suspension

Réalisations d'analyses en milieu cellulaire et d'analyses microscopiques

STARLAB se réserve le droit d'apporter des modifications à tout moment et sans préavis. Le contenu et la conception de ce PDF sont protégés par les lois nationales et internationales sur les droits d'auteur et sont la propriété de STARLAB International GmbH. Toute duplication, édition, distribution et tout type d'utilisation et d'utilisation de ce contenu PDF dans des systèmes électroniques, des médias en ligne et / ou des bibliothèques ou des bases de données similaires nécessitent l'accord préalable de STARLAB International GmbH.

Starlab France
30 Rue Jean Rostand
91400 Orsay
Email: info@starlab.fr



Données generales

Réf.	CC7682-3394
Taille de pack	300 Nacelles (30 Paquets × 10 Nacelles)
Dimension interne	85 mm
Diamètre	100 mm
Zone de croissance	55 cm ²
Stérile	Oui
Volume de travail	10 ml
Sans ADN	Oui
Sans DNase	Oui
Sans pyrogènes	Oui
Sans RNase	Oui
Couleur	Transparent
Non cytotoxique	Oui
Traitement	Traitée TC

STARLAB se réserve le droit d'apporter des modifications à tout moment et sans préavis. Le contenu et la conception de ce PDF sont protégés par les lois nationales et internationales sur les droits d'auteur et sont la propriété de STARLAB International GmbH. Toute duplication, édition, distribution et tout type d'utilisation et d'utilisation de ce contenu PDF dans des systèmes électroniques, des médias en ligne et / ou des bibliothèques ou des bases de données similaires nécessitent l'accord préalable de STARLAB International GmbH.

Starlab France
30 Rue Jean Rostand
91400 Orsay
Email: info@starlab.fr




Plus d'informations sur Boîtes de Petri CytoOne® 100 x 20 mm, traitées TC

Manipulation sécurisée

Disponibles traitées culture pour une bonne adhérence des cellules, ou non traitées culture pour les cellules en suspension. Les bords extérieurs biseautés de la base des boîtes de Petri 35 et 60 mm facilitent leur manipulation et permettent d'éviter le retrait accidentel du couvercle, même en cas d'empilement des boîtes. Les couvercles des boîtes de 150 mm sont munis de quatre ergots de préhension pour une manipulation sécurisée avec un minimum d'efforts.

- › Bords facilitant l'empilement et laissant passer l'air entre les boîtes pour une bonne homogénéité thermique
- › Couvercles ventilés permettant les échanges gazeux
- › Couvercles CytoOne® non traités minimisant la condensation
- › Sachets de taille pratique à ouverture facile




Toutes les variantes

NOM DU PRODUIT	TAILLE DE PACK	RÉF.
 Boîtes de Petri CytoOne® 150 x 20 mm, traitées TC Volume de travail: 30 ml Traitement: Traitée TC  Créer une fiche technique PDF	60 Nacelles (12 Paquets × 5 Nacelles)	CC7682-3614
 Boîtes de Petri CytoOne® 100 x 20 mm, traitées TC Volume de travail: 10 ml Traitement: Traitée TC  Créer une fiche technique PDF	300 Nacelles (30 Paquets × 10 Nacelles)	CC7682-3394
 Boîtes de Petri CytoOne® 60 x 15 mm, traitées TC Volume de travail: 5.0 ml Traitement: Traitée TC  Créer une fiche technique PDF	300 Nacelles (30 Paquets × 10 Nacelles)	CC7682-3359
 Boîtes de Petri CytoOne® 35 x 10 mm, traitées TC Volume de travail: 2.0 ml Traitement: Traitée TC  Créer une fiche technique PDF	300 Nacelles (30 Paquets × 10 Nacelles)	CC7682-3340
 Boîtes de Petri CytoOne® 150 x 20 mm, non traitées culture Volume de travail: 30 ml Traitement: Non traitée  Créer une fiche technique PDF	60 Nacelles (12 Paquets × 5 Nacelles)	CC7672-3614
 Boîtes de Petri CytoOne® 100 x 20 mm, non traitées culture Volume de travail: 10 ml Traitement: Non traitée  Créer une fiche technique PDF	300 Nacelles (30 Paquets × 10 Nacelles)	CC7672-3394

STARLAB se réserve le droit d'apporter des modifications à tout moment et sans préavis. Le contenu et la conception de ce PDF sont protégés par les lois nationales et internationales sur les droits d'auteur et sont la propriété de STARLAB International GmbH. Toute duplication, édition, distribution et tout type d'utilisation et d'utilisation de ce contenu PDF dans des systèmes électroniques, des médias en ligne et / ou des bibliothèques ou des bases de données similaires nécessitent l'accord préalable de STARLAB International GmbH.

Starlab France
30 Rue Jean Rostand
91400 Orsay
Email: info@starlab.fr



NOM DU PRODUIT		TAILLE DE PACK	RÉF.
	Boîtes de Petri CytoOne® 60 x 15 mm, non traitées culture Volume de travail: 5.0 ml Traitement: Non traitée  Créer une fiche technique PDF	300 Nacelles (30 Paquets × 10 Nacelles)	CC7672-3359
	Boîtes de Petri CytoOne® 35 x 10 mm, non traitées culture Volume de travail: 2.0 ml Traitement: Non traitée  Créer une fiche technique PDF	300 Nacelles (30 Paquets × 10 Nacelles)	CC7672-3340

STARLAB se réserve le droit d'apporter des modifications à tout moment et sans préavis. Le contenu et la conception de ce PDF sont protégés par les lois nationales et internationales sur les droits d'auteur et sont la propriété de STARLAB International GmbH. Toute duplication, édition, distribution et tout type d'utilisation et d'utilisation de ce contenu PDF dans des systèmes électroniques, des médias en ligne et / ou des bibliothèques ou des bases de données similaires nécessitent l'accord préalable de STARLAB International GmbH.

Starlab France
30 Rue Jean Rostand
91400 Orsay
Email: info@starlab.fr