



## Microflex 93-243, Gants nitriles extra longs



### Points forts

- La manchette ultra longue offre une sécurité supplémentaire au niveau du poignet et de l'avant-bras.
- Design de manchette unique empêchant l'enroulement
- Paume et doigts texturés pour une prise fiable en toute sécurité
- Fabriqués sans accélérateurs

## Applications du produit

Protection personnelle

Santé et sécurité au travail

Protection des échantillons

Protection des processus

STARLAB se réserve le droit d'apporter des modifications à tout moment et sans préavis. Le contenu et la conception de ce PDF sont protégés par les lois nationales et internationales sur les droits d'auteur et sont la propriété de STARLAB International GmbH. Toute duplication, édition, distribution et tout type d'utilisation et d'utilisation de ce contenu PDF dans des systèmes électroniques, des médias en ligne et / ou des bibliothèques ou des bases de données similaires nécessitent l'accord préalable de STARLAB International GmbH.

**Starlab France SAS**  
30 Rue Jean Rostand  
91400 Orsay  
Email: [info@starlab.fr](mailto:info@starlab.fr)



## Données générales

|   |  |
|---|--|
| Réf.  | Voir les variantes                     |
| Longueur  | 390 mm                                 |
| Stérile   | Non                                    |
| Taille de pack                                      | 1 000 Pièces (10 Sachets × 100 Pièces) |
| Matériau  | Nitrile                                |
| Vernis  | Entièrement texturé                    |
| Intérieur   | Non poudré                             |
| Épaisseur (doigt)                                   | 0.17 mm                                |
| Épaisseur (paume)                                   | 0.13 mm                                |
| Couleur   | Bleu                                   |
| Ambidextre  | Oui                                    |
| Manchette   | Manchette allongée                     |
| Élongation après vieillissement (%)                 | 400                                    |
| Résistance à la traction après vieillissement (MPa) | 14 MPa                                 |
| Force à la rupture après vieillissement (N)         | 6 N                                    |
| Force à la rupture avant vieillissement (N)         | 6 N                                    |
| Élongation minimum avant vieillissement (%)         | 500                                    |
| Réutilisable  | Non                                    |
| Résistance à la traction avant vieillissement (MPa) | 14 MPa                                 |
| AQL   | 1.5                                    |

STARLAB se réserve le droit d'apporter des modifications à tout moment et sans préavis. Le contenu et la conception de ce PDF sont protégés par les lois nationales et internationales sur les droits d'auteur et sont la propriété de STARLAB International GmbH. Toute duplication, édition, distribution et tout type d'utilisation et d'utilisation de ce contenu PDF dans des systèmes électroniques, des médias en ligne et / ou des bibliothèques ou des bases de données similaires nécessitent l'accord préalable de STARLAB International GmbH.

**Starlab France SAS**  
30 Rue Jean Rostand  
91400 Orsay  
Email: [info@starlab.fr](mailto:info@starlab.fr)



|                             |   |
|-----------------------------|---|
| EN 1149                     | Conformes, propriétés anti-statiques  |
| EN 16523-1                  | En conformité   |
| EN 374-1                    | Conformes, Type B   |
| EN 374-2                    | Niveau 2  |
| EN 374-4                    | En conformité, détermination de la résistance à la dégradation                                      |
| EN 374-5                    | En conformité, exigences en matière de risques associés aux micro-organismes                        |
| EN ISO 21420                | En conformité   |
| ISO 16604 (Part B)          | En conformité, protection contre pénétration d'agents pathogènes transmissibles par le sang (virus) |
| EPI-Règlement (UE) 2016/425 | Équipements de Protection Individuelle (EPI) Catégorie III  |
| Règlement (CE) 1935/2004    | En conformité, contact avec les denrées alimentaires  |

STARLAB se réserve le droit d'apporter des modifications à tout moment et sans préavis. Le contenu et la conception de ce PDF sont protégés par les lois nationales et internationales sur les droits d'auteur et sont la propriété de STARLAB International GmbH. Toute duplication, édition, distribution et tout type d'utilisation et d'utilisation de ce contenu PDF dans des systèmes électroniques, des médias en ligne et / ou des bibliothèques ou des bases de données similaires nécessitent l'accord préalable de STARLAB International GmbH.

**Starlab France SAS**  
30 Rue Jean Rostand  
91400 Orsay  
Email: [info@starlab.fr](mailto:info@starlab.fr)



## Plus d'informations sur Microflex 93-243, Gants nitriles extra longs













### Protection supérieure de l'avant-bras

Manchette ultra longue pour une meilleure protection de l'avant-bras

Le matériau nitrile souple et durable assure une protection étendue jusqu'au coude avec une confortable sensation.



## Toutes les variantes

| NOM DU PRODUIT  | TAILLE DE PACK                         | RÉF.       |
|---|--|------------|
| <br><a href="#">Microflex 93-243, XS</a><br>Taille: Extra Small<br> <a href="#">Créer une fiche technique PDF</a>     | 1 000 Pièces (10 Sachets × 100 Pièces) | 93-243-XS  |
| <br><a href="#">Microflex 93-243, S</a><br>Taille: Small<br> <a href="#">Créer une fiche technique PDF</a>            | 1 000 Pièces (10 Sachets × 100 Pièces) | 93-243-S   |
| <br><a href="#">Microflex 93-243, M</a><br>Taille: Medium<br> <a href="#">Créer une fiche technique PDF</a>           | 1 000 Pièces (10 Sachets × 100 Pièces) | 93-243-M   |
| <br><a href="#">Microflex 93-243, L</a><br>Taille: Large<br> <a href="#">Créer une fiche technique PDF</a>         | 1 000 Pièces (10 Sachets × 100 Pièces) | 93-243-L   |
| <br><a href="#">Microflex 93-243, XL</a><br>Taille: Extra Large<br> <a href="#">Créer une fiche technique PDF</a> | 1 000 Pièces (10 Sachets × 100 Pièces) | 93-243-XL  |
| <br><a href="#">Microflex 93-243, XXL</a><br>Taille: XXL<br> <a href="#">Créer une fiche technique PDF</a>        | 1 000 Pièces (10 Sachets × 100 Pièces) | 93-243-XXL |

STARLAB se réserve le droit d'apporter des modifications à tout moment et sans préavis. Le contenu et la conception de ce PDF sont protégés par les lois nationales et internationales sur les droits d'auteur et sont la propriété de STARLAB International GmbH. Toute duplication, édition, distribution et tout type d'utilisation et d'utilisation de ce contenu PDF dans des systèmes électroniques, des médias en ligne et / ou des bibliothèques ou des bases de données similaires nécessitent l'accord préalable de STARLAB International GmbH.

**Starlab France SAS**  
30 Rue Jean Rostand  
91400 Orsay  
Email: [info@starlab.fr](mailto:info@starlab.fr)