



## Pipettes monocanal ErgoOne®



### Points forts

- Forces d'actionnement minimales
- Design léger et ergonomique
- Code couleur
- Verrouillage du volume
- Adaptateur de pointe universel (à l'exclusion de 5,0 ml)
- Entièrement autoclavable

## Applications du produit

Pipetage de liquides

Mélange de liquides

Pipetage inverse de liquides « difficiles » (par ex. à forte viscosité)

Remplissage de plaques, de gels et de tubes

Extraction de phase et aspiration de fractions surnageantes

STARLAB se réserve le droit d'apporter des modifications à tout moment et sans préavis. Le contenu et la conception de ce PDF sont protégés par les lois nationales et internationales sur les droits d'auteur et sont la propriété de STARLAB International GmbH. Toute duplication, édition, distribution et tout type d'utilisation et d'utilisation de ce contenu PDF dans des systèmes électroniques, des médias en ligne et / ou des bibliothèques ou des bases de données similaires nécessitent l'accord préalable de STARLAB International GmbH.

**Starlab France SAS**  
30 Rue Jean Rostand  
91400 Orsay  
Email: [info@starlab.fr](mailto:info@starlab.fr)



## Données generales

Réf.	Voir les variantes
Autoclavable	Oui
Mode de commande	Manuel
Type de pipetage	Coussin d'air
Commande	Bouton-poussoir et bouton d'éjection mécaniques et indépendants

STARLAB se réserve le droit d'apporter des modifications à tout moment et sans préavis. Le contenu et la conception de ce PDF sont protégés par les lois nationales et internationales sur les droits d'auteur et sont la propriété de STARLAB International GmbH. Toute duplication, édition, distribution et tout type d'utilisation et d'utilisation de ce contenu PDF dans des systèmes électroniques, des médias en ligne et / ou des bibliothèques ou des bases de données similaires nécessitent l'accord préalable de STARLAB International GmbH.

**Starlab France SAS**  
30 Rue Jean Rostand  
91400 Orsay  
Email: [info@starlab.fr](mailto:info@starlab.fr)



## Plus d'informations sur Pipettes monocanal ErgoOne®

### Une nouvelle référence en matière de pipetage

Les pipettes sont confrontées au quotidien à de multiples tâches nécessitant exactitude et précision. Dans un laboratoire, la fiabilité est indispensable et vous devez pouvoir vous fier aux performances de votre pipette jour après jour.

Étant l'un des appareils les plus utilisés dans le laboratoire, les pipettes doivent également être confortables d'utilisation et disposer des caractéristiques dont vous avez besoin. Les pipettes ErgoOne® combinent les caractéristiques exigées par les chercheurs et les derniers principes d'ergonomie pour des performances optimales.















ErgoOne® vous apporte justesse et précision dignes de confiance avec un nouveau look stylé que vous adorerez.

Légèreté et facilité d'utilisation extrême, on peut avoir confiance en l'ErgoOne® pour sa justesse et sa fidélité de pipetage, tout au long de la journée et chaque jour. À utiliser avec les pointes STARLAB TipOne® pour obtenir le pipetage parfait.

ErgoOne® est conçu pour s'adapter à toutes les pointes de pipette classiques (à l'exclusion de 5,0 ml) sans aucune perte de justesse et de précision.



## Toutes les variantes

NOM DU PRODUIT	TAILLE DE PACK	RÉF.
 <a href="#">Pipette monocanal 0,1 - 2,5 µl ErgoOne®</a> <b>Plage de volume:</b> 0,1 - 2,5 µl <b>Type de cône:</b> Cône standard  <a href="#">Créer une fiche technique PDF</a>	1 Pièce (1 Boîte × 1 Pièce)	S7100-0125
 <a href="#">Pipette monocanal 2 - 20 µl ErgoOne® (embout porte-cône standard)</a> <b>Plage de volume:</b> 2,0 - 20 µl <b>Type de cône:</b> Cône standard  <a href="#">Créer une fiche technique PDF</a>	1 Pièce (1 Boîte × 1 Pièce)	S7100-0220
 <a href="#">Pipette monocanal 2 - 20 µl ErgoOne® (embout porte-cône micro)</a> <b>Plage de volume:</b> 2,0 - 20 µl <b>Type de cône:</b> Micro-cône  <a href="#">Créer une fiche technique PDF</a>	1 Pièce (1 Boîte × 1 Pièce)	S7100-0221
 <a href="#">Pipette monocanal 0,5 - 10 µl ErgoOne®</a> <b>Plage de volume:</b> 0,5 - 10 µl <b>Type de cône:</b> Cône standard  <a href="#">Créer une fiche technique PDF</a>	1 Pièce (1 Boîte × 1 Pièce)	S7100-0510
 <a href="#">Pipette monocanal 10 - 100 µl ErgoOne®</a> <b>Plage de volume:</b> 10 - 100 µl <b>Type de cône:</b> Cône standard  <a href="#">Créer une fiche technique PDF</a>	1 Pièce (1 Boîte × 1 Pièce)	S7100-1100
 <a href="#">Pipette monocanal 20 - 200 µl ErgoOne®</a> <b>Plage de volume:</b> 20 - 200 µl <b>Type de cône:</b> Cône standard  <a href="#">Créer une fiche technique PDF</a>	1 Pièce (1 Boîte × 1 Pièce)	S7100-2200
 <a href="#">Pipette monocanal 100 - 1000 µl ErgoOne®</a> <b>Plage de volume:</b> 100 - 1 000 µl <b>Type de cône:</b> Cône standard  <a href="#">Créer une fiche technique PDF</a>	1 Pièce (1 Boîte × 1 Pièce)	S7110-1000

STARLAB se réserve le droit d'apporter des modifications à tout moment et sans préavis. Le contenu et la conception de ce PDF sont protégés par les lois nationales et internationales sur les droits d'auteur et sont la propriété de STARLAB International GmbH. Toute duplication, édition, distribution et tout type d'utilisation et d'utilisation de ce contenu PDF dans des systèmes électroniques, des médias en ligne et / ou des bibliothèques ou des bases de données similaires nécessitent l'accord préalable de STARLAB International GmbH.

**Starlab France SAS**  
30 Rue Jean Rostand  
91400 Orsay  
Email: info@starlab.fr



NOM DU PRODUIT	TAILLE DE PACK	RÉF.
 <p><a href="#">Pipette monocanal 500 – 5000 µl ErgoOne®</a> <b>Plage de volume:</b> 500 - 5 000 µl <b>Type de cône:</b> Cône standard</p> <p> <a href="#">Créer une fiche technique PDF</a></p>	1 Pièce (1 Boîte × 1 Pièce)	S7150-5000

STARLAB se réserve le droit d'apporter des modifications à tout moment et sans préavis. Le contenu et la conception de ce PDF sont protégés par les lois nationales et internationales sur les droits d'auteur et sont la propriété de STARLAB International GmbH. Toute duplication, édition, distribution et tout type d'utilisation et d'utilisation de ce contenu PDF dans des systèmes électroniques, des médias en ligne et / ou des bibliothèques ou des bases de données similaires nécessitent l'accord préalable de STARLAB International GmbH.

**Starlab France SAS**  
30 Rue Jean Rostand  
91400 Orsay  
Email: [info@starlab.fr](mailto:info@starlab.fr)



## Accessoires

NOM DU PRODUIT	TAILLE DE PACK	RÉF.
 <a href="#">Support de paille pour les pipettes ErgoOne®</a>	5 Pièces (1 Pack × 5 Pièces)	E3099-0002
 <a href="#">Portoir auto-adhésif pour une ErgoOne®</a>	1 Pièce (1 Pack × 1 Pièce)	E3099-0001
 <a href="#">Support mural ErgoOne®, auto-adhésif, pour une pipette</a>	1 Pièces (1 Pack × 1 Pièces)	S7200-0001
 <a href="#">Support en acrylique pour 5 pipettes (universel)</a>	1 Pièce (1 Pack × 1 Pièce)	E3099-0000
 <a href="#">Support carrousel ErgoOne® pour 8 pipettes (universel)</a>	1 Pièce (1 Boîte × 1 Pièce)	S7200-0000

STARLAB se réserve le droit d'apporter des modifications à tout moment et sans préavis. Le contenu et la conception de ce PDF sont protégés par les lois nationales et internationales sur les droits d'auteur et sont la propriété de STARLAB International GmbH. Toute duplication, édition, distribution et tout type d'utilisation et d'utilisation de ce contenu PDF dans des systèmes électroniques, des médias en ligne et / ou des bibliothèques ou des bases de données similaires nécessitent l'accord préalable de STARLAB International GmbH.

**Starlab France SAS**  
30 Rue Jean Rostand  
91400 Orsay  
Email: [info@starlab.fr](mailto:info@starlab.fr)