



Packs de démarrage pour pipette monocanal ErgoOne®



Points forts

- Three or four ErgoOne® single-channel pipettes
- Three TipOne® racks with compatible tips
- Three or four Self-Adhesive Shelf Holder for one Pipette
- Une minuterie de laboratoire STARLAB
- Veuillez sélectionner la plage de volume pour obtenir des informations plus détaillées sur le contenu de chaque pack de démarrage.

Applications du produit

STARLAB se réserve le droit d'apporter des modifications à tout moment et sans préavis. Le contenu et la conception de ce PDF sont protégés par les lois nationales et internationales sur les droits d'auteur et sont la propriété de STARLAB International GmbH. Toute duplication, édition, distribution et tout type d'utilisation et d'utilisation de ce contenu PDF dans des systèmes électroniques, des médias en ligne et / ou des bibliothèques ou des bases de données similaires nécessitent l'accord préalable de STARLAB International GmbH.

Starlab France
30 Rue Jean Rostand
91400 Orsay
Email: info@starlab.fr



Données générales

Réf.	Voir les variantes
Plage de volume	2 - 1 000 μ l
Volume	1000 μ l
Type de canal	1 canal
Mode de commande	Manuel

STARLAB se réserve le droit d'apporter des modifications à tout moment et sans préavis. Le contenu et la conception de ce PDF sont protégés par les lois nationales et internationales sur les droits d'auteur et sont la propriété de STARLAB International GmbH. Toute duplication, édition, distribution et tout type d'utilisation et d'utilisation de ce contenu PDF dans des systèmes électroniques, des médias en ligne et / ou des bibliothèques ou des bases de données similaires nécessitent l'accord préalable de STARLAB International GmbH.

Starlab France
30 Rue Jean Rostand
91400 Orsay
Email: info@starlab.fr



Plus d'informations sur Packs de démarrage pour pipette monocanal ErgoOne®

Tous les jours, les pipettes sont confrontées à de multiples tâches nécessitant exactitude et précision. Dans un laboratoire, la fiabilité est indispensable et vous devez pouvoir vous fier aux performances de votre pipette jour après jour. Lancez vous dans une toute nouvelle expérience de pipetage avec les pipettes monocanal ErgoOne® et les pointes TipOne® d'origine - Le duo de choc ! Les packs de démarrage comprennent un support adhésif pour chaque pipette, une minuterie de laboratoire STARLAB.

STARLAB se réserve le droit d'apporter des modifications à tout moment et sans préavis. Le contenu et la conception de ce PDF sont protégés par les lois nationales et internationales sur les droits d'auteur et sont la propriété de STARLAB International GmbH. Toute duplication, édition, distribution et tout type d'utilisation et d'utilisation de ce contenu PDF dans des systèmes électroniques, des médias en ligne et / ou des bibliothèques ou des bases de données similaires nécessitent l'accord préalable de STARLAB International GmbH.

Starlab France
30 Rue Jean Rostand
91400 Orsay
Email: info@starlab.fr



Toutes les variantes

NOM DU PRODUIT	TAILLE DE PACK	RÉF.
 Pack de démarrage pour ErgoOne® 4 (2.5) Plage de volume: 0,1 - 1 000 µl  Créer une fiche technique PDF	1 Pièce (1 Boîte × 1 Pièce)	STARTERPACK42.5
 Pack de démarrage pour ErgoOne® 4 (10) Plage de volume: 0,5 - 1 000 µl  Créer une fiche technique PDF	1 Pièce (1 Boîte × 1 Pièce)	STARTERPACK410
 Pack de démarrage pour ErgoOne® Plage de volume: 20 - 1 000 µl  Créer une fiche technique PDF	1 Pièce (1 Boîte × 1 Pièce)	STARTERPACK

STARLAB se réserve le droit d'apporter des modifications à tout moment et sans préavis. Le contenu et la conception de ce PDF sont protégés par les lois nationales et internationales sur les droits d'auteur et sont la propriété de STARLAB International GmbH. Toute duplication, édition, distribution et tout type d'utilisation et d'utilisation de ce contenu PDF dans des systèmes électroniques, des médias en ligne et / ou des bibliothèques ou des bases de données similaires nécessitent l'accord préalable de STARLAB International GmbH.

Starlab France
30 Rue Jean Rostand
91400 Orsay
Email: info@starlab.fr