



## Pipettes multicanaux ErgoOne® E



### Points forts

- Facile à utiliser, structure de menu intuitive
- Design léger et ergonomique
- Repose-doigt ajustable pour plus de confort individuel
- Forces de chargement et d'éjection des pointes nettement réduites
- Adaptateur de pointe universel
- Fiable
- Tige de pipette autoclavable
- Garantie de 12 mois

## Applications du produit

Pipetage

Pipetage inverse de liquides « difficiles » (par ex. à forte viscosité)

Agitation

Distribution

Électrophorèse (excl. 1250 µl modèles)

STARLAB se réserve le droit d'apporter des modifications à tout moment et sans préavis. Le contenu et la conception de ce PDF sont protégés par les lois nationales et internationales sur les droits d'auteur et sont la propriété de STARLAB International GmbH. Toute duplication, édition, distribution et tout type d'utilisation et d'utilisation de ce contenu PDF dans des systèmes électroniques, des médias en ligne et / ou des bibliothèques ou des bases de données similaires nécessitent l'accord préalable de STARLAB International GmbH.

**Starlab France SAS**  
30 Rue Jean Rostand  
91400 Orsay  
Email: [info@starlab.fr](mailto:info@starlab.fr)



## Données generales

Réf.	Voir les variantes
Autoclavable	Tige de pipette autoclavable
Mode de commande	Electronique
Type de pipetage	Coussin d'air
Commande	Pipettes à piston avec batterie contrôlées par microprocesseur

STARLAB se réserve le droit d'apporter des modifications à tout moment et sans préavis. Le contenu et la conception de ce PDF sont protégés par les lois nationales et internationales sur les droits d'auteur et sont la propriété de STARLAB International GmbH. Toute duplication, édition, distribution et tout type d'utilisation et d'utilisation de ce contenu PDF dans des systèmes électroniques, des médias en ligne et / ou des bibliothèques ou des bases de données similaires nécessitent l'accord préalable de STARLAB International GmbH.

**Starlab France SAS**  
30 Rue Jean Rostand  
91400 Orsay  
Email: [info@starlab.fr](mailto:info@starlab.fr)



## Plus d'informations sur Pipettes multicanaux ErgoOne® E













### Fiable et ergonomique !

Les [pipettes](#) électroniques [ErgoOne](#)® E procurent un pipetage fiable au quotidien. Ergonomiques et légères, les [pipettes](#) [ErgoOne](#)® E sont parfaites pour un pipetage confortable, même pour de longues périodes d'utilisation. Les [pipettes](#) [ErgoOne](#)® E utilisées avec les [pointes de pipette TipOne](#)® de Starlab permettent d'obtenir un pipetage parfait. La conception optimisée de l'embout porte-cône offre à l'utilisateur un ajustement universel pratique de la pointe.

Quatre modes opératoires permettent un pipetage standard et inverse, ainsi qu'un mélange et une distribution. Un mode unique « Électrophorèse » (disponible sur tous les modèles à l'exception des modèles 1 000 µl, 1 250 µl et 5 000 µl) vous facilite le chargement du gel. La batterie de longue durée peut également être chargée pendant l'utilisation, vous n'êtes donc jamais démunis de votre pipette.











## Toutes les variantes

NOM DU PRODUIT	TAILLE DE PACK	RÉF.
 <a href="#">Pipette électronique 8 canaux ErgoOne® E, 0,5 – 10µl</a> <b>Type de canal:</b> 8 canaux <b>Plage de volume:</b> 0,5 - 10 µl  <a href="#">Créer une fiche technique PDF</a>	1 Pièce (1 Boîte × 1 Pièce)	G9008-0010
 <a href="#">Pipette électronique 8 canaux ErgoOne® E, 1,0 – 20µl</a> <b>Type de canal:</b> 8 canaux <b>Plage de volume:</b> 1,0 - 20 µl  <a href="#">Créer une fiche technique PDF</a>	1 Pièce (1 Boîte × 1 Pièce)	G9008-0020
 <a href="#">Pipette électronique 8 canaux ErgoOne® E, 5,0 – 100µl</a> <b>Type de canal:</b> 8 canaux <b>Plage de volume:</b> 5,0 - 100 µl  <a href="#">Créer une fiche technique PDF</a>	1 Pièce (1 Boîte × 1 Pièce)	G9008-0100
 <a href="#">Pipette électronique 8 canaux ErgoOne® E, 15 – 300µl</a> <b>Type de canal:</b> 8 canaux <b>Plage de volume:</b> 15 - 300 µl  <a href="#">Créer une fiche technique PDF</a>	1 Pièce (1 Boîte × 1 Pièce)	G9008-0300
 <a href="#">Pipette électronique 8 canaux ErgoOne® E, 50 – 1250 µl</a> <b>Type de canal:</b> 8 canaux <b>Plage de volume:</b> 50 - 1 250 µl  <a href="#">Créer une fiche technique PDF</a>	1 Pièce (1 Boîte × 1 Pièce)	G9008-1250
 <a href="#">Pipette électronique 12 canaux ErgoOne® E, 5,0 – 100µl</a> <b>Type de canal:</b> 12 canaux <b>Plage de volume:</b> 5,0 - 100 µl  <a href="#">Créer une fiche technique PDF</a>	1 Pièce (1 Boîte × 1 Pièce)	G9012-0100

STARLAB se réserve le droit d'apporter des modifications à tout moment et sans préavis. Le contenu et la conception de ce PDF sont protégés par les lois nationales et internationales sur les droits d'auteur et sont la propriété de STARLAB International GmbH. Toute duplication, édition, distribution et tout type d'utilisation et d'utilisation de ce contenu PDF dans des systèmes électroniques, des médias en ligne et / ou des bibliothèques ou des bases de données similaires nécessitent l'accord préalable de STARLAB International GmbH.

**Starlab France SAS**  
30 Rue Jean Rostand  
91400 Orsay  
Email: info@starlab.fr











NOM DU PRODUIT	TAILLE DE PACK	RÉF.
 <a href="#">Pipette électronique 12 canaux ErgoOne® E, 0,5 – 10µl</a> <b>Type de canal:</b> 12 canaux <b>Plage de volume:</b> 0,5 - 10 µl   <a href="#">Créer une fiche technique PDF</a>	1 Pièce (1 Boîte × 1 Pièce)	G9012-0010
 <a href="#">Pipette électronique 12 canaux ErgoOne® E, 1,0 – 20µl</a> <b>Type de canal:</b> 12 canaux <b>Plage de volume:</b> 1,0 - 20 µl   <a href="#">Créer une fiche technique PDF</a>	1 Pièce (1 Boîte × 1 Pièce)	G9012-0020
 <a href="#">Pipette électronique 12 canaux ErgoOne® E, 15 – 300µl</a> <b>Type de canal:</b> 12 canaux <b>Plage de volume:</b> 15 - 300 µl   <a href="#">Créer une fiche technique PDF</a>	1 Pièce (1 Boîte × 1 Pièce)	G9012-0300
 <a href="#">Pipette électronique 12 canaux ErgoOne® E, 50 – 1250 µl</a> <b>Type de canal:</b> 12 canaux <b>Plage de volume:</b> 50 - 1 250 µl   <a href="#">Créer une fiche technique PDF</a>	1 Pièce (1 Boîte × 1 Pièce)	G9012-1250

STARLAB se réserve le droit d'apporter des modifications à tout moment et sans préavis. Le contenu et la conception de ce PDF sont protégés par les lois nationales et internationales sur les droits d'auteur et sont la propriété de STARLAB International GmbH. Toute duplication, édition, distribution et tout type d'utilisation et d'utilisation de ce contenu PDF dans des systèmes électroniques, des médias en ligne et / ou des bibliothèques ou des bases de données similaires nécessitent l'accord préalable de STARLAB International GmbH.

**Starlab France SAS**  
30 Rue Jean Rostand  
91400 Orsay  
Email: info@starlab.fr



## Accessoires

NOM DU PRODUIT	TAILLE DE PACK	RÉF.
 <a href="#">Batterie de remplacement pour l'ErgoOne® E</a>	1 Pièce (1 Boîte × 1 Pièce)	G9999-1005
 <a href="#">Huile de silicone pour piston (pour pipettes monocanal 5 000 µl et toutes pipette multicanaux)</a>	1 Pièce (1 Pack × 1 Pièce)	G9999-1007
 <a href="#">Graisse fluorée pour axe de guidage (pour pipettes multicanaux)</a>	1 Pièce (1 Pack × 1 Pièce)	G9999-1008
 <a href="#">Support individuel (pour toutes les pipettes multicanaux ErgoOne® E jusqu'à 300 µl)</a>	1 Pièce (1 Boîte × 1 Pièce)	G9999-1004
 <a href="#">Portoir d'étagère pour une pipette ErgoOne® E</a>	1 Pièce (1 Boîte × 1 Pièce)	G9999-1009
 <a href="#">Support mural pour une pipette ErgoOne® E</a>	1 Pièce (1 Boîte × 1 Pièce)	G9999-1010
 <a href="#">Potence universelle pour une pipette ErgoOne® E - tous volumes</a>	1 Pièce (1 Boîte × 1 Pièce)	G9999-1011
 <a href="#">Adaptateur AC pour l'Europe/UK (230V/50 Hz)</a>	1 Pièce (1 Boîte × 1 Pièce)	G9999-1000

STARLAB se réserve le droit d'apporter des modifications à tout moment et sans préavis. Le contenu et la conception de ce PDF sont protégés par les lois nationales et internationales sur les droits d'auteur et sont la propriété de STARLAB International GmbH. Toute duplication, édition, distribution et tout type d'utilisation et d'utilisation de ce contenu PDF dans des systèmes électroniques, des médias en ligne et / ou des bibliothèques ou des bases de données similaires nécessitent l'accord préalable de STARLAB International GmbH.

**Starlab France SAS**  
30 Rue Jean Rostand  
91400 Orsay  
Email: info@starlab.fr