



## Boîtier de conservation StarStore 81



### Points forts

- Boîtier de conservation en polypropylène de 81 emplacements avec séparateurs fixes 9x9 pour des tubes jusqu'à 13 mm
- Couvercle à soulèvement transparent avec panneau d'inscription givré sur le côté
- Trous d'évent dans la base afin de faciliter le drainage et le retrait du couvercle
- Grille de référence imprimée sur la base
- Température d'utilisation de -90 °C à 121 °C
- Dimensions (LxPxH) : 130 x 130 x 45 mm
- Hauteur max. de tube : 60 mm

## Applications du produit

Stockage d'échantillons

STARLAB se réserve le droit d'apporter des modifications à tout moment et sans préavis. Le contenu et la conception de ce PDF sont protégés par les lois nationales et internationales sur les droits d'auteur et sont la propriété de STARLAB International GmbH. Toute duplication, édition, distribution et tout type d'utilisation et d'utilisation de ce contenu PDF dans des systèmes électroniques, des médias en ligne et / ou des bibliothèques ou des bases de données similaires nécessitent l'accord préalable de STARLAB International GmbH.

**Starlab France SAS**  
30 Rue Jean Rostand  
91400 Orsay  
Email: [info@starlab.fr](mailto:info@starlab.fr)



## Données générales

Réf.	Voir les variantes
Dimensions (L x P x H)	130 mm x 130 mm x 45 mm
Dimensions (L x P)	130 mm x 130 mm
Longueur max. du tube	60 mm
Autoclavable	Oui
Taille de pack	5 Pièces (1 Pack x 5 Pièces)
Matériau	Polypropylène
Couleur	Divers
Emplacements	81

STARLAB se réserve le droit d'apporter des modifications à tout moment et sans préavis. Le contenu et la conception de ce PDF sont protégés par les lois nationales et internationales sur les droits d'auteur et sont la propriété de STARLAB International GmbH. Toute duplication, édition, distribution et tout type d'utilisation et d'utilisation de ce contenu PDF dans des systèmes électroniques, des médias en ligne et / ou des bibliothèques ou des bases de données similaires nécessitent l'accord préalable de STARLAB International GmbH.

**Starlab France SAS**  
30 Rue Jean Rostand  
91400 Orsay  
Email: [info@starlab.fr](mailto:info@starlab.fr)



## Plus d'informations sur Boîtier de conservation StarStore 81

















Boîtier de conservation en polypropylène de 81 emplacements avec séparateurs fixes 9x9 pour des tubes jusqu'à 13 mm, notamment tubes de microcentrifugation 1,5/2,0 ml ou microtubes à capuchon à vis. Le couvercle sans charnières, à soulèvement permet le stockage de tubes de différentes hauteurs. Encombrement standard 130 x 130 mm pour utilisation dans les systèmes d'étagères de congélateur.

STARLAB se réserve le droit d'apporter des modifications à tout moment et sans préavis. Le contenu et la conception de ce PDF sont protégés par les lois nationales et internationales sur les droits d'auteur et sont la propriété de STARLAB International GmbH. Toute duplication, édition, distribution et tout type d'utilisation et d'utilisation de ce contenu PDF dans des systèmes électroniques, des médias en ligne et / ou des bibliothèques ou des bases de données similaires nécessitent l'accord préalable de STARLAB International GmbH.

**Starlab France SAS**  
30 Rue Jean Rostand  
91400 Orsay  
Email: [info@starlab.fr](mailto:info@starlab.fr)



## Toutes les variantes

NOM DU PRODUIT	TAILLE DE PACK	RÉF.
 <a href="#">StarStore 81, naturel</a> Couleur: Naturel  <a href="#">Créer une fiche technique PDF</a>	5 Pièces (1 Pack × 5 Pièces)	I2381-5040
 <a href="#">StarStore 81, bleu néon</a> Couleur: Bleu fluo  <a href="#">Créer une fiche technique PDF</a>	5 Pièces (1 Pack × 5 Pièces)	I2381-5041
 <a href="#">StarStore 81, néon vert</a> Couleur: Vert fluo  <a href="#">Créer une fiche technique PDF</a>	5 Pièces (1 Pack × 5 Pièces)	I2381-5042
 <a href="#">StarStore 81, orange néon</a> Couleur: Orange fluo  <a href="#">Créer une fiche technique PDF</a>	5 Pièces (1 Pack × 5 Pièces)	I2381-5043
 <a href="#">StarStore 81, rose néon</a> Couleur: Rose fluo  <a href="#">Créer une fiche technique PDF</a>	5 Pièces (1 Pack × 5 Pièces)	I2381-5044
 <a href="#">StarStore 81, jaune néon</a> Couleur: Jaune fluo  <a href="#">Créer une fiche technique PDF</a>	5 Pièces (1 Pack × 5 Pièces)	I2381-5046
 <a href="#">StarStore 81, néon mixte</a> Couleur: Fluo mélangé  <a href="#">Créer une fiche technique PDF</a>	5 Pièces (1 Pack × 5 Pièces)	I2381-5048
 <a href="#">StarStore 81, noir</a> Couleur: Noir  <a href="#">Créer une fiche technique PDF</a>	5 Pièces (1 Pack × 5 Pièces)	I2381-5049

STARLAB se réserve le droit d'apporter des modifications à tout moment et sans préavis. Le contenu et la conception de ce PDF sont protégés par les lois nationales et internationales sur les droits d'auteur et sont la propriété de STARLAB International GmbH. Toute duplication, édition, distribution et tout type d'utilisation et d'utilisation de ce contenu PDF dans des systèmes électroniques, des médias en ligne et / ou des bibliothèques ou des bases de données similaires nécessitent l'accord préalable de STARLAB International GmbH.

**Starlab France SAS**  
30 Rue Jean Rostand  
91400 Orsay  
Email: info@starlab.fr