



## StarStore 50 (avec charnières)



### Points forts

- Boîtier de conservation en polypropylène de 50 emplacements avec séparateurs fixes 10x10 pour tubes jusqu'à 13 mm
- Couvercle à charnières, verrouillable avec tenons de positionnement pour un empilement stable.
- Grille de référence moulée sur la base.
- Température d'utilisation de -90°C à 121°C
- Autoclavable
- Dimensions (LxPxH) : 140 x 80 x 55 mm

## Applications du produit

Stockage d'échantillons

STARLAB se réserve le droit d'apporter des modifications à tout moment et sans préavis. Le contenu et la conception de ce PDF sont protégés par les lois nationales et internationales sur les droits d'auteur et sont la propriété de STARLAB International GmbH. Toute duplication, édition, distribution et tout type d'utilisation et d'utilisation de ce contenu PDF dans des systèmes électroniques, des médias en ligne et / ou des bibliothèques ou des bases de données similaires nécessitent l'accord préalable de STARLAB International GmbH.

**Starlab France SAS**  
30 Rue Jean Rostand  
91400 Orsay  
Email: [info@starlab.fr](mailto:info@starlab.fr)



## Données generales

|                        |                        |
|------------------------|------------------------|
| Réf.                   | Voir les variantes     |
| Dimensions (L x P x H) | 140 mm x 80 mm x 55 mm |
| Dimensions (L x P)     | 140 mm x 80 mm         |
| Longueur max. du tube  | 13 mm                  |
| Autoclavable           | Oui                    |
| Taille de pack         | 5 Pièces (5 Pièces)    |
| Matériau               | Polypropylène          |
| Couleur                | Divers                 |
| Emplacements           | 50                     |
| Pour utilisation avec  | for tubes up to 13mm   |

STARLAB se réserve le droit d'apporter des modifications à tout moment et sans préavis. Le contenu et la conception de ce PDF sont protégés par les lois nationales et internationales sur les droits d'auteur et sont la propriété de STARLAB International GmbH. Toute duplication, édition, distribution et tout type d'utilisation et d'utilisation de ce contenu PDF dans des systèmes électroniques, des médias en ligne et / ou des bibliothèques ou des bases de données similaires nécessitent l'accord préalable de STARLAB International GmbH.

**Starlab France SAS**  
30 Rue Jean Rostand  
91400 Orsay  
Email: [info@starlab.fr](mailto:info@starlab.fr)













## Plus d'informations sur StarStore 50 (avec charnières)

Boîtier de conservation en polypropylène de 50 emplacements avec séparateurs fixes 5x10 pour tubes jusqu'à 13 mm, notamment tubes de microcentrifugation 1,5/2,0 ml ou microtubes à capuchon à vis. Couvercle à charnières, verrouillable avec tenons de positionnement pour un empilement stable.



## Toutes les variantes

| NOM DU PRODUIT                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | TAILLE DE PACK               | RÉF.       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------|
| <br><a href="#">StarStore 50 néon (avec charnières), naturel</a><br><b>Couleur:</b> Naturel<br> <a href="#">Créer une fiche technique PDF</a>             | 5 Pièces (1 Pack × 5 Pièces) | I2350-5800 |
| <br><a href="#">StarStore 50 néon (avec charnières), bleu néon</a><br><b>Couleur:</b> Bleu fluo<br> <a href="#">Créer une fiche technique PDF</a>         | 5 Pièces (1 Pack × 5 Pièces) | I2350-5841 |
| <br><a href="#">StarStore 50 néon (avec charnières), vert néon</a><br><b>Couleur:</b> Vert fluo<br> <a href="#">Créer une fiche technique PDF</a>         | 5 Pièces (1 Pack × 5 Pièces) | I2350-5842 |
| <br><a href="#">StarStore 50 néon (avec charnières), jaune néon</a><br><b>Couleur:</b> Jaune fluo<br> <a href="#">Créer une fiche technique PDF</a>   | 5 Pièces (1 Pack × 5 Pièces) | I2350-5846 |
| <br><a href="#">StarStore 50 néon (avec charnières), néon mixte</a><br><b>Couleur:</b> Fluo mélangé<br> <a href="#">Créer une fiche technique PDF</a> | 5 Pièces (1 Pack × 5 Pièces) | I2350-5848 |

STARLAB se réserve le droit d'apporter des modifications à tout moment et sans préavis. Le contenu et la conception de ce PDF sont protégés par les lois nationales et internationales sur les droits d'auteur et sont la propriété de STARLAB International GmbH. Toute duplication, édition, distribution et tout type d'utilisation et d'utilisation de ce contenu PDF dans des systèmes électroniques, des médias en ligne et / ou des bibliothèques ou des bases de données similaires nécessitent l'accord préalable de STARLAB International GmbH.

**Starlab France SAS**  
30 Rue Jean Rostand  
91400 Orsay  
Email: info@starlab.fr