



Boîtier de conservation et transport pour tubes de centrifugation



Points forts

- Boîtier de conservation/transport en polypropylène robuste pour tubes de centrifugation
- L'une contient 36 tubes de 15ml ; l'autre 16 tubes de 50ml
- Transparent, couvercle à soulèvement
- La base peut être retirée pour utilisation au bain-marie
- Température d'utilisation de -90°C à 121°C
- Autoclavable
- Dimensions (LxPxH) : 145 x 145 x 127 mm

Applications du produit

Stockage d'échantillons

STARLAB se réserve le droit d'apporter des modifications à tout moment et sans préavis. Le contenu et la conception de ce PDF sont protégés par les lois nationales et internationales sur les droits d'auteur et sont la propriété de STARLAB International GmbH. Toute duplication, édition, distribution et tout type d'utilisation et d'utilisation de ce contenu PDF dans des systèmes électroniques, des médias en ligne et / ou des bibliothèques ou des bases de données similaires nécessitent l'accord préalable de STARLAB International GmbH.

Starlab France
30 Rue Jean Rostand
91400 Orsay
Email: info@starlab.fr



Données generales

Réf.	Voir les variantes
Dimensions (L x P x H)	145 mm x 145 mm x 127 mm
Dimensions (L x P)	145 mm x 145 mm
Autoclavable	Oui
Taille de pack	2 Pièces (2 Pièces)
Type de rack	Tube Rack
Matériau	Polypropylène

STARLAB se réserve le droit d'apporter des modifications à tout moment et sans préavis. Le contenu et la conception de ce PDF sont protégés par les lois nationales et internationales sur les droits d'auteur et sont la propriété de STARLAB International GmbH. Toute duplication, édition, distribution et tout type d'utilisation et d'utilisation de ce contenu PDF dans des systèmes électroniques, des médias en ligne et / ou des bibliothèques ou des bases de données similaires nécessitent l'accord préalable de STARLAB International GmbH.

Starlab France
30 Rue Jean Rostand
91400 Orsay
Email: info@starlab.fr



Plus d'informations sur Boîtier de conservation et transport pour tubes de centrifugation

Deux boîtiers de conservation/transport en polypropylène pour tubes de centrifugation L'une contient 36 tubes de 15ml ; l'autre 16 tubes de 50ml

STARLAB se réserve le droit d'apporter des modifications à tout moment et sans préavis. Le contenu et la conception de ce PDF sont protégés par les lois nationales et internationales sur les droits d'auteur et sont la propriété de STARLAB International GmbH. Toute duplication, édition, distribution et tout type d'utilisation et d'utilisation de ce contenu PDF dans des systèmes électroniques, des médias en ligne et / ou des bibliothèques ou des bases de données similaires nécessitent l'accord préalable de STARLAB International GmbH.

Starlab France
30 Rue Jean Rostand
91400 Orsay
Email: info@starlab.fr



Toutes les variantes

NOM DU PRODUIT	TAILLE DE PACK	RÉF.
 Boîtier de conservation/transport pour tubes de centrifugation de 50 ml, bleu Emplacements: 16  Créer une fiche technique PDF	2 Pièces (1 Boîte × 2 Pièces)	E9025-1650
 Boîtier de conservation/transport pour tubes de centrifugation de 15 ml, vert Emplacements: 36  Créer une fiche technique PDF	2 Pièces (1 Boîte × 2 Pièces)	E9025-3615

STARLAB se réserve le droit d'apporter des modifications à tout moment et sans préavis. Le contenu et la conception de ce PDF sont protégés par les lois nationales et internationales sur les droits d'auteur et sont la propriété de STARLAB International GmbH. Toute duplication, édition, distribution et tout type d'utilisation et d'utilisation de ce contenu PDF dans des systèmes électroniques, des médias en ligne et / ou des bibliothèques ou des bases de données similaires nécessitent l'accord préalable de STARLAB International GmbH.

Starlab France
30 Rue Jean Rostand
91400 Orsay
Email: info@starlab.fr