




Station de travail PCR



Points forts

- Température d'utilisation : -90 °C à 121 °C
- Autoclavable
- Chaque rack est fourni avec son propre couvercle transparent, à soulèvement

Applications du produit

Stockage d'échantillons
PCR

STARLAB se réserve le droit d'apporter des modifications à tout moment et sans préavis. Le contenu et la conception de ce PDF sont protégés par les lois nationales et internationales sur les droits d'auteur et sont la propriété de STARLAB International GmbH. Toute duplication, édition, distribution et tout type d'utilisation et d'utilisation de ce contenu PDF dans des systèmes électroniques, des médias en ligne et / ou des bibliothèques ou des bases de données similaires nécessitent l'accord préalable de STARLAB International GmbH.

Starlab France
30 Rue Jean Rostand
91400 Orsay
Email: info@starlab.fr



Données generales

Réf.	Voir les variantes
Autoclavable	Oui
Type de rack	PCR Work-Rack
Couleur	Divers

STARLAB se réserve le droit d'apporter des modifications à tout moment et sans préavis. Le contenu et la conception de ce PDF sont protégés par les lois nationales et internationales sur les droits d'auteur et sont la propriété de STARLAB International GmbH. Toute duplication, édition, distribution et tout type d'utilisation et d'utilisation de ce contenu PDF dans des systèmes électroniques, des médias en ligne et / ou des bibliothèques ou des bases de données similaires nécessitent l'accord préalable de STARLAB International GmbH.

Starlab France
30 Rue Jean Rostand
91400 Orsay
Email: info@starlab.fr














Plus d'informations sur Station de travail PCR

Racks en polypropylène pour la conservation de tubes PCR, de barrettes PCR et de plaques PCR, ainsi que de tubes de microcentrifugation de 0,5 ml et 1,5/2,0 ml. Matrice alpha-numérique moulée. Les racks de deux tailles différentes (rack A et rack B) peuvent être combinés pour former la station de travail PCR complète. Les racks peuvent être commandés soit séparément soit ensemble comme station de travail complète.















Toutes les variantes

NOM DU PRODUIT	TAILLE DE PACK	RÉF.
 Rack A seulement (rack satellite), bleu néon Type de rack: Rack Saterllite Couleur: Bleu fluo	1 Pièce (1 Rack × 1 Pièce)	E2396-1641
 Rack A seulement (rack satellite), vert néon Type de rack: Rack Saterllite Couleur: Vert fluo	1 Pièce (1 Rack × 1 Pièce)	E2396-1642
 Rack A seulement (rack satellite), rose néon Type de rack: Rack Saterllite Couleur: Rose fluo	1 Pièce (1 Rack × 1 Pièce)	E2396-1644
 Rack A seulement (rack satellite), jaune néon Type de rack: Rack Saterllite Couleur: Jaune fluo	1 Pièce (1 Rack × 1 Pièce)	E2396-1646
 Rack A seulement (rack satellite), néon mixte Type de rack: Rack Saterllite Couleur: Fluo mélangé  Créer une fiche technique PDF	5 Pièce (1 Pack × 5 Pièce)	E2396-9649
 Rack A seulement (rack satellite), orange néon Type de rack: Rack Saterllite Couleur: Orange fluo	1 Pièce (1 Rack × 1 Pièce)	E2396-1643
 Rack B seulement (rack station de travail), bleu néon Type de rack: Rack pour plateforme de travail Couleur: Bleu fluo  Créer une fiche technique PDF	1 Pièce (1 Rack × 1 Pièce)	E2396-1651
 Rack B seulement (rack station de travail), vert néon Type de rack: Rack pour plateforme de travail Couleur: Vert fluo  Créer une fiche technique PDF	1 Pièce (1 Rack × 1 Pièce)	E2396-1652

STARLAB se réserve le droit d'apporter des modifications à tout moment et sans préavis. Le contenu et la conception de ce PDF sont protégés par les lois nationales et internationales sur les droits d'auteur et sont la propriété de STARLAB International GmbH. Toute duplication, édition, distribution et tout type d'utilisation et d'utilisation de ce contenu PDF dans des systèmes électroniques, des médias en ligne et / ou des bibliothèques ou des bases de données similaires nécessitent l'accord préalable de STARLAB International GmbH.

Starlab France
30 Rue Jean Rostand
91400 Orsay
Email: info@starlab.fr











NOM DU PRODUIT	TAILLE DE PACK	RÉF.
 Rack B seulement (rack station de travail), orange néon Type de rack: Rack pour plateforme de travail Couleur: Orange fluo  Créer une fiche technique PDF	1 Pièce (1 Rack × 1 Pièce)	E2396-1653
 Rack B seulement (rack station de travail), rose néon Type de rack: Rack pour plateforme de travail Couleur: Rose fluo  Créer une fiche technique PDF	1 Pièce (1 Rack × 1 Pièce)	E2396-1654
 Rack B seulement (rack station de travail), jaune néon Type de rack: Rack pour plateforme de travail Couleur: Jaune fluo  Créer une fiche technique PDF	1 Pièce (1 Rack × 1 Pièce)	E2396-1656
 Rack B seulement (rack station de travail), néon mixte Type de rack: Rack pour plateforme de travail Couleur: Fluo mélangé  Créer une fiche technique PDF	5 Pièce (1 Pack × 5 Pièce)	E2396-9659
 Racks A & B (station de travail complète), néon mixte Type de rack: Station complète Couleur: Fluo mélangé  Créer une fiche technique PDF	10 Pièce (1 Pack × 10 Pièce)	E2396-9669
 Racks A & B (station de travail complète), bleu néon Type de rack: Station complète Couleur: Bleu fluo  Créer une fiche technique PDF	2 Pièce (1 Pack × 2 Pièce)	E2396-9691

STARLAB se réserve le droit d'apporter des modifications à tout moment et sans préavis. Le contenu et la conception de ce PDF sont protégés par les lois nationales et internationales sur les droits d'auteur et sont la propriété de STARLAB International GmbH. Toute duplication, édition, distribution et tout type d'utilisation et d'utilisation de ce contenu PDF dans des systèmes électroniques, des médias en ligne et / ou des bibliothèques ou des bases de données similaires nécessitent l'accord préalable de STARLAB International GmbH.

Starlab France
30 Rue Jean Rostand
91400 Orsay
Email: info@starlab.fr



NOM DU PRODUIT	TAILLE DE PACK	RÉF.
 Racks A & B (station de travail complète), vert néon Type de rack: Station complète Couleur: Vert fluo  Créer une fiche technique PDF	2 Pièce (1 Pack × 2 Pièce)	E2396-9692
 Racks A & B (station de travail complète), orange néon Type de rack: Station complète Couleur: Orange fluo  Créer une fiche technique PDF	2 Pièce (1 Pack × 2 Pièce)	E2396-9693
 Racks A & B (station de travail complète), rose néon Type de rack: Station complète Couleur: Rose fluo  Créer une fiche technique PDF	2 Pièce (1 Pack × 2 Pièce)	E2396-9694
 Racks A & B (station de travail complète), jaune néon Type de rack: Station complète Couleur: Jaune fluo  Créer une fiche technique PDF	2 Pièce (1 Pack × 2 Pièce)	E2396-9696

STARLAB se réserve le droit d'apporter des modifications à tout moment et sans préavis. Le contenu et la conception de ce PDF sont protégés par les lois nationales et internationales sur les droits d'auteur et sont la propriété de STARLAB International GmbH. Toute duplication, édition, distribution et tout type d'utilisation et d'utilisation de ce contenu PDF dans des systèmes électroniques, des médias en ligne et / ou des bibliothèques ou des bases de données similaires nécessitent l'accord préalable de STARLAB International GmbH.

Starlab France
30 Rue Jean Rostand
91400 Orsay
Email: info@starlab.fr