



CryoSecure®



Points forts

- Rack blanc maintenant une température de 0 °C pendant 5 heures minimum.
- Rack bleu maintenant une température de -10 °C à -20 °C pendant 3 heures.
- Dimensions (LxPxH) : 172 x 110 x 105 mm avec couvercle.

Applications du produit

Stockage d'échantillons

Transport d'échantillons

STARLAB se réserve le droit d'apporter des modifications à tout moment et sans préavis. Le contenu et la conception de ce PDF sont protégés par les lois nationales et internationales sur les droits d'auteur et sont la propriété de STARLAB International GmbH. Toute duplication, édition, distribution et tout type d'utilisation et d'utilisation de ce contenu PDF dans des systèmes électroniques, des médias en ligne et / ou des bibliothèques ou des bases de données similaires nécessitent l'accord préalable de STARLAB International GmbH.

Starlab France
30 Rue Jean Rostand
91400 Orsay
Email: info@starlab.fr



Données generales

Réf.	Voir les variantes
Dimensions (L × P × H)	172 mm × 110 mm × 105 mm
Dimensions (L × P)	172 mm × 110 mm
Autoclavable	Non
Couleur	Divers

STARLAB se réserve le droit d'apporter des modifications à tout moment et sans préavis. Le contenu et la conception de ce PDF sont protégés par les lois nationales et internationales sur les droits d'auteur et sont la propriété de STARLAB International GmbH. Toute duplication, édition, distribution et tout type d'utilisation et d'utilisation de ce contenu PDF dans des systèmes électroniques, des médias en ligne et / ou des bibliothèques ou des bases de données similaires nécessitent l'accord préalable de STARLAB International GmbH.

Starlab France
30 Rue Jean Rostand
91400 Orsay
Email: info@starlab.fr



Plus d'informations sur CryoSecure®

Racks double face remplis de gel glacé, pour utilisation avec 20 tubes de 0,5 ml d'un côté et 20 tubes de 1,5/2,0 ml de l'autre côté.

REMARQUE : Non autoclavable.

STARLAB se réserve le droit d'apporter des modifications à tout moment et sans préavis. Le contenu et la conception de ce PDF sont protégés par les lois nationales et internationales sur les droits d'auteur et sont la propriété de STARLAB International GmbH. Toute duplication, édition, distribution et tout type d'utilisation et d'utilisation de ce contenu PDF dans des systèmes électroniques, des médias en ligne et / ou des bibliothèques ou des bases de données similaires nécessitent l'accord préalable de STARLAB International GmbH.

Starlab France
30 Rue Jean Rostand
91400 Orsay
Email: info@starlab.fr



Toutes les variantes

NOM DU PRODUIT		TAILLE DE PACK	RÉF.
	CryoSecure® (blanc, 0 °C) Couleur: Blanc	1 Pièce (1 Boîte × 1 Pièce)	I2312-2720
	Créer une fiche technique PDF		
	CryoSecure® (bleu, -20 °C) Couleur: Bleu	1 Pièce (1 Boîte × 1 Pièce)	I2312-2721
	Créer une fiche technique PDF		

STARLAB se réserve le droit d'apporter des modifications à tout moment et sans préavis. Le contenu et la conception de ce PDF sont protégés par les lois nationales et internationales sur les droits d'auteur et sont la propriété de STARLAB International GmbH. Toute duplication, édition, distribution et tout type d'utilisation et d'utilisation de ce contenu PDF dans des systèmes électroniques, des médias en ligne et / ou des bibliothèques ou des bases de données similaires nécessitent l'accord préalable de STARLAB International GmbH.

Starlab France
30 Rue Jean Rostand
91400 Orsay
Email: info@starlab.fr