




Racks de congélateur coffre pour boîtiers de conservation standard



Points forts

- Racks en acier inoxydable avec verrouillage à ressort pour maintenir les boîtiers en place
- Pour une utilisation avec tous les boîtiers de conservation standard jusqu'à 136 x 136 x 55 mm

Applications du produit

Stockage d'échantillons

STARLAB se réserve le droit d'apporter des modifications à tout moment et sans préavis. Le contenu et la conception de ce PDF sont protégés par les lois nationales et internationales sur les droits d'auteur et sont la propriété de STARLAB International GmbH. Toute duplication, édition, distribution et tout type d'utilisation et d'utilisation de ce contenu PDF dans des systèmes électroniques, des médias en ligne et / ou des bibliothèques ou des bases de données similaires nécessitent l'accord préalable de STARLAB International GmbH.

Starlab France SAS
30 Rue Jean Rostand
91400 Orsay
Email: info@starlab.fr



Données générales

| | |
|--------------------|--------------------|
| Réf. | Voir les variantes |
| Dimensions (L x P) | 140 mm x 140 mm |
| Dimensions (L x H) | 140 mm x |
| Type de rack | Chest Freezer Rack |

STARLAB se réserve le droit d'apporter des modifications à tout moment et sans préavis. Le contenu et la conception de ce PDF sont protégés par les lois nationales et internationales sur les droits d'auteur et sont la propriété de STARLAB International GmbH. Toute duplication, édition, distribution et tout type d'utilisation et d'utilisation de ce contenu PDF dans des systèmes électroniques, des médias en ligne et / ou des bibliothèques ou des bases de données similaires nécessitent l'accord préalable de STARLAB International GmbH.

Starlab France SAS
30 Rue Jean Rostand
91400 Orsay
Email: info@starlab.fr



Plus d'informations sur Racks de congélateur coffre pour boîtiers de conservation standard

Ces racks pour congélateur coffre sont conçus pour une utilisation avec tous les boîtiers de conservation standard jusqu'à 136 x 136 x 55 mm.

Pour une utilisation avec les produits suivants de Starlab :

- > La gamme de boîtiers de conservation StarStore 130 x 130 mm
- > Les boîtiers de conservation en carton de 50 mm de hauteur
- > Les boîtiers de conservation cryogéniques (sauf 81 haut)
- > StarRack 64



Toutes les variantes

| NOM DU PRODUIT | TAILLE DE PACK | RÉF. |
|--|----------------------------|------------|
|  Rack en acier inoxydable de 9 places pour congélateur coffre Emplacements: 9  Créer une fiche technique PDF | 1 Pièce (1 Rack × 1 Pièce) | I2602-9000 |

STARLAB se réserve le droit d'apporter des modifications à tout moment et sans préavis. Le contenu et la conception de ce PDF sont protégés par les lois nationales et internationales sur les droits d'auteur et sont la propriété de STARLAB International GmbH. Toute duplication, édition, distribution et tout type d'utilisation et d'utilisation de ce contenu PDF dans des systèmes électroniques, des médias en ligne et / ou des bibliothèques ou des bases de données similaires nécessitent l'accord préalable de STARLAB International GmbH.

Starlab France SAS
30 Rue Jean Rostand
91400 Orsay
Email: info@starlab.fr