



Racks pour congélateurs coffres pour StarStore 100



Points forts

- Spécialement conçu pour utilisation avec nos boîtiers de conservation populaires StarStore 100

Applications du produit

Stockage d'échantillons

STARLAB se réserve le droit d'apporter des modifications à tout moment et sans préavis. Le contenu et la conception de ce PDF sont protégés par les lois nationales et internationales sur les droits d'auteur et sont la propriété de STARLAB International GmbH. Toute duplication, édition, distribution et tout type d'utilisation et d'utilisation de ce contenu PDF dans des systèmes électroniques, des médias en ligne et / ou des bibliothèques ou des bases de données similaires nécessitent l'accord préalable de STARLAB International GmbH.

Starlab France
30 Rue Jean Rostand
91400 Orsay
Email: info@starlab.fr



Données generales

Réf.	Voir les variantes
Dimensions (L × P)	147 mm × 159 mm
Dimensions (L × H)	147 mm ×
Type de rack	Chest Freezer Rack
Matériau	Acier inoxydable

STARLAB se réserve le droit d'apporter des modifications à tout moment et sans préavis. Le contenu et la conception de ce PDF sont protégés par les lois nationales et internationales sur les droits d'auteur et sont la propriété de STARLAB International GmbH. Toute duplication, édition, distribution et tout type d'utilisation et d'utilisation de ce contenu PDF dans des systèmes électroniques, des médias en ligne et / ou des bibliothèques ou des bases de données similaires nécessitent l'accord préalable de STARLAB International GmbH.

Starlab France
30 Rue Jean Rostand
91400 Orsay
Email: info@starlab.fr













Plus d'informations sur Racks pour congélateurs coffres pour StarStore 100

Ces racks en acier inoxydable (AI) pour congélateurs coffres sont spécialement conçus pour une utilisation avec nos boîtiers de conservation populaires StarStore 100. Ils possèdent une poignée sur le dessus ainsi qu'une barre de verrouillage afin de prévenir tout glissement des boîtes lorsque l'on retire ou introduit les racks dans le congélateur.



Toutes les variantes

NOM DU PRODUIT	TAILLE DE PACK	RÉF.
 Rack 8 emplacements pour StarStore 100 Emplacements: 8  Créer une fiche technique PDF	1 Pièce (1 Rack × 1 Pièce)	I2610-1800
 Rack 9 emplacements pour StarStore 100 Emplacements: 9  Créer une fiche technique PDF	1 Pièce (1 Rack × 1 Pièce)	I2610-1900
 Rack 10 emplacements pour StarStore 100 Emplacements: 10  Créer une fiche technique PDF	1 Pièce (1 Rack × 1 Pièce)	I2610-2000
 Rack 11 emplacements pour StarStore 100 Emplacements: 11  Créer une fiche technique PDF	1 Pièce (1 Rack × 1 Pièce)	I2610-2100
 Rack 12 emplacements pour StarStore 100 Emplacements: 12  Créer une fiche technique PDF	1 Pièce (1 Rack × 1 Pièce)	I2610-2200

STARLAB se réserve le droit d'apporter des modifications à tout moment et sans préavis. Le contenu et la conception de ce PDF sont protégés par les lois nationales et internationales sur les droits d'auteur et sont la propriété de STARLAB International GmbH. Toute duplication, édition, distribution et tout type d'utilisation et d'utilisation de ce contenu PDF dans des systèmes électroniques, des médias en ligne et / ou des bibliothèques ou des bases de données similaires nécessitent l'accord préalable de STARLAB International GmbH.

Starlab France
30 Rue Jean Rostand
91400 Orsay
Email: info@starlab.fr