



Tubes de microcentrifugation SuperLock



Points forts

- Tubes verrouillables pour une sécurité optimale
- Capuchon perçable et zone d'écriture givrée
- Évaluée à 17 000 g
- Certifiés sans RNase ni DNase

Applications du produit

Préparation d'échantillons
Centrifugation
Ébullition ou congélation d'échantillons
Stockage d'échantillons

STARLAB se réserve le droit d'apporter des modifications à tout moment et sans préavis. Le contenu et la conception de ce PDF sont protégés par les lois nationales et internationales sur les droits d'auteur et sont la propriété de STARLAB International GmbH. Toute duplication, édition, distribution et tout type d'utilisation et d'utilisation de ce contenu PDF dans des systèmes électroniques, des médias en ligne et / ou des bibliothèques ou des bases de données similaires nécessitent l'accord préalable de STARLAB International GmbH.

Starlab France SAS
30 Rue Jean Rostand
91400 Orsay
Email: info@starlab.fr



Données generales

Réf.	Voir les variantes
Stérile	Non
Autoclavable	Oui
Matériau	Polypropylène
Sans ADN	Oui
Sans DNase	Oui
Sans endotoxines	Oui
Sans RNase	Oui
Couleur	Naturel
Temp max.	121 °C
Plage de températures	-80 jusqu'à 121 °C
Temp. min.	-80 °C
Nombre de g max.	17,000 x g

STARLAB se réserve le droit d'apporter des modifications à tout moment et sans préavis. Le contenu et la conception de ce PDF sont protégés par les lois nationales et internationales sur les droits d'auteur et sont la propriété de STARLAB International GmbH. Toute duplication, édition, distribution et tout type d'utilisation et d'utilisation de ce contenu PDF dans des systèmes électroniques, des médias en ligne et / ou des bibliothèques ou des bases de données similaires nécessitent l'accord préalable de STARLAB International GmbH.

Starlab France SAS
30 Rue Jean Rostand
91400 Orsay
Email: info@starlab.fr







Plus d'informations sur Tubes de microcentrifugation SuperLock

Cette gamme de tubes de microcentrifugation offre ce qu'il y a de mieux en matière de sécurité des échantillons.

- > Capuchon verrouillable
- > Capuchon perçable
- > Graduation
- > Centrifugation max. des tubes de 0,5 ml et 1,5 ml : 17 000 x g
- > Vitesse de centrifugation maximale des tubes de 2,0 ml : 13 000 x g
- > Certifiés sans RNase ni DNase



Toutes les variantes

NOM DU PRODUIT	TAILLE DE PACK	RÉF.
 Tubes de microcentrifugation SuperLock de 0,5 ml, naturels Volume: 0.5 ml  Créer une fiche technique PDF	1 000 Tubes (1 Sachet × 1000 Tubes)	E1405-5100
 Tubes de microcentrifugation SuperLock de 1,5 ml, naturels Volume: 1.5 ml  Créer une fiche technique PDF	500 Tubes (1 Sachet × 500 Tubes)	I1415-5100

STARLAB se réserve le droit d'apporter des modifications à tout moment et sans préavis. Le contenu et la conception de ce PDF sont protégés par les lois nationales et internationales sur les droits d'auteur et sont la propriété de STARLAB International GmbH. Toute duplication, édition, distribution et tout type d'utilisation et d'utilisation de ce contenu PDF dans des systèmes électroniques, des médias en ligne et / ou des bibliothèques ou des bases de données similaires nécessitent l'accord préalable de STARLAB International GmbH.

Starlab France SAS
30 Rue Jean Rostand
91400 Orsay
Email: info@starlab.fr



Accessoires

NOM DU PRODUIT	TAILLE DE PACK	RÉF.
 Capuchons verrouillables pour tubes de microcentrifugation de 1,5 / 2,0 ml	100 Pièces (1 Sachet x 100 Pièces)	I1415-1508

STARLAB se réserve le droit d'apporter des modifications à tout moment et sans préavis. Le contenu et la conception de ce PDF sont protégés par les lois nationales et internationales sur les droits d'auteur et sont la propriété de STARLAB International GmbH. Toute duplication, édition, distribution et tout type d'utilisation et d'utilisation de ce contenu PDF dans des systèmes électroniques, des médias en ligne et / ou des bibliothèques ou des bases de données similaires nécessitent l'accord préalable de STARLAB International GmbH.

Starlab France SAS
30 Rue Jean Rostand
91400 Orsay
Email: info@starlab.fr