



Inserts de capuchon colorés



Points forts

- À utiliser pour ajouter un code couleur aux capuchons des flacons cryogéniques Starlab
- Compatible avec tous les flacons cryogéniques Starlab
- Proposé dans différentes couleurs pour faciliter l'identification des échantillons

Applications du produit

Compatible avec tous les capuchons de flacons cryogéniques Starlab (sauf E3090-6321)

STARLAB se réserve le droit d'apporter des modifications à tout moment et sans préavis. Le contenu et la conception de ce PDF sont protégés par les lois nationales et internationales sur les droits d'auteur et sont la propriété de STARLAB International GmbH. Toute duplication, édition, distribution et tout type d'utilisation et d'utilisation de ce contenu PDF dans des systèmes électroniques, des médias en ligne et / ou des bibliothèques ou des bases de données similaires nécessitent l'accord préalable de STARLAB International GmbH.



Starlab France







Données generales

Réf.	Voir les variantes
Taille de pack	500 Pièces (1 Sachet × 500 Pièces)
Stérile	Non
Sans ADN	Oui
Sans DNase	Oui
Sans endotoxines	Oui
Sans inhibiteurs de PCR	Oui
Sans RNase	Oui
Couleur	Divers
Température de travail	-196°C (à utiliser seulement en phase gazeuse de l'azote liquide)

STARLAB se réserve le droit d'apporter des modifications à tout moment et sans préavis. Le contenu et la conception de ce PDF sont protégés par les lois nationales et internationales sur les droits d'auteur et sont la propriété de STARLAB International GmbH. Toute duplication, édition, distribution et tout type d'utilisation et d'utilisation de ce contenu PDF dans des systèmes électroniques, des médias en ligne et / ou des bibliothèques ou des bases de données similaires nécessitent l'accord préalable de STARLAB International GmbH.

Starlab France 30 Rue Jean Rostand 91400 Orsay

Email: info@starlab.fr





Plus d'informations sur Inserts de capuchon colorés

Compatibles avec tous les flacons cryogéniques Starlab. À utiliser pour ajouter un code couleur à votre travail et faciliter l'identification de vos échantillons.

STARLAB se réserve le droit d'apporter des modifications à tout moment et sans préavis. Le contenu et la conception de ce PDF sont protégés par les lois nationales et internationales sur les droits d'auteur et sont la propriété de STARLAB International GmbH. Toute duplication, édition, distribution et tout type d'utilisation et d'utilisation de ce contenu PDF dans des systèmes électroniques, des médias en ligne et / ou des bibliothèques ou des bases de données similaires nécessitent l'accord préalable de STARLAB International GmbH.

Starlab France 30 Rue Jean Rostand 91400 Orsay Email: info@starlab.fr







Toutes les variantes

NOM DU PRODUIT		TAILLE DE PACK	RÉF.
**	Inserts de capuchon colorés pour flacons cryogéniques, bleus Couleur: Bleu	500 Pièces (1 Sachet × 500 Pièces)	E1494-6001
	Créer une fiche technique PDF		
W	Inserts de capuchon colorés pour flacons cryogéniques, verts Couleur: Vert	500 Pièces (1 Sachet × 500 Pièces)	E1494-6002
	Créer une fiche technique PDF		
34°a	Inserts de capuchon colorés pour flacons cryogéniques, oranges Couleur: Orange	500 Pièces (1 Sachet × 500 Pièces)	E1494-6003
	Créer une fiche technique PDF		
14	Inserts de capuchon colorés pour flacons cryogéniques, rouges Couleur: Rouge	500 Pièces (1 Sachet × 500 Pièces)	E1494-6004
	Créer une fiche technique PDF		
M	Inserts de capuchon colorés pour flacons cryogéniques, violets Couleur: Violet	500 Pièces (1 Sachet × 500 Pièces)	E1494-6005
	Créer une fiche technique PDF		
• 300	Inserts de capuchon colorés pour flacons cryogéniques, jaunes Couleur: Jaune	500 Pièces (1 Sachet × 500 Pièces)	E1494-6006
	Créer une fiche technique PDF		
e ⁿ e ⁿ e	Inserts de capuchon colorés pour flacons cryogéniques, marrons Couleur: Marron	500 Pièces (1 Sachet × 500 Pièces)	E1494-6007
	Créer une fiche technique PDF		

STARLAB se réserve le droit d'apporter des modifications à tout moment et sans préavis. Le contenu et la conception de ce PDF sont protégés par les lois nationales et internationales sur les droits d'auteur et sont la propriété de STARLAB International GmbH. Toute duplication, édition, distribution et tout type d'utilisation et d'utilisation de ce contenu PDF dans des systèmes électroniques, des médias en ligne et / ou des bibliothèques ou des bases de données similaires nécessitent l'accord préalable de STARLAB International GmbH.

Starlab France 30 Rue Jean Rostand

91400 Orsay Email: info@starlab.fr







NOM DU PRODUIT		TAILLE DE PACK	RÉF.
*5 ² 2 0	Inserts de capuchon colorés pour flacons cryogéniques, blancs Couleur: Blanc	500 Pièces (1 Sachet × 500 Pièces)	E1494-6009
	Créer une fiche technique PDF		
00 000	Inserts de capuchon colorés pour flacons cryogéniques, assortis Couleur: Mélangé	500 Pièces (1 Sachet × 500 Pièces)	E1494-6099
	Créer une fiche technique PDF		
25.0	Inserts de capuchon colorés pour flacons cryogéniques, roses Couleur: Fuchsia	500 Pièces (1 Sachet × 500 Pièces)	E1494-6104
	Créer une fiche technique PDF		
9 0 8 ₀	Inserts de capuchon colorés pour flacons cryogéniques, gris Couleur: Gris	500 Pièces (1 Sachet × 500 Pièces)	E1494-6108
	Créer une fiche technique PDF		

STARLAB se réserve le droit d'apporter des modifications à tout moment et sans préavis. Le contenu et la conception de ce PDF sont protégés par les lois nationales et internationales sur les droits d'auteur et sont la propriété de STARLAB International GmbH. Toute duplication, édition, distribution et tout type d'utilisation et d'utilisation de ce contenu PDF dans des systèmes électroniques, des médias en ligne et / ou des bibliothèques ou des bases de données similaires nécessitent l'accord préalable de STARLAB International GmbH.

Starlab France 30 Rue Jean Rostand

91400 Orsay Email: info@starlab.fr

