




Capuchons pour microtubes à capuchon à vis



Points forts

• La conception standard du capuchon permet une fermeture simple et sûre

Applications du produit

Pour utilisation avec les tubes à capuchons à vis STARLAB

STARLAB se réserve le droit d'apporter des modifications à tout moment et sans préavis. Le contenu et la conception de ce PDF sont protégés par les lois nationales et internationales sur les droits d'auteur et sont la propriété de STARLAB International GmbH. Toute duplication, édition, distribution et tout type d'utilisation et d'utilisation de ce contenu PDF dans des systèmes électroniques, des médias en ligne et / ou des bibliothèques ou des bases de données similaires nécessitent l'accord préalable de STARLAB International GmbH.

Starlab France







Données generales

Réf.	Voir les variantes
Taille de pack	500 Pièces (1 Sachet × 500 Pièces)
Stérile	Non
Autoclavable	Oui
Style de capuchon	Capuchon à visser standard
Matériau	Polypropylène
Sans ADN	Oui
Sans DNase	Oui
Sans endotoxines	Oui
Sans inhibiteurs de PCR	Oui
Sans RNase	Oui
Couleur	Divers

STARLAB se réserve le droit d'apporter des modifications à tout moment et sans préavis. Le contenu et la conception de ce PDF sont protégés par les lois nationales et internationales sur les droits d'auteur et sont la propriété de STARLAB International GmbH. Toute duplication, édition, distribution et tout type d'utilisation et d'utilisation de ce contenu PDF dans des systèmes électroniques, des médias en ligne et / ou des bibliothèques ou des bases de données similaires nécessitent l'accord préalable de STARLAB International GmbH.

30 Rue Jean Rostand 91400 Orsay Email: info@starlab.fr

Starlab France

estarlab





Plus d'informations sur Capuchons pour microtubes à capuchon à vis

Assortir les tubes et les capuchons!

Une gamme de capuchons à vis à utiliser avec les microtubes à capuchon vis de STARLAB. Disponibles en trois styles - standard, attaché et EasyGrip - et dans un large éventail de couleurs pour vos besoins de codage couleur. Les capuchons et les tubes sont autoclavables et certifiés sans RNase, DNase, ADN et inhibiteurs de PCR.

STARLAB se réserve le droit d'apporter des modifications à tout moment et sans préavis. Le contenu et la conception de ce PDF sont protégés par les lois nationales et internationales sur les droits d'auteur et sont la propriété de STARLAB International GmbH. Toute duplication, édition, distribution et tout type d'utilisation et d'utilisation de ce contenu PDF dans des systèmes électroniques, des médias en ligne et / ou des bibliothèques ou des bases de données similaires nécessitent l'accord préalable de STARLAB International GmbH.

Starlab France 30 Rue Jean Rostand

91400 Orsay Email: info@starlab.fr







Toutes les variantes

NOM DU PRODUIT		TAILLE DE PACK	RÉF.
0	Capuchons standards pour microtubes à capuchons à vis, naturel Couleur: Naturel	500 Pièces (1 Sachet × 500 Pièces)	E1480-0100
	Créer une fiche technique PDF		
*00 *	Capuchon standard pour microtubes à capuchon à vis, bleu Couleur: Bleu	500 Pièces (1 Sachet × 500 Pièces)	E1480-0101
	Créer une fiche technique PDF		
0000	Capuchon standard pour microtubes à capuchon à vis, vert Couleur: Vert	500 Pièces (1 Sachet × 500 Pièces)	E1480-0102
	Créer une fiche technique PDF		
e 0 0 0	Capuchon standard pour microtubes à capuchon à vis, orange Couleur: Orange	500 Pièces (1 Sachet × 500 Pièces)	E1480-0103
	Créer une fiche technique PDF		
o. 00 a	Capuchons standards pour microtubes à capuchon à vis, rouges Couleur: Rouge	500 Pièces (1 Sachet × 500 Pièces)	E1480-0104
	Créer une fiche technique PDF		
1°0°	Capuchon standard pour microtubes à capuchon à vis, violet Couleur: Violet	500 Pièces (1 Sachet × 500 Pièces)	E1480-0105
	Créer une fiche technique PDF		
**0 0	Capuchon standard pour microtubes à capuchon à vis, jaune Couleur: Jaune	500 Pièces (1 Sachet × 500 Pièces)	E1480-0106
	Créer une fiche technique PDF		

STARLAB se réserve le droit d'apporter des modifications à tout moment et sans préavis. Le contenu et la conception de ce PDF sont protégés par les lois nationales et internationales sur les droits d'auteur et sont la propriété de STARLAB International GmbH. Toute duplication, édition, distribution et tout type d'utilisation et d'utilisation de ce contenu PDF dans des systèmes électroniques, des médias en ligne et / ou des bibliothèques ou des bases de données similaires nécessitent l'accord préalable de STARLAB International GmbH.

Starlab France 30 Rue Jean Rostand

91400 Orsay Email: info@starlab.fr







NOM DU PRODUIT		TAILLE DE PACK	RÉF.
6"9" •	Capuchon standard pour microtubes à capuchon à vis, ambre Couleur: Ambre Créer une fiche technique PDF	500 Pièces (1 Sachet × 500 Pièces)	E1480-0107
****	Capuchon standard pour microtubes à capuchon à vis, noir Couleur: Noir Créer une fiche technique PDF	500 Pièces (1 Sachet × 500 Pièces)	E1480-0108
	Capuchon standard pour microtubes à capuchon à vis, blanc Couleur: Blanc Créer une fiche technique PDF	500 Pièces (1 Sachet × 500 Pièces)	E1480-0109
5 5 0 5 5	Capuchons standards pour microtubes à capuchon à vis, assortis Couleur: Mélangé Créer une fiche technique PDF	500 Pièces (1 Sachet × 500 Pièces)	E1480-0199
• • •	Capuchons standards pour microtubes à capuchon à vis Couleur: Bleu Créer une fiche technique PDF	500 Pièces (1 Sachet × 500 Pièces)	E1480-0111

STARLAB se réserve le droit d'apporter des modifications à tout moment et sans préavis. Le contenu et la conception de ce PDF sont protégés par les lois nationales et internationales sur les droits d'auteur et sont la propriété de STARLAB International GmbH. Toute duplication, édition, distribution et tout type d'utilisation et d'utilisation de ce contenu PDF dans des systèmes électroniques, des médias en ligne et / ou des bibliothèques ou des bases de données similaires nécessitent l'accord préalable de STARLAB International GmbH.

Starlab France 30 Rue Jean Rostand

91400 Orsay Email: info@starlab.fr

