



## Barrettes PCR avec capuchons attachés



### Points forts

- Fabriqués en polypropylène de qualité médicale
- Les capuchons attachés éliminent la possibilité de contamination croisée par confusion accidentelle des capuchons de tubes
- Sans inhibiteurs de PCR
- Certifiés exempte de RNase, de DNase, d'ADN et de pyrogène
- Les parois ultra fines garantissent un transfert thermique efficace et un rendement maximal
- Fournis dans des sacs réutilisables

## Applications du produit

PCR standard (PCR en point final)



## Données generales

Réf.	Voir les variantes
Stérile	Non
Autoclavable	Oui
Nb de tubes	8
Matériau	Polypropylène
Sans ADN	Oui
Sans DNase	Oui
Sans endotoxines	Oui
Sans ADN humain	Oui
Sans inhibiteurs de PCR	Oui
Sans pyrogènes	Oui
Sans RNase	Oui
Couleur	Divers
Adapté à la PCR	oui

STARLAB se réserve le droit d'apporter des modifications à tout moment et sans préavis. Le contenu et la conception de ce PDF sont protégés par les lois nationales et internationales sur les droits d'auteur et sont la propriété de STARLAB International GmbH. Toute duplication, édition, distribution et tout type d'utilisation et d'utilisation de ce contenu PDF dans des systèmes électroniques, des médias en ligne et / ou des bibliothèques ou des bases de données similaires nécessitent l'accord préalable de STARLAB International GmbH.

**Starlab France**  
30 Rue Jean Rostand  
91400 Orsay  
Email: [info@starlab.fr](mailto:info@starlab.fr)



## Plus d'informations sur Barrettes PCR avec capuchons attachés









Les barrettes PCR de Starlab sont fabriquées à partir de polypropylène de qualité médicale. Les tubes à parois fines garantissent un transfert thermique efficient et homogène. Les barrettes de capuchons attachés de style « crocodile » éliminent les risques de contamination croisée par mélange accidentel des capuchons des tubes. Disponibles en barrettes de 8 ou 12 tubes/capuchons.

Barrettes profil bas (0,1 ml) : Hauteur de 15,24 mm, pour utilisation dans les cycleurs avec capacité profil bas uniquement.

Barrettes standards (0,2 ml) : Hauteur de 20.83 mm, pour utilisation dans la majorité des cycleurs.











## Toutes les variantes

NOM DU PRODUIT	TAILLE DE PACK	RÉF.
 <p><a href="#">Barrette de 8 tubes PCR de 0,2 ml, capuchons bombés attachés individuellement (Xtra-Clear)</a> <b>Style de capuchon:</b> Capuchons plats fixés individuellement – (X-Clear) <b>Volume:</b> 0.2 ml <b>Taille de pack:</b> 120 Barrettes de tubes avec capuchons (1 Pack × 120 Barrettes de tubes avec capuchons)</p> <p> <a href="#">Créer une fiche technique PDF</a></p>	120 Barrettes de tubes avec capuchons (1 Pack × 120 Barrettes de tubes avec capuchons)	A1402-3700
 <p><a href="#">Barrette de 8 tubes PCR de 0,2 ml, capuchons bombés attachés individuellement (Xtra-Clear)(boîte)</a> <b>Style de capuchon:</b> Capuchons plats fixés individuellement – (X-Clear) <b>Volume:</b> 0.2 ml <b>Taille de pack:</b> 1 200 Barrettes de tubes avec capuchons (10 Packs × 120 Barrettes de tubes avec capuchons)</p> <p> <a href="#">Créer une fiche technique PDF</a></p>	1 200 Barrettes de tubes avec capuchons (10 Packs × 120 Barrettes de tubes avec capuchons)	A1402-3700-C
 <p><a href="#">Barrette de 8 tubes PCR de 0,2 ml, capuchons bombés attachés individuellement, couleur naturelle</a> <b>Style de capuchon:</b> Capuchons bombés fixés individuellement <b>Volume:</b> 0.2 ml <b>Taille de pack:</b> 120 Barrettes de tubes avec capuchons (1 Packs × 120 Barrettes de tubes avec capuchons)</p> <p> <a href="#">Créer une fiche technique PDF</a></p>	120 Barrettes de tubes avec capuchons (1 Packs × 120 Barrettes de tubes avec capuchons)	I1402-2900
 <p><a href="#">Tubes PCR en barrettes de 8 avec capuchons individuels attachés, 0,2 ml (assortis)</a> <b>Style de capuchon:</b> Capuchons bombés fixés individuellement <b>Volume:</b> 0.2 ml <b>Taille de pack:</b> 120 Barrettes de tubes avec capuchons (5 Packs × 24 Barrettes de tubes avec capuchons)</p> <p> <a href="#">Créer une fiche technique PDF</a></p>	120 Barrettes de tubes avec capuchons (5 Packs × 24 Barrettes de tubes avec capuchons)	I1402-2908







STARLAB se réserve le droit d'apporter des modifications à tout moment et sans préavis. Le contenu et la conception de ce PDF sont protégés par les lois nationales et internationales sur les droits d'auteur et sont la propriété de STARLAB International GmbH. Toute duplication, édition, distribution et tout type d'utilisation et d'utilisation de ce contenu PDF dans des systèmes électroniques, des médias en ligne et / ou des bibliothèques ou des bases de données similaires nécessitent l'accord préalable de STARLAB International GmbH.

**Starlab France**  
30 Rue Jean Rostand  
91400 Orsay  
Email: info@starlab.fr



NOM DU PRODUIT	TAILLE DE PACK	RÉF.
 <p><a href="#">Barrette non flexible de 8 tubes PCR de 0,1 ml, profil bas, capuchons plats attachés individuellement (Xtra-Clear)</a> <b>Style de capuchon:</b> Capuchons plats fixés individuellement – (Xtra-Clear), profil bas <b>Volume:</b> 0.1 ml <b>Taille de pack:</b> 120 Barrettes de tubes avec capuchons (1 Pack × 120 Barrettes de tubes avec capuchons)</p> <p> <a href="#">Créer une fiche technique PDF</a></p>	120 Barrettes de tubes avec capuchons (1 Pack × 120 Barrettes de tubes avec capuchons)	A1402-3800
 <p><a href="#">Barrette de 8 tubes PCR de 0,2 ml, capuchons bombés attachés individuellement, couleur naturelle (boîte)</a> <b>Style de capuchon:</b> Capuchons bombés fixés individuellement <b>Volume:</b> 0.2 ml <b>Taille de pack:</b> 1 200 Barrettes de tubes avec capuchons (10 Packs × 120 Barrettes de tubes avec capuchons)</p> <p> <a href="#">Créer une fiche technique PDF</a></p>	1 200 Barrettes de tubes avec capuchons (10 Packs × 120 Barrettes de tubes avec capuchons)	I1402-2900-C
 <p><a href="#">Barrette de 8 tubes PCR de 0,2 ml, capuchons bombés renforcés attachés individuellement</a> <b>Style de capuchon:</b> Capuchons bombés isolés fixés individuellement <b>Volume:</b> 0.2 ml <b>Taille de pack:</b> 120 Barrettes de tubes avec capuchons (1 Pack × 120 Barrettes de tubes avec capuchons)</p> <p> <a href="#">Créer une fiche technique PDF</a></p>	120 Barrettes de tubes avec capuchons (1 Pack × 120 Barrettes de tubes avec capuchons)	S1602-2900
 <p><a href="#">Barrette de 8 tubes PCR de 0,2 ml, couleur naturelle avec barrette attachée de capuchons plats (Xtra-Clear)</a> <b>Style de capuchon:</b> Barrette de capuchons plats fixés (Xtra-Clear) <b>Volume:</b> 0.2 ml <b>Taille de pack:</b> 125 Barrettes de tubes avec capuchons (1 Pack × 125 Barrettes de tubes avec capuchons)</p> <p> <a href="#">Créer une fiche technique PDF</a></p>	125 Barrettes de tubes avec capuchons (1 Pack × 125 Barrettes de tubes avec capuchons)	I1402-2700



NOM DU PRODUIT	TAILLE DE PACK	RÉF.
 <p><a href="#">Barrette de 8 tubes PCR de 0,2 ml, couleur naturelle avec barrette attachée de capuchons bombés</a></p> <p><b>Style de capuchon:</b> Barrette de capuchons bombés fixés</p> <p><b>Volume:</b> 0.2 ml</p> <p><b>Taille de pack:</b> 125 Barrettes de tubes avec capuchons (1 Pack × 125 Barrettes de tubes avec capuchons)</p> <p> <a href="#">Créer une fiche technique PDF</a></p>	125 Barrettes de tubes avec capuchons (1 Pack × 125 Barrettes de tubes avec capuchons)	I1402-2800
 <p><a href="#">Barrette de 8 tubes PCR de 0,2 ml, couleur naturelle avec barrette attachée de capuchons plats (Xtra-Clear) (boîte)</a></p> <p><b>Style de capuchon:</b> Barrette de capuchons plats fixés (Xtra-Clear)</p> <p><b>Volume:</b> 0.2 ml</p> <p><b>Taille de pack:</b> 1 250 Barrettes de tubes avec capuchons (10 Packs × 125 Barrettes de tubes avec capuchons)</p> <p> <a href="#">Créer une fiche technique PDF</a></p>	1 250 Barrettes de tubes avec capuchons (10 Packs × 125 Barrettes de tubes avec capuchons)	I1402-2700-C
 <p><a href="#">Barrette de 8 tubes PCR de 0,2 ml, couleur naturelle avec barrette attachée de capuchons bombés (boîte)</a></p> <p><b>Style de capuchon:</b> Barrette de capuchons bombés fixés</p> <p><b>Volume:</b> 0.2 ml</p> <p><b>Taille de pack:</b> 1 250 Barrettes de tubes avec capuchons (10 Packs × 125 Barrettes de tubes avec capuchons)</p> <p> <a href="#">Créer une fiche technique PDF</a></p>	1 250 Barrettes de tubes avec capuchons (10 Packs × 125 Barrettes de tubes avec capuchons)	I1402-2800-C