



Barrettes PCR avec capuchons attachés



Points forts

- Fabriqués en polypropylène de qualité médicale
- Les capuchons attachés éliminent la possibilité de contamination croisée par confusion accidentelle des capuchons de tubes
- Sans inhibiteurs de PCR
- Certifiés exempte de RNase, de DNase, d'ADN et de pyrogène
- Les parois ultra fines garantissent un transfert thermique efficace et un rendement maximal
- Fournis dans des sacs réutilisables

Applications du produit

PCR standard (PCR en point final)



Données generales

Réf.	Voir les variantes
Stérile	Non
Autoclavable	Oui
Nb de tubes	8
Matériau	Polypropylène
Sans ADN	Oui
Sans DNase	Oui
Sans endotoxines	Oui
Sans ADN humain	Oui
Sans inhibiteurs de PCR	Oui
Sans pyrogènes	Oui
Sans RNase	Oui
Couleur	Divers
Adapté à la PCR	oui

STARLAB se réserve le droit d'apporter des modifications à tout moment et sans préavis. Le contenu et la conception de ce PDF sont protégés par les lois nationales et internationales sur les droits d'auteur et sont la propriété de STARLAB International GmbH. Toute duplication, édition, distribution et tout type d'utilisation et d'utilisation de ce contenu PDF dans des systèmes électroniques, des médias en ligne et / ou des bibliothèques ou des bases de données similaires nécessitent l'accord préalable de STARLAB International GmbH.

Starlab France SAS
30 Rue Jean Rostand
91400 Orsay
Email: info@starlab.fr



Plus d'informations sur Barrettes PCR avec capuchons attachés









Aidez à éliminer la contamination croisée avec les barrettes PCR avec capuchon attaché

Découvrez la praticité et l'efficacité avec les barrettes PCR Starlab et leur capuchon attaché, conçues pour les environnements à rendement intermédiaire. Ces barrettes PCR garantissent le même niveau de protection à tous les tubes ce qui participe à la cohérence des résultats pour tous les échantillons et simplifie la manipulation pour optimiser les flux de travaux.

Avec une sélection de tubes de 0,1 ml ou 0,2 ml, toutes les barrettes PCR disposent d'une paroi ultra fine uniforme pour garantir un transfert optimal de la chaleur. Choisissez des capuchons plats ou bombés, attachés individuellement ou pour toute la barrette. Pour la qPCR, optez pour les barrettes avec capuchons Xtra-Clear. Toutes les barrettes PCR sont certifiées sans RNase, DNase, ADN, inhibiteurs de PCR et testées exemptes de pyrogènes











Toutes les variantes

NOM DU PRODUIT	TAILLE DE PACK	RÉF.
 Barrette de 8 tubes PCR de 0,2 ml, capuchons bombés attachés individuellement (Xtra-Clear) Style de capuchon: Capuchons plats fixés individuellement – (X-Clear) Volume: 0.2 ml Taille de pack: 120 Barrettes de tubes avec capuchons (1 Pack × 120 Barrettes de tubes avec capuchons)  Créer une fiche technique PDF	120 Barrettes de tubes avec capuchons (1 Pack × 120 Barrettes de tubes avec capuchons)	A1402-3700
 Barrette de 8 tubes PCR de 0,2 ml, capuchons bombés attachés individuellement (Xtra-Clear)(boîte) Style de capuchon: Capuchons plats fixés individuellement – (X-Clear) Volume: 0.2 ml Taille de pack: 1 200 Barrettes de tubes avec capuchons (10 Packs × 120 Barrettes de tubes avec capuchons)  Créer une fiche technique PDF	1 200 Barrettes de tubes avec capuchons (10 Packs × 120 Barrettes de tubes avec capuchons)	A1402-3700-C
 Barrette de 8 tubes PCR de 0,2 ml, capuchons bombés attachés individuellement, couleur naturelle Style de capuchon: Capuchons bombés fixés individuellement Volume: 0.2 ml Taille de pack: 120 Barrettes de tubes avec capuchons (1 Packs × 120 Barrettes de tubes avec capuchons)  Créer une fiche technique PDF	120 Barrettes de tubes avec capuchons (1 Packs × 120 Barrettes de tubes avec capuchons)	I1402-2900
 Tubes PCR en barrettes de 8 avec capuchons individuels attachés, 0,2 ml (assortis) Style de capuchon: Capuchons bombés fixés individuellement Volume: 0.2 ml Taille de pack: 120 Barrettes de tubes avec capuchons (5 Packs × 24 Barrettes de tubes avec capuchons)  Créer une fiche technique PDF	120 Barrettes de tubes avec capuchons (5 Packs × 24 Barrettes de tubes avec capuchons)	I1402-2908







STARLAB se réserve le droit d'apporter des modifications à tout moment et sans préavis. Le contenu et la conception de ce PDF sont protégés par les lois nationales et internationales sur les droits d'auteur et sont la propriété de STARLAB International GmbH. Toute duplication, édition, distribution et tout type d'utilisation et d'utilisation de ce contenu PDF dans des systèmes électroniques, des médias en ligne et / ou des bibliothèques ou des bases de données similaires nécessitent l'accord préalable de STARLAB International GmbH.

Starlab France SAS
30 Rue Jean Rostand
91400 Orsay
Email: info@starlab.fr



NOM DU PRODUIT	TAILLE DE PACK	RÉF.
 <p>Barrette non flexible de 8 tubes PCR de 0,1 ml, profil bas, capuchons plats attachés individuellement (Xtra-Clear) Style de capuchon: Capuchons plats fixés individuellement – (Xtra-Clear), profil bas Volume: 0.1 ml Taille de pack: 120 Barrettes de tubes avec capuchons (1 Pack × 120 Barrettes de tubes avec capuchons)</p> <p> Créer une fiche technique PDF</p>	120 Barrettes de tubes avec capuchons (1 Pack × 120 Barrettes de tubes avec capuchons)	A1402-3800
 <p>Barrette de 8 tubes PCR de 0,2 ml, capuchons bombés attachés individuellement, couleur naturelle (boîte) Style de capuchon: Capuchons bombés fixés individuellement Volume: 0.2 ml Taille de pack: 1 200 Barrettes de tubes avec capuchons (10 Packs × 120 Barrettes de tubes avec capuchons)</p> <p> Créer une fiche technique PDF</p>	1 200 Barrettes de tubes avec capuchons (10 Packs × 120 Barrettes de tubes avec capuchons)	I1402-2900-C
 <p>Barrette de 8 tubes PCR de 0,2 ml, capuchons bombés renforcés attachés individuellement Style de capuchon: Capuchons bombés isolés fixés individuellement Volume: 0.2 ml Taille de pack: 120 Barrettes de tubes avec capuchons (1 Pack × 120 Barrettes de tubes avec capuchons)</p> <p> Créer une fiche technique PDF</p>	120 Barrettes de tubes avec capuchons (1 Pack × 120 Barrettes de tubes avec capuchons)	S1602-2900
 <p>Barrette de 8 tubes PCR de 0,2 ml, couleur naturelle avec barrette attachée de capuchons plats (Xtra-Clear) Style de capuchon: Barrette de capuchons plats fixés (Xtra-Clear) Volume: 0.2 ml Taille de pack: 125 Barrettes de tubes avec capuchons (1 Pack × 125 Barrettes de tubes avec capuchons)</p> <p> Créer une fiche technique PDF</p>	125 Barrettes de tubes avec capuchons (1 Pack × 125 Barrettes de tubes avec capuchons)	I1402-2700



NOM DU PRODUIT	TAILLE DE PACK	RÉF.
 <p>Barrette de 8 tubes PCR de 0,2 ml, couleur naturelle avec barrette attachée de capuchons bombés Style de capuchon: Barrette de capuchons bombés fixés Volume: 0.2 ml Taille de pack: 125 Barrettes de tubes avec capuchons (1 Pack × 125 Barrettes de tubes avec capuchons)</p> <p> Créer une fiche technique PDF</p>	125 Barrettes de tubes avec capuchons (1 Pack × 125 Barrettes de tubes avec capuchons)	I1402-2800
 <p>Barrette de 8 tubes PCR de 0,2 ml, couleur naturelle avec barrette attachée de capuchons plats (Xtra-Clear) (boîte) Style de capuchon: Barrette de capuchons plats fixés (Xtra-Clear) Volume: 0.2 ml Taille de pack: 1 250 Barrettes de tubes avec capuchons (10 Packs × 125 Barrettes de tubes avec capuchons)</p> <p> Créer une fiche technique PDF</p>	1 250 Barrettes de tubes avec capuchons (10 Packs × 125 Barrettes de tubes avec capuchons)	I1402-2700-C
 <p>Barrette de 8 tubes PCR de 0,2 ml, couleur naturelle avec barrette attachée de capuchons bombés (boîte) Style de capuchon: Barrette de capuchons bombés fixés Volume: 0.2 ml Taille de pack: 1 250 Barrettes de tubes avec capuchons (10 Packs × 125 Barrettes de tubes avec capuchons)</p> <p> Créer une fiche technique PDF</p>	1 250 Barrettes de tubes avec capuchons (10 Packs × 125 Barrettes de tubes avec capuchons)	I1402-2800-C