



## Barrettes PCR temps réel avec capuchons attachés



### Points forts

- Fabriqués en polypropylène de qualité médicale
- Barrettes PCR « non flexibles » pour une manipulation facile
- Capuchons (Xtra-Clear) pour qPCR
- Certifiés exempts de RNase, de DNase, d'ADN et de pyrogène
- Sans inhibiteurs de PCR
- Les parois ultra fines garantissent un transfert thermique efficace et un rendement maximal
- Fournis dans des sacs réutilisables

## Applications du produit

PCR standard (PCR en point final)

STARLAB se réserve le droit d'apporter des modifications à tout moment et sans préavis. Le contenu et la conception de ce PDF sont protégés par les lois nationales et internationales sur les droits d'auteur et sont la propriété de STARLAB International GmbH. Toute duplication, édition, distribution et tout type d'utilisation et d'utilisation de ce contenu PDF dans des systèmes électroniques, des médias en ligne et / ou des bibliothèques ou des bases de données similaires nécessitent l'accord préalable de STARLAB International GmbH.

**Starlab France**  
30 Rue Jean Rostand  
91400 Orsay  
Email: [info@starlab.fr](mailto:info@starlab.fr)



## Données generales

Réf.	Voir les variantes
Taille de pack	120 Barrettes de tubes avec capuchons (1 Sachet × 120 Barrettes de tubes avec capuchons)
Stérile	Non
Autoclavable	Oui
Matériau	Polypropylène
Sans ADN	Oui
Sans DNase	Oui
Sans endotoxines	Oui
Sans ADN humain	Oui
Sans inhibiteurs de PCR	Oui
Sans pyrogènes	Oui
Sans RNase	Oui
Couleur	Divers
Adapté à la PCR	oui
Adapté à la PCR en temps réel (qPCR)	oui

STARLAB se réserve le droit d'apporter des modifications à tout moment et sans préavis. Le contenu et la conception de ce PDF sont protégés par les lois nationales et internationales sur les droits d'auteur et sont la propriété de STARLAB International GmbH. Toute duplication, édition, distribution et tout type d'utilisation et d'utilisation de ce contenu PDF dans des systèmes électroniques, des médias en ligne et / ou des bibliothèques ou des bases de données similaires nécessitent l'accord préalable de STARLAB International GmbH.

**Starlab France**  
30 Rue Jean Rostand  
91400 Orsay  
Email: [info@starlab.fr](mailto:info@starlab.fr)













## Plus d'informations sur Barrettes PCR temps réel avec capuchons attachés

Les tubes non flexibles de Starlab possèdent un lien triple robuste entre chaque tube ce qui les rend moins flexibles et plus faciles à manipuler. Les capuchons attachés individuellement éliminent les risques de contamination croisée. Les capuchons sont placés à un angle qui permet de placer les tubes dans les racks sans que les couvercles n'interfèrent les uns avec les autres.



## Toutes les variantes

NOM DU PRODUIT	TAILLE DE PACK	RÉF.
 <a href="#">Barrette non flexible de 8 tubes PCR de 0,2 ml, couleur naturelle, capuchons plats attachés individuellement (Xtra-Clear)</a> <b>Volume:</b> 0.2 ml <b>Couleur:</b> Naturel  <a href="#">Créer une fiche technique PDF</a>	120 Barrettes de tubes avec capuchons (1 Sachet × 120 Barrettes de tubes avec capuchons)	I1402-3700
 <a href="#">Barrette non flexible de 8 tubes PCR de 0,1 ml, profil bas, couleur naturelle, capuchons plats attachés individuellement (Xtra-Clear)</a> <b>Volume:</b> 0.1 ml <b>Couleur:</b> Naturel  <a href="#">Créer une fiche technique PDF</a>	120 Barrettes de tubes avec capuchons (1 Sachet × 120 Barrettes de tubes avec capuchons)	I1402-3800
 <a href="#">Barrette non flexible de 8 tubes PCR de 0,2 ml, couleur blanche, capuchons plats attachés individuellement (Xtra-Clear)</a> <b>Volume:</b> 0.2 ml <b>Couleur:</b> Blanc  <a href="#">Créer une fiche technique PDF</a>	120 Barrettes de tubes avec capuchons (1 Sachet × 120 Barrettes de tubes avec capuchons)	I1409-3700
 <a href="#">Barrette non flexible de 8 tubes PCR de 0,1 ml, profil bas, couleur blanche, capuchons plats attachés individuellement (Xtra-Clear)</a> <b>Volume:</b> 0.1 ml <b>Couleur:</b> Blanc  <a href="#">Créer une fiche technique PDF</a>	120 Barrettes de tubes avec capuchons (1 Sachet × 120 Barrettes de tubes avec capuchons)	I1409-3800
 <a href="#">Barrette non flexible de 8 tubes PCR de 0,2 ml, couleurs assorties, capuchons plats attachés individuellement (Xtra-Clear)</a> <b>Volume:</b> 0.2 ml <b>Couleur:</b> Mélangé  <a href="#">Créer une fiche technique PDF</a>	120 Barrettes de tubes avec capuchons (1 Sachet × 120 Barrettes de tubes avec capuchons)	I1402-3708

STARLAB se réserve le droit d'apporter des modifications à tout moment et sans préavis. Le contenu et la conception de ce PDF sont protégés par les lois nationales et internationales sur les droits d'auteur et sont la propriété de STARLAB International GmbH. Toute duplication, édition, distribution et tout type d'utilisation et d'utilisation de ce contenu PDF dans des systèmes électroniques, des médias en ligne et / ou des bibliothèques ou des bases de données similaires nécessitent l'accord préalable de STARLAB International GmbH.

**Starlab France**  
30 Rue Jean Rostand  
91400 Orsay  
Email: [info@starlab.fr](mailto:info@starlab.fr)