



Réservoirs Bijou 7,0 ml, stériles



Points forts

- Réservoir en polystyrène stérile ultra clair
- Taux de centrifugation : 7,200 x g
- Température d'utilisation : 10 °C à 70 °C
- Hauteur de 50 mm x diam. 23 mm (cap. compris)

Applications du produit

Centrifugation

Préparation d'échantillons

Préparation de mastermix et de tampons

Stockage d'échantillons

STARLAB se réserve le droit d'apporter des modifications à tout moment et sans préavis. Le contenu et la conception de ce PDF sont protégés par les lois nationales et internationales sur les droits d'auteur et sont la propriété de STARLAB International GmbH. Toute duplication, édition, distribution et tout type d'utilisation et d'utilisation de ce contenu PDF dans des systèmes électroniques, des médias en ligne et / ou des bibliothèques ou des bases de données similaires nécessitent l'accord préalable de STARLAB International GmbH.

Starlab France
30 Rue Jean Rostand
91400 Orsay
Email: info@starlab.fr



Données generales

Réf.	Voir les variantes
Taille de pack	700 Pièces (1 Pack × 700 Pièces)
Overall Dimensions	50 mm high x 23 mm diameter
Stérile	Oui
Autoclavable	Non
Volume	7.0 ml
Matériau	Polystyrène
Temp max.	70 °C
Plage de températures	-10 jusqu'à 70 °C
Temp. min.	-10 °C
Nombre de g max.	7.200 x g

STARLAB se réserve le droit d'apporter des modifications à tout moment et sans préavis. Le contenu et la conception de ce PDF sont protégés par les lois nationales et internationales sur les droits d'auteur et sont la propriété de STARLAB International GmbH. Toute duplication, édition, distribution et tout type d'utilisation et d'utilisation de ce contenu PDF dans des systèmes électroniques, des médias en ligne et / ou des bibliothèques ou des bases de données similaires nécessitent l'accord préalable de STARLAB International GmbH.

Starlab France
30 Rue Jean Rostand
91400 Orsay
Email: info@starlab.fr



Plus d'informations sur Réservoirs Bijou 7,0 ml, stériles

Réservoir bijou ultra clair, en polystyrène avec capuchon en polypropylène blanc Vitesse de centrifugation 7 200 x g.
Température d'utilisation : de -10 °C à 70 °C.

STARLAB se réserve le droit d'apporter des modifications à tout moment et sans préavis. Le contenu et la conception de ce PDF sont protégés par les lois nationales et internationales sur les droits d'auteur et sont la propriété de STARLAB International GmbH. Toute duplication, édition, distribution et tout type d'utilisation et d'utilisation de ce contenu PDF dans des systèmes électroniques, des médias en ligne et / ou des bibliothèques ou des bases de données similaires nécessitent l'accord préalable de STARLAB International GmbH.

Starlab France
30 Rue Jean Rostand
91400 Orsay
Email: info@starlab.fr



Toutes les variantes

NOM DU PRODUIT		TAILLE DE PACK	RÉF.
	Réservoir Bijou de 7,0 ml en polystyrène (stérile) avec étiquette Type d'étiquette: Étiquette ordinaire	700 Pièces (1 Pack × 700 Pièces)	E1412-0711
	 Créer une fiche technique PDF		
	Réservoir Bijou de 7,0 ml en polystyrène (Stérile), sans étiquette Type d'étiquette: Sans étiquette	700 Pièces (1 Pack × 700 Pièces)	E1412-0710
	 Créer une fiche technique PDF		

STARLAB se réserve le droit d'apporter des modifications à tout moment et sans préavis. Le contenu et la conception de ce PDF sont protégés par les lois nationales et internationales sur les droits d'auteur et sont la propriété de STARLAB International GmbH. Toute duplication, édition, distribution et tout type d'utilisation et d'utilisation de ce contenu PDF dans des systèmes électroniques, des médias en ligne et / ou des bibliothèques ou des bases de données similaires nécessitent l'accord préalable de STARLAB International GmbH.

Starlab France
30 Rue Jean Rostand
91400 Orsay
Email: info@starlab.fr