



Microtubes de 1,2 ml en rack, bleu



Points forts

- Grille de référence moulée sur le couvercle.
- Convient pour une utilisation jusqu'à -80 °C
- Produit non-stérile certifié exempt de RNase et de DNase
- Produit stérile certifié sans RNase, DNase, ADN ni pyrogène

Applications du produit

Dilution et/ou mélange des échantillons avant leur transfert dans des plaques de microtitrage

Test HTLV-III

RIA & EIA

PCR

Contrôle qualité pharmaceutique

Conservation au congélateur des échantillons de la banque de sang

Transport des spécimens et des réactifs

STARLAB se réserve le droit d'apporter des modifications à tout moment et sans préavis. Le contenu et la conception de ce PDF sont protégés par les lois nationales et internationales sur les droits d'auteur et sont la propriété de STARLAB International GmbH. Toute duplication, édition, distribution et tout type d'utilisation et d'utilisation de ce contenu PDF dans des systèmes électroniques, des médias en ligne et / ou des bibliothèques ou des bases de données similaires nécessitent l'accord préalable de STARLAB International GmbH.

Starlab France
30 Rue Jean Rostand
91400 Orsay
Email: info@starlab.fr



Données générales

Réf.	Voir les variantes
Dimensions (L x P x H)	85 mm x 127 mm x 41 mm
Dimensions (L x P)	85 mm x 127 mm
Volume	1.2 ml
Taille de pack	960 Tubes (10 Racks x 96 Tubes)
Sans DNase	Oui
Sans RNase	Oui
Couleur	Bleu
Température de travail	-80 °C

STARLAB se réserve le droit d'apporter des modifications à tout moment et sans préavis. Le contenu et la conception de ce PDF sont protégés par les lois nationales et internationales sur les droits d'auteur et sont la propriété de STARLAB International GmbH. Toute duplication, édition, distribution et tout type d'utilisation et d'utilisation de ce contenu PDF dans des systèmes électroniques, des médias en ligne et / ou des bibliothèques ou des bases de données similaires nécessitent l'accord préalable de STARLAB International GmbH.

Starlab France
30 Rue Jean Rostand
91400 Orsay
Email: info@starlab.fr



Plus d'informations sur Microtubes de 1,2 ml en rack, bleu



Un rack robuste ayant le même encombrement qu'une plaque standard, contenant 96 tubes individuels de 1,2 ml. Chaque tube est entièrement soutenu à la base pour résister aux pressions appliquées par les systèmes robotiques. La base du rack peut être facilement retirée pour les applications au bain-marie.

STARLAB se réserve le droit d'apporter des modifications à tout moment et sans préavis. Le contenu et la conception de ce PDF sont protégés par les lois nationales et internationales sur les droits d'auteur et sont la propriété de STARLAB International GmbH. Toute duplication, édition, distribution et tout type d'utilisation et d'utilisation de ce contenu PDF dans des systèmes électroniques, des médias en ligne et / ou des bibliothèques ou des bases de données similaires nécessitent l'accord préalable de STARLAB International GmbH.

Starlab France
30 Rue Jean Rostand
91400 Orsay
Email: info@starlab.fr



Toutes les variantes

NOM DU PRODUIT	TAILLE DE PACK	RÉF.
 Microtubes de 1,2 ml en rack, bleu (non stériles) Stérile: Non  Créer une fiche technique PDF	960 Tubes (10 Racks × 96 Tubes)	I1412-7400
 Microtubes de 1,2 ml en rack, bleu (stériles) Stérile: Oui  Créer une fiche technique PDF	960 Tubes (10 Racks × 96 Tubes)	I1412-7410

STARLAB se réserve le droit d'apporter des modifications à tout moment et sans préavis. Le contenu et la conception de ce PDF sont protégés par les lois nationales et internationales sur les droits d'auteur et sont la propriété de STARLAB International GmbH. Toute duplication, édition, distribution et tout type d'utilisation et d'utilisation de ce contenu PDF dans des systèmes électroniques, des médias en ligne et / ou des bibliothèques ou des bases de données similaires nécessitent l'accord préalable de STARLAB International GmbH.

Starlab France
30 Rue Jean Rostand
91400 Orsay
Email: info@starlab.fr