




Pointe de type Biohit XL de 5 ml (non stérile)



Points forts

- Pointes de 1 200 μ l à 10 ml
- En polypropylène
- Compatibles avec un large éventail de pipettes
- Différents types de conditionnement disponibles
- Certifiées

Applications du produit

Pipetage de volumes élevés de liquides

STARLAB se réserve le droit d'apporter des modifications à tout moment et sans préavis. Le contenu et la conception de ce PDF sont protégés par les lois nationales et internationales sur les droits d'auteur et sont la propriété de STARLAB International GmbH. Toute duplication, édition, distribution et tout type d'utilisation et d'utilisation de ce contenu PDF dans des systèmes électroniques, des médias en ligne et / ou des bibliothèques ou des bases de données similaires nécessitent l'accord préalable de STARLAB International GmbH.

Starlab France
30 Rue Jean Rostand
91400 Orsay
Email: info@starlab.fr



Données generales

Réf.	E1009-7001
Taille de pack	250 Pointes (1 Sachet × 250 Pointes)
Stérile	Non
Autoclavable	Oui
Pointe de filtre	Sans filtre
Volume	5 ml
Matériau	Polypropylène
Graduations	Non
Conception des pointes	type Biohit XL
Pour utilisation avec	Abimed : Discovery Comfort, LABMATE Optima Biohit [®] : eLine, ePet, mLine, Picus, Proline Eppendorf [®] : Reference 2, Research plus, Research pro, Xplorer Gilson [®] : Pipetman Concept, Pipetman P, Pipetman Ultra Hamilton [®] : SofTouch HTL : Discovery Comfort, Labmate Pro, Optipette Rainin [®] : Classic, EDP1, EDP-3 Plus, Pipet-Lite, Pipet-Plus Sartorius [®] : eLine, ePet, mLine, Picus, Picus NxT, Proline, Proline Plus, Tacta

STARLAB se réserve le droit d'apporter des modifications à tout moment et sans préavis. Le contenu et la conception de ce PDF sont protégés par les lois nationales et internationales sur les droits d'auteur et sont la propriété de STARLAB International GmbH. Toute duplication, édition, distribution et tout type d'utilisation et d'utilisation de ce contenu PDF dans des systèmes électroniques, des médias en ligne et / ou des bibliothèques ou des bases de données similaires nécessitent l'accord préalable de STARLAB International GmbH.

Starlab France
30 Rue Jean Rostand
91400 Orsay
Email: info@starlab.fr



Plus d'informations sur Pointe de type Biohit XL de 5 ml (non stérile)

Pointes grand volume

STARLAB se réserve le droit d'apporter des modifications à tout moment et sans préavis. Le contenu et la conception de ce PDF sont protégés par les lois nationales et internationales sur les droits d'auteur et sont la propriété de STARLAB International GmbH. Toute duplication, édition, distribution et tout type d'utilisation et d'utilisation de ce contenu PDF dans des systèmes électroniques, des médias en ligne et / ou des bibliothèques ou des bases de données similaires nécessitent l'accord préalable de STARLAB International GmbH.

Starlab France
30 Rue Jean Rostand
91400 Orsay
Email: info@starlab.fr





Toutes les variantes

NOM DU PRODUIT	TAILLE DE PACK	RÉF.
 Pointe de type Biohit de 5 ml (non stérile) Conception des pointes: type Biohit Stérile: Non Taille de pack: 250 Pointes (1 Sachet × 250 Pointes)  Créer une fiche technique PDF	250 Pointes (1 Sachet × 250 Pointes)	E1009-7000
 Pointe de type Biohit XL de 5 ml (non stérile) Conception des pointes: type Biohit XL Stérile: Non Taille de pack: 250 Pointes (1 Sachet × 250 Pointes)  Créer une fiche technique PDF	250 Pointes (1 Sachet × 250 Pointes)	E1009-7001
 Pointe de type Finn de 5 ml (non stérile) Conception des pointes: type Finn Stérile: Non Taille de pack: 250 Pointes (1 Sachet × 250 Pointes)  Créer une fiche technique PDF	250 Pointes (1 Sachet × 250 Pointes)	I1009-5000
 Pointe macro graduée de type Gilson de 5 ml (non stérile) Conception des pointes: type Gilson Stérile: Non Taille de pack: 250 Pointes (1 Sachet × 250 Pointes)  Créer une fiche technique PDF	250 Pointes (1 Sachet × 250 Pointes)	I1050-0000
 Pointe macro graduée type Gilson de 5 ml (non stérile) Conception des pointes: type Gilson Stérile: Non Taille de pack: 500 Pointes (10 Racks × 50 Pointes)  Créer une fiche technique PDF	500 Pointes (10 Racks × 50 Pointes)	I1050-0700

STARLAB se réserve le droit d'apporter des modifications à tout moment et sans préavis. Le contenu et la conception de ce PDF sont protégés par les lois nationales et internationales sur les droits d'auteur et sont la propriété de STARLAB International GmbH. Toute duplication, édition, distribution et tout type d'utilisation et d'utilisation de ce contenu PDF dans des systèmes électroniques, des médias en ligne et / ou des bibliothèques ou des bases de données similaires nécessitent l'accord préalable de STARLAB International GmbH.

Starlab France
30 Rue Jean Rostand
91400 Orsay
Email: info@starlab.fr



NOM DU PRODUIT	TAILLE DE PACK	RÉF.
 Pointe macro graduée de type Gilson de 5 ml (stérile) Conception des pointes: type Gilson Stérile: Oui Taille de pack: 500 Pointes (10 Racks × 50 Pointes)  Créer une fiche technique PDF	500 Pointes (10 Racks × 50 Pointes)	I1050-0710
 Pointe macro graduée de type Eppendorf de 5 ml Conception des pointes: type Eppendorf Stérile: Non Taille de pack: 250 Pointes (1 Sachet × 250 Pointes)  Créer une fiche technique PDF	250 Pointes (1 Sachet × 250 Pointes)	I1053-0000
 Pointe macro graduée de type Eppendorf de 5 ml (non stérile) Conception des pointes: type Eppendorf Stérile: Non Taille de pack: 500 Pointes (10 Racks × 50 Pointes)  Créer une fiche technique PDF	500 Pointes (10 Racks × 50 Pointes)	I1053-0700
 Pointe macro graduée de type Eppendorf de 5 ml (stérile) Conception des pointes: type Eppendorf Stérile: Oui Taille de pack: 500 Pointes (10 Racks × 50 Pointes)  Créer une fiche technique PDF	500 Pointes (10 Racks × 50 Pointes)	I1053-0710
 Pointe de pipette de 5,0 ml de type ErgoOne E/Finn (non stérile), vrac Conception des pointes: type Finn Stérile: Non Taille de pack: 200 Pointes (1 Sachet × 200 Pointes)  Créer une fiche technique PDF	200 Pointes (1 Sachet × 200 Pointes)	E1070-2596

STARLAB se réserve le droit d'apporter des modifications à tout moment et sans préavis. Le contenu et la conception de ce PDF sont protégés par les lois nationales et internationales sur les droits d'auteur et sont la propriété de STARLAB International GmbH. Toute duplication, édition, distribution et tout type d'utilisation et d'utilisation de ce contenu PDF dans des systèmes électroniques, des médias en ligne et / ou des bibliothèques ou des bases de données similaires nécessitent l'accord préalable de STARLAB International GmbH.

Starlab France
30 Rue Jean Rostand
91400 Orsay
Email: info@starlab.fr



NOM DU PRODUIT	TAILLE DE PACK	RÉF.
 Pointe de pipette de 5,0 ml de type ErgoOne E/Finn (non stérile), vrac Conception des pointes: type Finn Stérile: Non Taille de pack: 1 000 Pointes (5 Sachets × 200 Pointes)  Créer une fiche technique PDF	1 000 Pointes (5 Sachets × 200 Pointes)	E1070-2601
 Pointe de pipette de 5,0 ml de type ErgoOne E/Finn (non stérile), en rack Conception des pointes: type Finn Stérile: Non Taille de pack: 28 Pointes (1 Rack × 28 Pointes)  Créer une fiche technique PDF	28 Pointes (1 Rack × 28 Pointes)	E1070-2607