



## 200 µl UltraPoint® graduée TipOne® Filtre, Naturel (stérile)



### Points forts

- Graduée à 50 µl, 100 µl et 200 µl
- L'orifice à fine paroi UltraPoint® limite la rétention du liquide
- Filtre HDPE haute performance qui ne contient aucun additifs pouvant interférer avec vos échantillons
- Adaptateur de pointe universel
- Pointes en polypropylène vierge de haute qualité, aux surfaces extrêmement lisses afin de réduire la rétention d'échantillon
- Certifié exempt de RNase, de DNase, d'ADN et de pyrogènes
- Tous les composants, sauf les pointes et le film plastique, sont recyclables.

## Applications du produit

Applications avec l'ADN (par exemple, PCR)

Applications avec l'ARN (par exemple, analyse de l'expression génétique)

Applications avec des protéines (par exemple, recherche d'anticorps)

Applications de culture cellulaire (par exemple, Milieux)

Applications avec des substances radioactives

STARLAB se réserve le droit d'apporter des modifications à tout moment et sans préavis. Le contenu et la conception de ce PDF sont protégés par les lois nationales et internationales sur les droits d'auteur et sont la propriété de STARLAB International GmbH. Toute duplication, édition, distribution et tout type d'utilisation et d'utilisation de ce contenu PDF dans des systèmes électroniques, des médias en ligne et / ou des bibliothèques ou des bases de données similaires nécessitent l'accord préalable de STARLAB International GmbH.

**Starlab France SAS**  
30 Rue Jean Rostand  
91400 Orsay  
Email: [info@starlab.fr](mailto:info@starlab.fr)



## Données generales

Réf.	Voir les variantes
Stérile	Oui
Autoclavable	Non
Pointe de filtre	Filtre
Plage de volume	1,0 - 200 µl
Volume	200 µl
Matériau	Polypropylène
Graduations	Oui
Couleur	Naturel
Type de pointe	UltraPoint®

STARLAB se réserve le droit d'apporter des modifications à tout moment et sans préavis. Le contenu et la conception de ce PDF sont protégés par les lois nationales et internationales sur les droits d'auteur et sont la propriété de STARLAB International GmbH. Toute duplication, édition, distribution et tout type d'utilisation et d'utilisation de ce contenu PDF dans des systèmes électroniques, des médias en ligne et / ou des bibliothèques ou des bases de données similaires nécessitent l'accord préalable de STARLAB International GmbH.

**Starlab France SAS**  
30 Rue Jean Rostand  
91400 Orsay  
Email: [info@starlab.fr](mailto:info@starlab.fr)



## Plus d'informations sur 200 µl UltraPoint® graduée TipOne® Filtre, Naturel (stérile)

### Rien ne passe !

Protégez vos échantillons de toute contamination involontaire avec les pointes à filtre TipOne®. Nos filtres de haute qualité luttent contre la contamination croisée par aérosol sans retenir vos précieux échantillons. Par ailleurs, ils ne contiennent aucun additif pouvant interférer avec vos échantillons.









Les aérosols qui pénètrent dans votre pipette ne sont pas toujours visibles à l'œil nu, mais ils peuvent contaminer ensuite d'autres échantillons. Les pointes à filtre TipOne® bloquent plus de 99 % des aérosols\* ce qui en fait un des meilleurs filtres disponibles.

Les pointes stériles TipOne® sont validées conformément à la norme EN ISO 11137-2:2007.

\*Consultez la brochure TipOne® dans la rubrique Téléchargements pour en savoir plus.



## Toutes les variantes

NOM DU PRODUIT	TAILLE DE PACK	RÉF.
 <a href="#">200 µl UltraPoint® graduée TipOne® Filtre, Naturel, Recharges (stérile)</a> <b>Taille de pack:</b> 960 Pointes (10 Recharges × 96 Pointes)   <a href="#">Créer une fiche technique PDF</a>	960 Pointes (10 Recharges × 96 Pointes)	S1123-8710
 <a href="#">200 µl UltraPoint® graduée TipOne® Filtre, Naturel, Recharges (stérile), boîte</a> <b>Taille de pack:</b> 7 680 Pointes (80 Recharges × 96 Pointes)   <a href="#">Créer une fiche technique PDF</a>	7 680 Pointes (80 Recharges × 96 Pointes)	S1123-8710-C
 <a href="#">200 µl UltraPoint® graduée TipOne® Filtre, Naturel, Rack (stérile)</a> <b>Taille de pack:</b> 960 Pointes (10 Rack × 96 Pointes)   <a href="#">Créer une fiche technique PDF</a>	960 Pointes (10 Rack × 96 Pointes)	S1123-8810
 <a href="#">200 µl UltraPoint® graduée TipOne® Filtre, Naturel, Racks (stérile), boîte</a> <b>Taille de pack:</b> 7 680 Pointes (80 Racks × 96 Pointes)   <a href="#">Créer une fiche technique PDF</a>	7 680 Pointes (80 Racks × 96 Pointes)	S1123-8810-C

STARLAB se réserve le droit d'apporter des modifications à tout moment et sans préavis. Le contenu et la conception de ce PDF sont protégés par les lois nationales et internationales sur les droits d'auteur et sont la propriété de STARLAB International GmbH. Toute duplication, édition, distribution et tout type d'utilisation et d'utilisation de ce contenu PDF dans des systèmes électroniques, des médias en ligne et / ou des bibliothèques ou des bases de données similaires nécessitent l'accord préalable de STARLAB International GmbH.

**Starlab France SAS**  
30 Rue Jean Rostand  
91400 Orsay  
Email: [info@starlab.fr](mailto:info@starlab.fr)