



Unité de filtration pour col de flacon, entonnoir de filtration seul 0,45 µm, 1000 ml (sterile)



Points forts

- Membrane en PES 0,45 µm
- High speed filtration
- Compatible with all common bottles (GL 45 compatible)
- Temperature range: -20 °C to +50 °C
- Sterile SAL10⁻⁶ (ISO1137) / 3-year shelf life
- Certified RNase, DNase free and non-pyrogenic
- Hose connector designed to fit multiple hose diameters

Applications du produit

Filtration stérile

Préparation de milieux

STARLAB se réserve le droit d'apporter des modifications à tout moment et sans préavis. Le contenu et la conception de ce PDF sont protégés par les lois nationales et internationales sur les droits d'auteur et sont la propriété de STARLAB International GmbH. Toute duplication, édition, distribution et tout type d'utilisation et d'utilisation de ce contenu PDF dans des systèmes électroniques, des médias en ligne et / ou des bibliothèques ou des bases de données similaires nécessitent l'accord préalable de STARLAB International GmbH.

Starlab France
30 Rue Jean Rostand
91400 Orsay
Email: info@starlab.fr



Données generales

Réf.	CC8222-6456
Taille de pack	24 Pièces (1 Boîte × 24 Pièces)
Stérile	Oui
Autoclavable	Non
Volume	1000 ml
Sans DNase	Oui
Sans endotoxines	Oui
Sans métaux lourds	Oui
Sans pyrogènes	Oui
Sans RNase	Oui
Non cytotoxique	Oui
Taille des pores	0.45 µm
Système	Entonnoir uniquement

STARLAB se réserve le droit d'apporter des modifications à tout moment et sans préavis. Le contenu et la conception de ce PDF sont protégés par les lois nationales et internationales sur les droits d'auteur et sont la propriété de STARLAB International GmbH. Toute duplication, édition, distribution et tout type d'utilisation et d'utilisation de ce contenu PDF dans des systèmes électroniques, des médias en ligne et / ou des bibliothèques ou des bases de données similaires nécessitent l'accord préalable de STARLAB International GmbH.

Starlab France
30 Rue Jean Rostand
91400 Orsay
Email: info@starlab.fr



Plus d'informations sur Unité de filtration pour col de flacon, entonnoir de filtration seul 0,45 µm, 1000 ml (sterile)











Entonnoirs de filtration pour col de flacon avec membrane en PES pour une filtration rapide. Le raccordement de tuyaux intelligent est conçu pour s'adapter à différents diamètres de tuyau. Chaque produit est fabriqué dans un environnement de salle blanche de classe 100 000 et est doté de son numéro de lot et de sa date de péremption pour faciliter la traçabilité.

STARLAB se réserve le droit d'apporter des modifications à tout moment et sans préavis. Le contenu et la conception de ce PDF sont protégés par les lois nationales et internationales sur les droits d'auteur et sont la propriété de STARLAB International GmbH. Toute duplication, édition, distribution et tout type d'utilisation et d'utilisation de ce contenu PDF dans des systèmes électroniques, des médias en ligne et / ou des bibliothèques ou des bases de données similaires nécessitent l'accord préalable de STARLAB International GmbH.

Starlab France
30 Rue Jean Rostand
91400 Orsay
Email: info@starlab.fr









Toutes les variantes

NOM DU PRODUIT		TAILLE DE PACK	RÉF.
	Unité de filtration pour col de flacon, entonnoir de filtration seul 0,22 µm, 150 ml (sterile) Taille des pores: 0.22 µm Volume: 150 ml  Créer une fiche technique PDF	24 Pièces (1 Boîte × 24 Pièces)	CC8222-3226
	Unité de filtration pour col de flacon, entonnoir de filtration seul 0,22 µm, 250 ml (sterile) Taille des pores: 0.22 µm Volume: 250 ml  Créer une fiche technique PDF	24 Pièces (1 Boîte × 24 Pièces)	CC8222-4226
	Unité de filtration pour col de flacon, entonnoir de filtration seul 0,22 µm, 500 ml (sterile) Taille des pores: 0.22 µm Volume: 500 ml  Créer une fiche technique PDF	24 Pièces (1 Boîte × 24 Pièces)	CC8222-5226
	Unité de filtration pour col de flacon, entonnoir de filtration seul 0,22 µm, 1000 ml (sterile) Taille des pores: 0.22 µm Volume: 1000 ml  Créer une fiche technique PDF	24 Pièces (1 Boîte × 24 Pièces)	CC8222-6226
	Unité de filtration pour col de flacon, entonnoir de filtration seul 0,45 µm, 150 ml (sterile) Taille des pores: 0.45 µm Volume: 150 ml  Créer une fiche technique PDF	24 Pièces (1 Boîte × 24 Pièces)	CC8222-3456

STARLAB se réserve le droit d'apporter des modifications à tout moment et sans préavis. Le contenu et la conception de ce PDF sont protégés par les lois nationales et internationales sur les droits d'auteur et sont la propriété de STARLAB International GmbH. Toute duplication, édition, distribution et tout type d'utilisation et d'utilisation de ce contenu PDF dans des systèmes électroniques, des médias en ligne et / ou des bibliothèques ou des bases de données similaires nécessitent l'accord préalable de STARLAB International GmbH.

Starlab France
30 Rue Jean Rostand
91400 Orsay
Email: info@starlab.fr



NOM DU PRODUIT	TAILLE DE PACK	RÉF.
 Unité de filtration pour col de flacon, entonnoir de filtration seul 0,45 µm, 250 ml (sterile) Taille des pores: 0.45 µm Volume: 250 ml  Créer une fiche technique PDF	24 Pièces (1 Boîte × 24 Pièces)	CC8222-4456
 Unité de filtration pour col de flacon, entonnoir de filtration seul 0,45 µm, 500 ml (sterile) Taille des pores: 0.45 µm Volume: 500 ml  Créer une fiche technique PDF	24 Pièces (1 Boîte × 24 Pièces)	CC8222-5456
 Unité de filtration pour col de flacon, entonnoir de filtration seul 0,45 µm, 1000 ml (sterile) Taille des pores: 0.45 µm Volume: 1000 ml  Créer une fiche technique PDF	24 Pièces (1 Boîte × 24 Pièces)	CC8222-6456