



Barrette de 8 tubes PCR de 0,2 ml, couleur naturelle avec barrette attachée de capuchons bombés (boîte)



Points forts

- Fabriqués en polypropylène de qualité médicale
- Les capuchons attachés individuellement éliminent les risques de contamination croisée suite à un mélange accidentel des capuchons.
- Sans inhibiteurs de PCR
- Certifiés exempte de RNase, de DNase, d'ADN et de pyrogène
- Les parois ultra fines garantissent un transfert thermique efficace et un rendement maximal
- Fournis dans des sacs réutilisables

Applications du produit

STARLAB se réserve le droit d'apporter des modifications à tout moment et sans préavis. Le contenu et la conception de ce PDF sont protégés par les lois nationales et internationales sur les droits d'auteur et sont la propriété de STARLAB International GmbH. Toute duplication, édition, distribution et tout type d'utilisation et d'utilisation de ce contenu PDF dans des systèmes électroniques, des médias en ligne et / ou des bibliothèques ou des bases de données similaires nécessitent l'accord préalable de STARLAB International GmbH.

Starlab France
30 Rue Jean Rostand
91400 Orsay
Email: info@starlab.fr



Données générales

Réf.	I1402-2800-C
Style de capuchon	Barrette de capuchons bombés fixés
Nb de tubes	8
Matériau	Polypropylène
Taille de pack	1 250 Barrettes de tubes avec capuchons (10 Packs × 125 Barrettes de tubes avec capuchons)
Sans endotoxines	Oui
Sans pyrogènes	Oui
Sans ADN	Oui
Sans inhibiteurs de PCR	Oui
Sans ADN humain	Oui
Sans RNase	Oui
Sans DNase	Oui
Adapté à la PCR	oui
Autoclavable	Oui
Stérile	Non
Couleur	Divers
Volume	0.2 ml

STARLAB se réserve le droit d'apporter des modifications à tout moment et sans préavis. Le contenu et la conception de ce PDF sont protégés par les lois nationales et internationales sur les droits d'auteur et sont la propriété de STARLAB International GmbH. Toute duplication, édition, distribution et tout type d'utilisation et d'utilisation de ce contenu PDF dans des systèmes électroniques, des médias en ligne et / ou des bibliothèques ou des bases de données similaires nécessitent l'accord préalable de STARLAB International GmbH.

Starlab France
30 Rue Jean Rostand
91400 Orsay
Email: info@starlab.fr




Plus d'informations sur Barrette de 8 tubes PCR de 0,2 ml, couleur naturelle avec barrette attachée de capuchons bombés (boîte)

Les barrettes PCR de Starlab sont fabriquées à partir de polypropylène de qualité médicale. Les tubes à parois fines garantissent un transfert thermique efficient et homogène. Les barrettes de capuchons attachés de style « crocodile » éliminent les risques de contamination croisée par mélange accidentel des capuchons des tubes. Disponibles en barrettes de 8 ou 12 tubes/capuchons.

Barrettes profil bas (0,1 ml) : Hauteur de 15,24 mm, pour utilisation dans les cycleurs avec capacité profil bas uniquement.

Barrettes standards (0,2 ml) : Hauteur de 20.83 mm, pour utilisation dans la majorité des cycleurs.




Toutes les variantes

NOM DU PRODUIT	TAILLE DE PACK	RÉF.
 Barrette de 8 tubes PCR de 0,2 ml, capuchons bombés attachés individuellement (Xtra-Clear) Style de capuchon: Capuchons plats fixés individuellement – (X-Clear) Volume: 0.2 ml Taille de pack: 120 Barrettes de tubes avec capuchons (1 Pack × 120 Barrettes de tubes avec capuchons)  Créer une fiche technique PDF	120 Barrettes de tubes avec capuchons (1 Pack × 120 Barrettes de tubes avec capuchons)	A1402-3700
 Barrette de 8 tubes PCR de 0,2 ml, capuchons bombés attachés individuellement (Xtra-Clear)(boîte) Style de capuchon: Capuchons plats fixés individuellement – (X-Clear) Volume: 0.2 ml Taille de pack: 1 200 Barrettes de tubes avec capuchons (10 Packs × 120 Barrettes de tubes avec capuchons)  Créer une fiche technique PDF	1 200 Barrettes de tubes avec capuchons (10 Packs × 120 Barrettes de tubes avec capuchons)	A1402-3700-C
 Barrette de 8 tubes PCR de 0,2 ml, capuchons bombés attachés individuellement, couleur naturelle Style de capuchon: Capuchons bombés fixés individuellement Volume: 0.2 ml Taille de pack: 120 Barrettes de tubes avec capuchons (1 Packs × 120 Barrettes de tubes avec capuchons)  Créer une fiche technique PDF	120 Barrettes de tubes avec capuchons (1 Packs × 120 Barrettes de tubes avec capuchons)	I1402-2900
 Tubes PCR en barrettes de 8 avec capuchons individuels attachés, 0,2 ml (assortis) Style de capuchon: Capuchons bombés fixés individuellement Volume: 0.2 ml Taille de pack: 120 Barrettes de tubes avec capuchons (5 Packs × 24 Barrettes de tubes avec capuchons)  Créer une fiche technique PDF	120 Barrettes de tubes avec capuchons (5 Packs × 24 Barrettes de tubes avec capuchons)	I1402-2908

STARLAB se réserve le droit d'apporter des modifications à tout moment et sans préavis. Le contenu et la conception de ce PDF sont protégés par les lois nationales et internationales sur les droits d'auteur et sont la propriété de STARLAB International GmbH. Toute duplication, édition, distribution et tout type d'utilisation et d'utilisation de ce contenu PDF dans des systèmes électroniques, des médias en ligne et / ou des bibliothèques ou des bases de données similaires nécessitent l'accord préalable de STARLAB International GmbH.


Starlab France
30 Rue Jean Rostand
91400 Orsay
Email: info@starlab.fr



NOM DU PRODUIT	TAILLE DE PACK	RÉF.
 <p>Barrette non flexible de 8 tubes PCR de 0,1 ml, profil bas, capuchons plats attachés individuellement (Xtra-Clear) Style de capuchon: Capuchons plats fixés individuellement – (Xtra-Clear), profil bas Volume: 0.1 ml Taille de pack: 120 Barrettes de tubes avec capuchons (1 Pack × 120 Barrettes de tubes avec capuchons)</p> <p> Créer une fiche technique PDF</p>	120 Barrettes de tubes avec capuchons (1 Pack × 120 Barrettes de tubes avec capuchons)	A1402-3800
 <p>Barrette de 8 tubes PCR de 0,2 ml, capuchons bombés attachés individuellement, couleur naturelle (boîte) Style de capuchon: Capuchons bombés fixés individuellement Volume: 0.2 ml Taille de pack: 1 200 Barrettes de tubes avec capuchons (10 Packs × 120 Barrettes de tubes avec capuchons)</p> <p> Créer une fiche technique PDF</p>	1 200 Barrettes de tubes avec capuchons (10 Packs × 120 Barrettes de tubes avec capuchons)	I1402-2900-C
 <p>Barrette de 8 tubes PCR de 0,2 ml, capuchons bombés renforcés attachés individuellement Style de capuchon: Capuchons bombés isolés fixés individuellement Volume: 0.2 ml Taille de pack: 120 Barrettes de tubes avec capuchons (1 Pack × 120 Barrettes de tubes avec capuchons)</p> <p> Créer une fiche technique PDF</p>	120 Barrettes de tubes avec capuchons (1 Pack × 120 Barrettes de tubes avec capuchons)	S1602-2900
 <p>Barrette de 8 tubes PCR de 0,2 ml, couleur naturelle avec barrette attachée de capuchons plats (Xtra-Clear) Style de capuchon: Barrette de capuchons plats fixés (Xtra-Clear) Volume: 0.2 ml Taille de pack: 125 Barrettes de tubes avec capuchons (1 Pack × 125 Barrettes de tubes avec capuchons)</p> <p> Créer une fiche technique PDF</p>	125 Barrettes de tubes avec capuchons (1 Pack × 125 Barrettes de tubes avec capuchons)	I1402-2700

STARLAB se réserve le droit d'apporter des modifications à tout moment et sans préavis. Le contenu et la conception de ce PDF sont protégés par les lois nationales et internationales sur les droits d'auteur et sont la propriété de STARLAB International GmbH. Toute duplication, édition, distribution et tout type d'utilisation et d'utilisation de ce contenu PDF dans des systèmes électroniques, des médias en ligne et / ou des bibliothèques ou des bases de données similaires nécessitent l'accord préalable de STARLAB International GmbH.

Starlab France
30 Rue Jean Rostand
91400 Orsay
Email: info@starlab.fr



NOM DU PRODUIT	TAILLE DE PACK	RÉF.
 <p>Barrette de 8 tubes PCR de 0,2 ml, couleur naturelle avec barrette attachée de capuchons bombés Style de capuchon: Barrette de capuchons bombés fixés Volume: 0.2 ml Taille de pack: 125 Barrettes de tubes avec capuchons (1 Pack × 125 Barrettes de tubes avec capuchons)</p> <p> Créer une fiche technique PDF</p>	125 Barrettes de tubes avec capuchons (1 Pack × 125 Barrettes de tubes avec capuchons)	I1402-2800
 <p>Barrette de 8 tubes PCR de 0,2 ml, couleur naturelle avec barrette attachée de capuchons plats (Xtra-Clear) (boîte) Style de capuchon: Barrette de capuchons plats fixés (Xtra-Clear) Volume: 0.2 ml Taille de pack: 1 250 Barrettes de tubes avec capuchons (10 Packs × 125 Barrettes de tubes avec capuchons)</p> <p> Créer une fiche technique PDF</p>	1 250 Barrettes de tubes avec capuchons (10 Packs × 125 Barrettes de tubes avec capuchons)	I1402-2700-C
 <p>Barrette de 8 tubes PCR de 0,2 ml, couleur naturelle avec barrette attachée de capuchons bombés (boîte) Style de capuchon: Barrette de capuchons bombés fixés Volume: 0.2 ml Taille de pack: 1 250 Barrettes de tubes avec capuchons (10 Packs × 125 Barrettes de tubes avec capuchons)</p> <p> Créer une fiche technique PDF</p>	1 250 Barrettes de tubes avec capuchons (10 Packs × 125 Barrettes de tubes avec capuchons)	I1402-2800-C

STARLAB se réserve le droit d'apporter des modifications à tout moment et sans préavis. Le contenu et la conception de ce PDF sont protégés par les lois nationales et internationales sur les droits d'auteur et sont la propriété de STARLAB International GmbH. Toute duplication, édition, distribution et tout type d'utilisation et d'utilisation de ce contenu PDF dans des systèmes électroniques, des médias en ligne et / ou des bibliothèques ou des bases de données similaires nécessitent l'accord préalable de STARLAB International GmbH.

Starlab France
30 Rue Jean Rostand
91400 Orsay
Email: info@starlab.fr