



Entonnoirs de filtration (sterile)



Points forts

- Tailles de pores 0,22 et 0,45 µm
- Filtration à grande vitesse
- Compatible avec tous les flacons conventionnels (compatible GL 45)
- Plage de températures : -20 °C à +50 °C
- Sterile SAL10⁻⁶ (ISO 1137) / Durée de conservation de 3 ans
- Certifiés sans RNase ni DNase ni pyrogène
- Raccordement de tuyaux intelligent conçu pour s'adapter à différents diamètres de tuyau

Applications du produit

Filtration stérile Préparation de milieux

STARLAB se réserve le droit d'apporter des modifications à tout moment et sans préavis. Le contenu et la conception de ce PDF sont protégés par les lois nationales et internationales sur les droits d'auteur et sont la propriété de STARLAB International GmbH. Toute duplication, édition, distribution et tout type d'utilisation et d'utilisation de ce contenu PDF dans des systèmes électroniques, des médias en ligne et / ou des bibliothèques ou des bases de données similaires nécessitent l'accord préalable de STARLAB International GmbH.



91400 Orsay Email: info@starlab.fr







Données generales

Réf.	Voir les variantes
Taille de pack	24 Pièces (1 Boîte × 24 Pièces)
Stérile	Oui
Autoclavable	Non
Sans DNase	Oui
Sans endotoxines	Oui
Sans métaux lourds	Oui
Sans pyrogènes	Oui
Sans RNase	Oui
Non cytotoxique	Oui
Système	Entonnoir uniquement

STARLAB se réserve le droit d'apporter des modifications à tout moment et sans préavis. Le contenu et la conception de ce PDF sont protégés par les lois nationales et internationales sur les droits d'auteur et sont la propriété de STARLAB International GmbH. Toute duplication, édition, distribution et tout type d'utilisation et d'utilisation de ce contenu PDF dans des systèmes électroniques, des médias en ligne et / ou des bibliothèques ou des bases de données similaires nécessitent l'accord préalable de STARLAB International GmbH.

30 Rue Jean Rostand 91400 Orsay Email: info@starlab.fr

Starlab France







Plus d'informations sur Entonnoirs de filtration (sterile)

Entonnoirs de filtration pour col de flacon avec membrane en PES pour une filtration rapide. Le raccordement de tuyaux intelligent est conçu pour s'adapter à différents diamètres de tuyau. Chaque produit est fabriqué dans un environnement de salle blanche de classe 100 000 et est doté de son numéro de lot et de sa date de péremption pour faciliter la traçabilité.

STARLAB se réserve le droit d'apporter des modifications à tout moment et sans préavis. Le contenu et la conception de ce PDF sont protégés par les lois nationales et internationales sur les droits d'auteur et sont la propriété de STARLAB International GmbH. Toute duplication, édition, distribution et tout type d'utilisation et d'utilisation de ce contenu PDF dans des systèmes électroniques, des médias en ligne et / ou des bibliothèques ou des bases de données similaires nécessitent l'accord préalable de STARLAB International GmbH.

Starlab France 30 Rue Jean Rostand 91400 Orsay Email: info@starlab.fr







Toutes les variantes

NOM DU PRODUI	т	TAILLE DE PACK	RÉF.
¥	Unité de filtration pour col de flacon, entonnoir de filtration seul 0,22 µm, 150 ml (sterile) Taille des pores: 0.22 µm Volume: 150 ml	24 Pièces (1 Boîte × 24 Pièces)	CC8222-3226
	order and none technique i bi		
<u>V</u>	Unité de filtration pour col de flacon, entonnoir de filtration seul 0,22 μm, 250 ml (sterile) Taille des pores: 0.22 μm Volume: 250 ml	24 Pièces (1 Boîte × 24 Pièces)	CC8222-4226
	Créer une fiche technique PDF		
¥	Unité de filtration pour col de flacon, entonnoir de filtration seul 0,22 µm, 500 ml (sterile) Taille des pores: 0.22 µm Volume: 500 ml Créer une fiche technique PDF	24 Pièces (1 Boîte × 24 Pièces)	CC8222-5226
	Unité de filtration pour col de flacon, entonnoir de filtration seul 0,22 µm, 1000 ml (sterile) Taille des pores: 0.22 µm Volume: 1000 ml Créer une fiche technique PDF	24 Pièces (1 Boîte × 24 Pièces)	CC8222-6226
W .	Unité de filtration pour col de flacon, entonnoir de filtration seul 0,45 µm, 150 ml (sterile) Taille des pores: 0.45 µm Volume: 150 ml Créer une fiche technique PDF	24 Pièces (1 Boîte × 24 Pièces)	CC8222-3456

STARLAB se réserve le droit d'apporter des modifications à tout moment et sans préavis. Le contenu et la conception de ce PDF sont protégés par les lois nationales et internationales sur les droits d'auteur et sont la propriété de STARLAB International GmbH. Toute duplication, édition, distribution et tout type d'utilisation et d'utilisation de ce contenu PDF dans des systèmes électroniques, des médias en ligne et / ou des bibliothèques ou des bases de données similaires nécessitent l'accord préalable de STARLAB International GmbH.

Starlab France 30 Rue Jean Rostand

91400 Orsay Email: info@starlab.fr







NOM DU PRODUIT		TAILLE DE PACK	RÉF.
¥	Unité de filtration pour col de flacon, entonnoir de filtration seul 0,45 µm, 250 ml (sterile) Taille des pores: 0.45 µm Volume: 250 ml Créer une fiche technique PDF	24 Pièces (1 Boîte × 24 Pièces)	CC8222-4456
W	Unité de filtration pour col de flacon, entonnoir de filtration seul 0,45 µm, 500 ml (sterile) Taille des pores: 0.45 µm Volume: 500 ml Créer une fiche technique PDF	24 Pièces (1 Boîte × 24 Pièces)	CC8222-5456
Ų	Unité de filtration pour col de flacon, entonnoir de filtration seul 0,45 µm, 1000 ml (sterile) Taille des pores: 0.45 µm Volume: 1000 ml Créer une fiche technique PDF	24 Pièces (1 Boîte × 24 Pièces)	CC8222-6456

STARLAB se réserve le droit d'apporter des modifications à tout moment et sans préavis. Le contenu et la conception de ce PDF sont protégés par les lois nationales et internationales sur les droits d'auteur et sont la propriété de STARLAB International GmbH. Toute duplication, édition, distribution et tout type d'utilisation et d'utilisation de ce contenu PDF dans des systèmes électroniques, des médias en ligne et / ou des bibliothèques ou des bases de données similaires nécessitent l'accord préalable de STARLAB International GmbH.

Starlab France 30 Rue Jean Rostand

91400 Orsay Email: info@starlab.fr

