



Gant Microflex®, 93-843, sans poudre, nitrile



Points forts

- Protection confortable en nitrile pour une utilisation au quotidien
- Doigts texturés
- Allie confort, solidité et protection

Applications du produit

Protection individuelle

Santé et sécurité au travail

Protection des échantillons

Protection des processus

STARLAB se réserve le droit d'apporter des modifications à tout moment et sans préavis. Le contenu et la conception de ce PDF sont protégés par les lois nationales et internationales sur les droits d'auteur et sont la propriété de STARLAB International GmbH. Toute duplication, édition, distribution et tout type d'utilisation et d'utilisation de ce contenu PDF dans des systèmes électroniques, des médias en ligne et / ou des bibliothèques ou des bases de données similaires nécessitent l'accord préalable de STARLAB International GmbH.

Starlab France SAS
30 Rue Jean Rostand
91400 Orsay
Email: info@starlab.fr



Données generales

Réf.	Voir les variantes
Longueur	245 mm
Stérile	Non
Taille de pack	1 000 Pièces (10 Boîtes × 100 Pièces)
Matériau	Nitrile
Vernis	Doigts texturés
Intérieur	Non poudré
Épaisseur (doigt)	0.18 mm
Épaisseur (paume)	0.11 mm
Couleur	Bleu violet
Ambidextre	Oui
Manchette	Standard
Élongation après vieillissement (%)	500
Résistance à la traction après vieillissement (MPa)	27 MPa
Force à la rupture après vieillissement (N)	9 N
Force à la rupture avant vieillissement (N)	12 N
Élongation minimum avant vieillissement (%)	550
Réutilisable	Non
Résistance à la traction avant vieillissement (MPa)	32 MPa
AQL	0.65

STARLAB se réserve le droit d'apporter des modifications à tout moment et sans préavis. Le contenu et la conception de ce PDF sont protégés par les lois nationales et internationales sur les droits d'auteur et sont la propriété de STARLAB International GmbH. Toute duplication, édition, distribution et tout type d'utilisation et d'utilisation de ce contenu PDF dans des systèmes électroniques, des médias en ligne et / ou des bibliothèques ou des bases de données similaires nécessitent l'accord préalable de STARLAB International GmbH.

Starlab France SAS
30 Rue Jean Rostand
91400 Orsay
Email: info@starlab.fr



EN 1149	Conformes, propriétés anti-statiques
EN 16523-1	En conformité
EN 374-1	Conformes, Type B
EN 374-2	Niveau 3
EN 374-4	En conformité, détermination de la résistance à la dégradation
EN 374-5	En conformité, exigences en matière de risques associés aux micro-organismes
EN ISO 21420	En conformité
ISO 16604 (Part B)	En conformité, protection contre pénétration d'agents pathogènes transmissibles par le sang (virus)
ISO 18889	Conformes, G1
EPI-Règlement (UE) 2016/425	Équipements de Protection Individuelle (EPI) Catégorie III
Règlement (CE) 1935/2004	En conformité, contact avec les denrées alimentaires

STARLAB se réserve le droit d'apporter des modifications à tout moment et sans préavis. Le contenu et la conception de ce PDF sont protégés par les lois nationales et internationales sur les droits d'auteur et sont la propriété de STARLAB International GmbH. Toute duplication, édition, distribution et tout type d'utilisation et d'utilisation de ce contenu PDF dans des systèmes électroniques, des médias en ligne et / ou des bibliothèques ou des bases de données similaires nécessitent l'accord préalable de STARLAB International GmbH.

Starlab France SAS
30 Rue Jean Rostand
91400 Orsay
Email: info@starlab.fr



Plus d'informations sur Gant Microflex®, 93-843, sans poudre, nitrile

Protection avancée du nitrile au quotidien

> Protection confortable en nitrile pour une utilisation au quotidien.

Utilisation recommandée lorsque :

- > Le contact avec les produits chimiques est une activité standard quotidienne
- > Une excellente protection contre les projections de produits chimiques est nécessaire
- > La solidité et la protection des gants est primordiale
- > Vous travaillez dans des conditions où la prise en main et la fiabilité sont essentielles



Toutes les variantes

NOM DU PRODUIT	TAILLE DE PACK	RÉF.
 Gant Microflex®, 93-843, taille XS, sans poudre, nitrile Taille: Extra Small  Créer une fiche technique PDF	1 000 Pièces (10 Boîtes × 100 Pièces)	93-843-XS
 Gant Microflex®, 93-843, taille S, sans poudre, nitrile Taille: Small  Créer une fiche technique PDF	1 000 Pièces (10 Boîtes × 100 Pièces)	93-843-S

STARLAB se réserve le droit d'apporter des modifications à tout moment et sans préavis. Le contenu et la conception de ce PDF sont protégés par les lois nationales et internationales sur les droits d'auteur et sont la propriété de STARLAB International GmbH. Toute duplication, édition, distribution et tout type d'utilisation et d'utilisation de ce contenu PDF dans des systèmes électroniques, des médias en ligne et / ou des bibliothèques ou des bases de données similaires nécessitent l'accord préalable de STARLAB International GmbH.

Starlab France SAS
30 Rue Jean Rostand
91400 Orsay
Email: info@starlab.fr