



Capuchons pour tubes de centrifugeuse de 5,0 ml



Points forts

- Capuchon à visser étanche, 3/4 de tour
- Pour l'utilisation avec des tubes de centrifugeuse à capuchon à visser de 5,0 ml
- Exempt de RNase, de DNase, d'ADN et de pyrogènes
- Température d'utilisation : -196 °C à 100 °C
- Taux de centrifugation : 25 000 x g
- Centre du capuchon avec « membrane » pour faciliter la perforation à l'aide d'une aiguille
- Fabriqué en polyéthylène haute densité
- Les capuchons ne sont pas autoclavables

Applications du produit

STARLAB se réserve le droit d'apporter des modifications à tout moment et sans préavis. Le contenu et la conception de ce PDF sont protégés par les lois nationales et internationales sur les droits d'auteur et sont la propriété de STARLAB International GmbH. Toute duplication, édition, distribution et tout type d'utilisation et d'utilisation de ce contenu PDF dans des systèmes électroniques, des médias en ligne et / ou des bibliothèques ou des bases de données similaires nécessitent l'accord préalable de STARLAB International GmbH.

Starlab France SAS
30 Rue Jean Rostand
91400 Orsay
Email: info@starlab.fr



Données generales

Réf.	Voir les variantes
Stérile	Non
Autoclavable	Non
Taille de pack	200 Pièces (2 Sachets × 100 Pièces)
Matériau	Polyéthylène
Sans ADN	Oui
Sans DNase	Oui
Sans pyrogènes	Oui
Sans RNase	Oui
Couleur	Blanc
Nombre de g max.	25.000 x g

STARLAB se réserve le droit d'apporter des modifications à tout moment et sans préavis. Le contenu et la conception de ce PDF sont protégés par les lois nationales et internationales sur les droits d'auteur et sont la propriété de STARLAB International GmbH. Toute duplication, édition, distribution et tout type d'utilisation et d'utilisation de ce contenu PDF dans des systèmes électroniques, des médias en ligne et / ou des bibliothèques ou des bases de données similaires nécessitent l'accord préalable de STARLAB International GmbH.

Starlab France SAS
30 Rue Jean Rostand
91400 Orsay
Email: info@starlab.fr



Toutes les variantes

NOM DU PRODUIT	TAILLE DE PACK	RÉF.
 Capuchon à visser standard pour tubes de 5.0 ml, blanc Style de capuchon: Capuchon à visser standard  Créer une fiche technique PDF	200 Pièces (2 Sachets × 100 Pièces)	E1450-5060
 Capuchon à visser attaché pour tubes de 5 ml, blanc Style de capuchon: Capuchon à visser attaché  Créer une fiche technique PDF	200 Pièces (2 Sachets × 100 Pièces)	E1450-5080

STARLAB se réserve le droit d'apporter des modifications à tout moment et sans préavis. Le contenu et la conception de ce PDF sont protégés par les lois nationales et internationales sur les droits d'auteur et sont la propriété de STARLAB International GmbH. Toute duplication, édition, distribution et tout type d'utilisation et d'utilisation de ce contenu PDF dans des systèmes électroniques, des médias en ligne et / ou des bibliothèques ou des bases de données similaires nécessitent l'accord préalable de STARLAB International GmbH.

Starlab France SAS
30 Rue Jean Rostand
91400 Orsay
Email: info@starlab.fr