



Capuchons EasyGrip pour microtubes à capuchon à vis



Points forts

- Le capuchon EasyGrip en une seule pièce assure une étanchéité parfaite

Applications du produit

A utiliser avec les tubes à capuchon à vis STARLAB

STARLAB se réserve le droit d'apporter des modifications à tout moment et sans préavis. Le contenu et la conception de ce PDF sont protégés par les lois nationales et internationales sur les droits d'auteur et sont la propriété de STARLAB International GmbH. Toute duplication, édition, distribution et tout type d'utilisation et d'utilisation de ce contenu PDF dans des systèmes électroniques, des médias en ligne et / ou des bibliothèques ou des bases de données similaires nécessitent l'accord préalable de STARLAB International GmbH.

Starlab France SAS
30 Rue Jean Rostand
91400 Orsay
Email: info@starlab.fr



Données générales

Réf.	Voir les variantes
Stérile	Non
Autoclavable	Oui
Taille de pack	500 Pièces (1 Sachet × 500 Pièces)
Style de capuchon	Blancs/colorés – capuchons EasyGrip
Matériau	Polypropylène
Sans ADN	Oui
Sans DNase	Oui
Sans endotoxines	Oui
Sans inhibiteurs de PCR	Oui
Sans RNase	Oui
Couleur	Divers

STARLAB se réserve le droit d'apporter des modifications à tout moment et sans préavis. Le contenu et la conception de ce PDF sont protégés par les lois nationales et internationales sur les droits d'auteur et sont la propriété de STARLAB International GmbH. Toute duplication, édition, distribution et tout type d'utilisation et d'utilisation de ce contenu PDF dans des systèmes électroniques, des médias en ligne et / ou des bibliothèques ou des bases de données similaires nécessitent l'accord préalable de STARLAB International GmbH.

Starlab France SAS
30 Rue Jean Rostand
91400 Orsay
Email: info@starlab.fr



















Plus d'informations sur Capuchons EasyGrip pour microtubes à capuchon à vis

Des tubes et capuchons à combiner à son gré !

Gamme de capuchons à vis à utiliser avec les microtubes à capuchon à vis STARLAB. Disponibles en trois modèles - standard, attaché et EasyGrip - et dans un éventail de couleurs pour répondre à vos besoins de codage par couleur. Les capuchons et les tubes sont autoclavables et certifiés exempts de RNase, de DNase, d'ADN et d'inhibiteurs de PCR.



Toutes les variantes

NOM DU PRODUIT	TAILLE DE PACK	RÉF.
 Capuchon EasyGrip, naturel/blanc Couleur: Naturel  Créer une fiche technique PDF	500 Pièces (1 Sachet x 500 Pièces)	E1480-0300
 Capuchon EasyGrip, blanc/bleu Couleur: Bleu  Créer une fiche technique PDF	500 Pièces (1 Sachet x 500 Pièces)	E1480-0301
 Capuchon EasyGrip, blanc/vert Couleur: Vert  Créer une fiche technique PDF	500 Pièces (1 Sachet x 500 Pièces)	E1480-0302
 Capuchon EasyGrip, blanc/orange Couleur: Orange  Créer une fiche technique PDF	500 Pièces (1 Sachet x 500 Pièces)	E1480-0303
 Capuchon EasyGrip, blanc/rouge Couleur: Rouge  Créer une fiche technique PDF	500 Pièces (1 Sachet x 500 Pièces)	E1480-0304
 Capuchon EasyGrip, blanc/violet Couleur: Violet  Créer une fiche technique PDF	500 Pièces (1 Sachet x 500 Pièces)	E1480-0305
 Capuchon EasyGrip, blanc/jaune Couleur: Jaune  Créer une fiche technique PDF	500 Pièces (1 Sachet x 500 Pièces)	E1480-0306
 Capuchon EasyGrip, blanc/blanc Couleur: Blanc  Créer une fiche technique PDF	500 Pièces (1 Sachet x 500 Pièces)	E1480-0309

STARLAB se réserve le droit d'apporter des modifications à tout moment et sans préavis. Le contenu et la conception de ce PDF sont protégés par les lois nationales et internationales sur les droits d'auteur et sont la propriété de STARLAB International GmbH. Toute duplication, édition, distribution et tout type d'utilisation et d'utilisation de ce contenu PDF dans des systèmes électroniques, des médias en ligne et / ou des bibliothèques ou des bases de données similaires nécessitent l'accord préalable de STARLAB International GmbH.

Starlab France SAS
30 Rue Jean Rostand
91400 Orsay
Email: info@starlab.fr



NOM DU PRODUIT	TAILLE DE PACK	RÉF.
 Capuchons EasyGrip assortis Couleur: Mélangé  Créer une fiche technique PDF	500 Pièces (1 Sachet x 500 Pièces)	E1480-0399

STARLAB se réserve le droit d'apporter des modifications à tout moment et sans préavis. Le contenu et la conception de ce PDF sont protégés par les lois nationales et internationales sur les droits d'auteur et sont la propriété de STARLAB International GmbH. Toute duplication, édition, distribution et tout type d'utilisation et d'utilisation de ce contenu PDF dans des systèmes électroniques, des médias en ligne et / ou des bibliothèques ou des bases de données similaires nécessitent l'accord préalable de STARLAB International GmbH.

Starlab France SAS
30 Rue Jean Rostand
91400 Orsay
Email: info@starlab.fr