

Capuchons pour microtubes à capuchon à vis



Points forts

Applications du produit

Pour utilisation avec les tubes à capuchons à vis STARLAB

STARLAB se réserve le droit d'apporter des modifications à tout moment et sans préavis. Le contenu et la conception de ce PDF sont protégés par les lois nationales et internationales sur les droits d'auteur et sont la propriété de STARLAB International GmbH. Toute duplication, édition, distribution et tout type d'utilisation et d'utilisation de ce contenu PDF dans des systèmes électroniques, des médias en ligne et / ou des bibliothèques ou des bases de données similaires nécessitent l'accord préalable de STARLAB International GmbH.

Starlab France SAS
30 Rue Jean Rostand
91400 Orsay
Email: info@starlab.fr



Données generales

Réf.	Voir les variantes
Stérile	Non
Autoclavable	Oui
Matériau	Polypropylène
Sans ADN	Oui
Sans DNase	Oui
Sans endotoxines	Oui
Sans inhibiteurs de PCR	Oui
Sans RNase	Oui

STARLAB se réserve le droit d'apporter des modifications à tout moment et sans préavis. Le contenu et la conception de ce PDF sont protégés par les lois nationales et internationales sur les droits d'auteur et sont la propriété de STARLAB International GmbH. Toute duplication, édition, distribution et tout type d'utilisation et d'utilisation de ce contenu PDF dans des systèmes électroniques, des médias en ligne et / ou des bibliothèques ou des bases de données similaires nécessitent l'accord préalable de STARLAB International GmbH.

Starlab France SAS
30 Rue Jean Rostand
91400 Orsay
Email: info@starlab.fr













Plus d'informations sur Capuchons pour microtubes à capuchon à vis

Assortir les tubes et les capuchons !

Une gamme de capuchons à vis à utiliser avec les microtubes à capuchon vis de STARLAB. Disponibles en trois styles - standard, attaché et EasyGrip - et dans un large éventail de couleurs pour vos besoins de codage couleur. Les capuchons et les tubes sont autoclavables et certifiés sans RNase, DNase, ADN et inhibiteurs de PCR.















Toutes les variantes

NOM DU PRODUIT	TAILLE DE PACK	RÉF.
 Capuchons standards pour microtubes à capuchons à vis, naturel Taille de pack: 500 Pièces (1 Sachet × 500 Pièces) Couleur: Naturel  Créer une fiche technique PDF	500 Pièces (1 Sachet × 500 Pièces)	E1480-0100
 Capuchon standard pour microtubes à capuchon à vis, bleu Taille de pack: 500 Pièces (1 Sachet × 500 Pièces) Couleur: Bleu  Créer une fiche technique PDF	500 Pièces (1 Sachet × 500 Pièces)	E1480-0101
 Capuchon standard pour microtubes à capuchon à vis, vert Taille de pack: 500 Pièces (1 Sachet × 500 Pièces) Couleur: Vert  Créer une fiche technique PDF	500 Pièces (1 Sachet × 500 Pièces)	E1480-0102
 Capuchon standard pour microtubes à capuchon à vis, orange Taille de pack: 500 Pièces (1 Sachet × 500 Pièces) Couleur: Orange  Créer une fiche technique PDF	500 Pièces (1 Sachet × 500 Pièces)	E1480-0103
 Capuchons standards pour microtubes à capuchon à vis, rouges Taille de pack: 500 Pièces (1 Sachet × 500 Pièces) Couleur: Rouge  Créer une fiche technique PDF	500 Pièces (1 Sachet × 500 Pièces)	E1480-0104

STARLAB se réserve le droit d'apporter des modifications à tout moment et sans préavis. Le contenu et la conception de ce PDF sont protégés par les lois nationales et internationales sur les droits d'auteur et sont la propriété de STARLAB International GmbH. Toute duplication, édition, distribution et tout type d'utilisation et d'utilisation de ce contenu PDF dans des systèmes électroniques, des médias en ligne et / ou des bibliothèques ou des bases de données similaires nécessitent l'accord préalable de STARLAB International GmbH.

Starlab France SAS
30 Rue Jean Rostand
91400 Orsay
Email: info@starlab.fr



NOM DU PRODUIT	TAILLE DE PACK	RÉF.
 Capuchon standard pour microtubes à capuchon à vis, violet Taille de pack: 500 Pièces (1 Sachet × 500 Pièces) Couleur: Violet  Créer une fiche technique PDF	500 Pièces (1 Sachet × 500 Pièces)	E1480-0105
 Capuchon standard pour microtubes à capuchon à vis, jaune Taille de pack: 500 Pièces (1 Sachet × 500 Pièces) Couleur: Jaune  Créer une fiche technique PDF	500 Pièces (1 Sachet × 500 Pièces)	E1480-0106
 Capuchon standard pour microtubes à capuchon à vis, ambre Taille de pack: 500 Pièces (1 Sachet × 500 Pièces) Couleur: Ambre  Créer une fiche technique PDF	500 Pièces (1 Sachet × 500 Pièces)	E1480-0107
 Capuchon standard pour microtubes à capuchon à vis, noir Taille de pack: 500 Pièces (1 Sachet × 500 Pièces) Couleur: Noir  Créer une fiche technique PDF	500 Pièces (1 Sachet × 500 Pièces)	E1480-0108
 Capuchon standard pour microtubes à capuchon à vis, blanc Taille de pack: 500 Pièces (1 Sachet × 500 Pièces) Couleur: Blanc  Créer une fiche technique PDF	500 Pièces (1 Sachet × 500 Pièces)	E1480-0109
 Capuchons standards pour microtubes à capuchon à vis, assortis Taille de pack: 500 Pièces (1 Sachet × 500 Pièces) Couleur: Mélangé  Créer une fiche technique PDF	500 Pièces (1 Sachet × 500 Pièces)	E1480-0199

STARLAB se réserve le droit d'apporter des modifications à tout moment et sans préavis. Le contenu et la conception de ce PDF sont protégés par les lois nationales et internationales sur les droits d'auteur et sont la propriété de STARLAB International GmbH. Toute duplication, édition, distribution et tout type d'utilisation et d'utilisation de ce contenu PDF dans des systèmes électroniques, des médias en ligne et / ou des bibliothèques ou des bases de données similaires nécessitent l'accord préalable de STARLAB International GmbH.

Starlab France SAS
30 Rue Jean Rostand
91400 Orsay
Email: info@starlab.fr