



## Capuchons attachés pour microtubes à capuchon à vis



### Points forts

- Le capuchon est toujours attaché au tube

## Applications du produit

À utiliser avec les tubes à capuchon à vis Starlab

STARLAB se réserve le droit d'apporter des modifications à tout moment et sans préavis. Le contenu et la conception de ce PDF sont protégés par les lois nationales et internationales sur les droits d'auteur et sont la propriété de STARLAB International GmbH. Toute duplication, édition, distribution et tout type d'utilisation et d'utilisation de ce contenu PDF dans des systèmes électroniques, des médias en ligne et / ou des bibliothèques ou des bases de données similaires nécessitent l'accord préalable de STARLAB International GmbH.

**Starlab France SAS**  
30 Rue Jean Rostand  
91400 Orsay  
Email: [info@starlab.fr](mailto:info@starlab.fr)



## Données generales

Réf.	Voir les variantes
Stérile	Non
Autoclavable	Oui
Style de capuchon	Capuchon à visser attaché
Matériau	Polypropylène
Sans ADN	Oui
Sans DNase	Oui
Sans endotoxines	Oui
Sans inhibiteurs de PCR	Oui
Sans RNase	Oui
Couleur	Divers

STARLAB se réserve le droit d'apporter des modifications à tout moment et sans préavis. Le contenu et la conception de ce PDF sont protégés par les lois nationales et internationales sur les droits d'auteur et sont la propriété de STARLAB International GmbH. Toute duplication, édition, distribution et tout type d'utilisation et d'utilisation de ce contenu PDF dans des systèmes électroniques, des médias en ligne et / ou des bibliothèques ou des bases de données similaires nécessitent l'accord préalable de STARLAB International GmbH.

**Starlab France SAS**  
30 Rue Jean Rostand  
91400 Orsay  
Email: [info@starlab.fr](mailto:info@starlab.fr)

















## Plus d'informations sur Capuchons attachés pour microtubes à capuchon à vis

### Des tubes et capuchons à combiner à son gré !

Gamme de capuchons à vis à utiliser avec les microtubes à capuchon à vis STARLAB. Disponibles en trois modèles - standard, attaché et EasyGrip - et dans un éventail de couleurs pour répondre à vos besoins de codage par couleur. Les capuchons et les tubes sont autoclavables et certifiés exempts de RNase, de DNase, d'ADN et d'inhibiteurs de PCR.











## Toutes les variantes

NOM DU PRODUIT	TAILLE DE PACK	RÉF.
 <a href="#">Capuchon attaché pour microtubes à capuchon à vis, bleu</a> <b>Couleur:</b> Bleu  <a href="#">Créer une fiche technique PDF</a>	500 Pièces (1 Sachet × 500 Pièces)	E1480-0201
 <a href="#">Capuchon attaché pour microtubes à capuchon à vis, vert</a> <b>Couleur:</b> Vert  <a href="#">Créer une fiche technique PDF</a>	500 Pièces (1 Sachet × 500 Pièces)	E1480-0202
 <a href="#">Capuchon attaché pour microtubes à capuchon à vis, orange</a> <b>Couleur:</b> Orange  <a href="#">Créer une fiche technique PDF</a>	500 Pièces (1 Sachet × 500 Pièces)	E1480-0203
 <a href="#">Capuchon attaché pour microtubes à capuchon à vis, naturel</a> <b>Couleur:</b> Naturel  <a href="#">Créer une fiche technique PDF</a>	500 Pièces (1 Sachet × 500 Pièces)	E1480-0200
 <a href="#">Capuchon attaché pour microtubes à capuchon à vis, rouge</a> <b>Couleur:</b> Rouge  <a href="#">Créer une fiche technique PDF</a>	500 Pièces (1 Sachet × 500 Pièces)	E1480-0204
 <a href="#">Capuchon attaché pour microtubes à capuchon à vis, violet</a> <b>Couleur:</b> Violet  <a href="#">Créer une fiche technique PDF</a>	500 Pièces (1 Sachet × 500 Pièces)	E1480-0205
 <a href="#">Capuchon attaché pour microtubes à capuchon à vis, jaune</a> <b>Couleur:</b> Jaune  <a href="#">Créer une fiche technique PDF</a>	500 Pièces (1 Sachet × 500 Pièces)	E1480-0206

STARLAB se réserve le droit d'apporter des modifications à tout moment et sans préavis. Le contenu et la conception de ce PDF sont protégés par les lois nationales et internationales sur les droits d'auteur et sont la propriété de STARLAB International GmbH. Toute duplication, édition, distribution et tout type d'utilisation et d'utilisation de ce contenu PDF dans des systèmes électroniques, des médias en ligne et / ou des bibliothèques ou des bases de données similaires nécessitent l'accord préalable de STARLAB International GmbH.

**Starlab France SAS**  
30 Rue Jean Rostand  
91400 Orsay  
Email: [info@starlab.fr](mailto:info@starlab.fr)



NOM DU PRODUIT	TAILLE DE PACK	RÉF.
 <a href="#">Capuchon attaché pour microtubes à capuchon à vis, ambre</a> <b>Couleur:</b> Ambre  <a href="#">Créer une fiche technique PDF</a>	500 Pièces (1 Sachet × 500 Pièces)	E1480-0207
 <a href="#">Capuchon attaché pour microtubes à capuchon à vis, noir</a> <b>Couleur:</b> Noir  <a href="#">Créer une fiche technique PDF</a>	500 Pièces (1 Sachet × 500 Pièces)	E1480-0208
 <a href="#">Capuchon attaché pour microtubes à capuchon à vis, blanc</a> <b>Couleur:</b> Blanc  <a href="#">Créer une fiche technique PDF</a>	500 Pièces (1 Sachet × 500 Pièces)	E1480-0209
 <a href="#">Capuchons attachés pour microtubes à capuchon à vis, assortis</a> <b>Couleur:</b> Mélangé  <a href="#">Créer une fiche technique PDF</a>	500 Pièces (1 Sachet × 500 Pièces)	E1480-0299

STARLAB se réserve le droit d'apporter des modifications à tout moment et sans préavis. Le contenu et la conception de ce PDF sont protégés par les lois nationales et internationales sur les droits d'auteur et sont la propriété de STARLAB International GmbH. Toute duplication, édition, distribution et tout type d'utilisation et d'utilisation de ce contenu PDF dans des systèmes électroniques, des médias en ligne et / ou des bibliothèques ou des bases de données similaires nécessitent l'accord préalable de STARLAB International GmbH.

**Starlab France SAS**  
30 Rue Jean Rostand  
91400 Orsay  
Email: [info@starlab.fr](mailto:info@starlab.fr)