



Racks cryogéniques verrouillables



Points forts

- Rack en polypropylène 50 emplacements disposés en rangs de 5x10 pour flacons cryogéniques chemisés
- Les flacons chemisés se verrouillent dans le rack pour faciliter le retrait du capuchon à une main
- Pied en caoutchouc antidérapant
- Température d'utilisation : -90 °C à 121 °C
- Autoclavable
- Dimensions (LxPxH) : 200 x 100 x 25 mm

Applications du produit

Stockage d'échantillons

STARLAB se réserve le droit d'apporter des modifications à tout moment et sans préavis. Le contenu et la conception de ce PDF sont protégés par les lois nationales et internationales sur les droits d'auteur et sont la propriété de STARLAB International GmbH. Toute duplication, édition, distribution et tout type d'utilisation et d'utilisation de ce contenu PDF dans des systèmes électroniques, des médias en ligne et / ou des bibliothèques ou des bases de données similaires nécessitent l'accord préalable de STARLAB International GmbH.

Starlab France
30 Rue Jean Rostand
91400 Orsay
Email: info@starlab.fr



Données generales

| | |
|------------------------|-------------------------|
| Réf. | Voir les variantes |
| Dimensions (L x P x H) | 200 mm x 100 mm x 25 mm |
| Dimensions (L x P) | 200 mm x 100 mm |
| Autoclavable | Oui |
| Taille de pack | 4 Pièces (4 Pièces) |
| Matériau | Polypropylène |
| Couleur | Divers |
| Emplacements | 50 |

STARLAB se réserve le droit d'apporter des modifications à tout moment et sans préavis. Le contenu et la conception de ce PDF sont protégés par les lois nationales et internationales sur les droits d'auteur et sont la propriété de STARLAB International GmbH. Toute duplication, édition, distribution et tout type d'utilisation et d'utilisation de ce contenu PDF dans des systèmes électroniques, des médias en ligne et / ou des bibliothèques ou des bases de données similaires nécessitent l'accord préalable de STARLAB International GmbH.

Starlab France
30 Rue Jean Rostand
91400 Orsay
Email: info@starlab.fr



Plus d'informations sur Racks cryogéniques verrouillables

Rack en polypropylène 50 emplacements en trois coloris différents pour flacons cryogéniques jupés. Les flacons se verrouillent dans le rack pour faciliter le retrait du capuchon à une main.

STARLAB se réserve le droit d'apporter des modifications à tout moment et sans préavis. Le contenu et la conception de ce PDF sont protégés par les lois nationales et internationales sur les droits d'auteur et sont la propriété de STARLAB International GmbH. Toute duplication, édition, distribution et tout type d'utilisation et d'utilisation de ce contenu PDF dans des systèmes électroniques, des médias en ligne et / ou des bibliothèques ou des bases de données similaires nécessitent l'accord préalable de STARLAB International GmbH.

Starlab France
30 Rue Jean Rostand
91400 Orsay
Email: info@starlab.fr



Toutes les variantes

| NOM DU PRODUIT | TAILLE DE PACK | RÉF. |
|---|------------------------------|------------|
|  Rack verrouillable 50 emplacements, bleu Couleur: Bleu  Créer une fiche technique PDF | 4 Pièces (1 Pack × 4 Pièces) | E2350-4001 |
|  Rack verrouillable 50 emplacements, rouge Couleur: Rouge  Créer une fiche technique PDF | 4 Pièces (1 Pack × 4 Pièces) | E2350-4004 |
|  Rack verrouillable 50 emplacements, violet Couleur: Violet  Créer une fiche technique PDF | 4 Pièces (1 Pack × 4 Pièces) | E2350-4005 |

STARLAB se réserve le droit d'apporter des modifications à tout moment et sans préavis. Le contenu et la conception de ce PDF sont protégés par les lois nationales et internationales sur les droits d'auteur et sont la propriété de STARLAB International GmbH. Toute duplication, édition, distribution et tout type d'utilisation et d'utilisation de ce contenu PDF dans des systèmes électroniques, des médias en ligne et / ou des bibliothèques ou des bases de données similaires nécessitent l'accord préalable de STARLAB International GmbH.

Starlab France
30 Rue Jean Rostand
91400 Orsay
Email: info@starlab.fr