



Boîtiers de conservation en carton, 133 x 133 standard, 75 mm de haut



Points forts

- Encombrement standard 133 x 133 mm
- Utilisation jusqu'à -80 °C
- Revêtement résistant à l'humidité
- Colle non toxique à base d'eau

Applications du produit

Stockage d'échantillons

STARLAB se réserve le droit d'apporter des modifications à tout moment et sans préavis. Le contenu et la conception de ce PDF sont protégés par les lois nationales et internationales sur les droits d'auteur et sont la propriété de STARLAB International GmbH. Toute duplication, édition, distribution et tout type d'utilisation et d'utilisation de ce contenu PDF dans des systèmes électroniques, des médias en ligne et / ou des bibliothèques ou des bases de données similaires nécessitent l'accord préalable de STARLAB International GmbH.

Starlab France SAS
30 Rue Jean Rostand
91400 Orsay
Email: info@starlab.fr



Données générales

Réf.	Voir les variantes
Dimensions (L x P x H)	133 mm x 133 mm x 75 mm
Dimensions (L x P)	133 mm x 133 mm
Matériau	Carton enduit
Couleur	Blanc

STARLAB se réserve le droit d'apporter des modifications à tout moment et sans préavis. Le contenu et la conception de ce PDF sont protégés par les lois nationales et internationales sur les droits d'auteur et sont la propriété de STARLAB International GmbH. Toute duplication, édition, distribution et tout type d'utilisation et d'utilisation de ce contenu PDF dans des systèmes électroniques, des médias en ligne et / ou des bibliothèques ou des bases de données similaires nécessitent l'accord préalable de STARLAB International GmbH.

Starlab France SAS
30 Rue Jean Rostand
91400 Orsay
Email: info@starlab.fr













Plus d'informations sur Boîtiers de conservation en carton, 133 x 133 standard, 75 mm de haut

Une gamme de boîtiers de conservation en carton d'une dimension standard de 133 x 133 mm, disponibles en quatre hauteurs. Le revêtement résistant à l'humidité fait de ces boîtes une solution de stockage durable et économique. Disponibles en cinq variantes pour vous aider à coder par couleurs vos échantillons. Disponibles avec ou sans séparateurs.



Toutes les variantes

NOM DU PRODUIT	TAILLE DE PACK	RÉF.
 Boîte en carton de 75 mm de hauteur, avec 16 emplacements, blanc Emplacements: 16  Créer une fiche technique PDF	1 Pièce (1 Boîte × 1 Pièce)	A9025-1616
 Boîte en carton de 75 mm de hauteur, avec 25 emplacements, blanc Emplacements: 25  Créer une fiche technique PDF	1 Pièce (1 Boîte × 1 Pièce)	A9025-2525
 Boîte en carton de 75 mm de hauteur, avec 49 emplacements, blanc Emplacements: 49  Créer une fiche technique PDF	1 Pièce (1 Boîte × 1 Pièce)	A9025-4949
 Boîte en carton de 75 mm de hauteur, avec 81 emplacements, blanc Emplacements: 81  Créer une fiche technique PDF	1 Pièce (1 Boîte × 1 Pièce)	A9025-8181
 Boîte en carton de 75 mm de hauteur, avec 100 emplacements, blanc Emplacements: 100  Créer une fiche technique PDF	1 Pièce (1 Boîte × 1 Pièce)	A9025-3100

STARLAB se réserve le droit d'apporter des modifications à tout moment et sans préavis. Le contenu et la conception de ce PDF sont protégés par les lois nationales et internationales sur les droits d'auteur et sont la propriété de STARLAB International GmbH. Toute duplication, édition, distribution et tout type d'utilisation et d'utilisation de ce contenu PDF dans des systèmes électroniques, des médias en ligne et / ou des bibliothèques ou des bases de données similaires nécessitent l'accord préalable de STARLAB International GmbH.

Starlab France SAS
30 Rue Jean Rostand
91400 Orsay
Email: info@starlab.fr