




Capuchons PCR en barrettes de 8



Points forts

- Fabriqués en polypropylène de qualité médicale
- Les barrettes de 8 capuchons peuvent être facilement divisées en sections plus petites en séparant les barrettes
- Certifiés exempts de RNase, de DNase, d'ADN et de pyrogène
- Fournis dans des sacs réutilisables

Applications du produit

PCR

STARLAB se réserve le droit d'apporter des modifications à tout moment et sans préavis. Le contenu et la conception de ce PDF sont protégés par les lois nationales et internationales sur les droits d'auteur et sont la propriété de STARLAB International GmbH. Toute duplication, édition, distribution et tout type d'utilisation et d'utilisation de ce contenu PDF dans des systèmes électroniques, des médias en ligne et / ou des bibliothèques ou des bases de données similaires nécessitent l'accord préalable de STARLAB International GmbH.

Starlab France SAS
30 Rue Jean Rostand
91400 Orsay
Email: info@starlab.fr



Données generales

Réf.	Voir les variantes
Stérile	Non
Autoclavable	Oui
Matériau	Polypropylène
Sans ADN	Oui
Sans DNase	Oui
Sans endotoxines	Oui
Sans ADN humain	Oui
Sans inhibiteurs de PCR	Oui
Sans pyrogènes	Oui
Sans RNase	Oui
Couleur	Divers
Adapté à la PCR	oui
Pour utilisation avec	Tubes et plaques PCR

STARLAB se réserve le droit d'apporter des modifications à tout moment et sans préavis. Le contenu et la conception de ce PDF sont protégés par les lois nationales et internationales sur les droits d'auteur et sont la propriété de STARLAB International GmbH. Toute duplication, édition, distribution et tout type d'utilisation et d'utilisation de ce contenu PDF dans des systèmes électroniques, des médias en ligne et / ou des bibliothèques ou des bases de données similaires nécessitent l'accord préalable de STARLAB International GmbH.

Starlab France SAS
30 Rue Jean Rostand
91400 Orsay
Email: info@starlab.fr













Plus d'informations sur Capuchons PCR en barrettes de 8

- › Barrettes de tubes et de capuchons PCR en polypropylène de qualité médicale
- › Les barrettes peuvent être facilement divisées en sections plus petites en les séparant
- › Barrettes de capuchons plats Xtra-Clear convenant à la qPCR
- › Fournies dans des sachets refermables
- › Certifiées exemptes de RNase, de DNase, d'ADN et de pyrogène
- › Sans inhibiteurs de PCR







Toutes les variantes

NOM DU PRODUIT	TAILLE DE PACK	RÉF.
 Capuchons PCR en barrettes de 8, bombés, naturel Style de capuchon: Bombé Couleur: Naturel Taille de pack: 125 Pièces (1 Sachet × 125 Pièces)  Créer une fiche technique PDF	125 Pièces (1 Sachet × 125 Pièces)	I1400-0800
 Capuchons PCR en barrettes de 8, bombés, naturel (format de caisse) Style de capuchon: Bombé Couleur: Naturel Taille de pack: 1 250 Pièces (10 Sachets × 125 Pièces)  Créer une fiche technique PDF	1 250 Pièces (10 Sachets × 125 Pièces)	I1400-0800-C
 Capuchons PCR en barrettes de 8, bombés, assortis Style de capuchon: Bombé Couleur: Mélangé Taille de pack: 125 Pièces (5 Sachets × 25 Pièces)  Créer une fiche technique PDF	125 Pièces (5 Sachets × 25 Pièces)	I1400-0808
 Capuchons PCR en barrettes de 8, plats (Xtra-Clear), naturel Style de capuchon: Plat (Xtra-Clear) Couleur: Naturel Taille de pack: 125 Pièces (1 Sachet × 125 Pièces)  Créer une fiche technique PDF	125 Pièces (1 Sachet × 125 Pièces)	I1400-0900
 Capuchons PCR en barrettes de 8, plats (Xtra-Clear), naturel (format de caisse) Style de capuchon: Plat (Xtra-Clear) Couleur: Naturel Taille de pack: 1 250 Pièces (10 Sachets × 125 Pièces)  Créer une fiche technique PDF	1 250 Pièces (10 Sachets × 125 Pièces)	I1400-0900-C

STARLAB se réserve le droit d'apporter des modifications à tout moment et sans préavis. Le contenu et la conception de ce PDF sont protégés par les lois nationales et internationales sur les droits d'auteur et sont la propriété de STARLAB International GmbH. Toute duplication, édition, distribution et tout type d'utilisation et d'utilisation de ce contenu PDF dans des systèmes électroniques, des médias en ligne et / ou des bibliothèques ou des bases de données similaires nécessitent l'accord préalable de STARLAB International GmbH.

Starlab France SAS
30 Rue Jean Rostand
91400 Orsay
Email: info@starlab.fr



NOM DU PRODUIT	TAILLE DE PACK	RÉF.
 Barrettes de 8 capuchons, bombés, étanchéité parfaite, couleur naturelle Style de capuchon: Bombé, étanchéité parfaite Couleur: Naturel Taille de pack: 125 Pièces (1 Sachet × 125 Pièces)  Créer une fiche technique PDF	125 Pièces (1 Sachet × 125 Pièces)	I1400-0810
 Barrette de 8 capuchons, bombés, parfaite étanchéité, couleurs assorties Style de capuchon: Bombé, étanchéité parfaite Couleur: Mélangé Taille de pack: 125 Pièces (5 Sachets × 25 Pièces)  Créer une fiche technique PDF	125 Pièces (5 Sachets × 25 Pièces)	I1400-0818

STARLAB se réserve le droit d'apporter des modifications à tout moment et sans préavis. Le contenu et la conception de ce PDF sont protégés par les lois nationales et internationales sur les droits d'auteur et sont la propriété de STARLAB International GmbH. Toute duplication, édition, distribution et tout type d'utilisation et d'utilisation de ce contenu PDF dans des systèmes électroniques, des médias en ligne et / ou des bibliothèques ou des bases de données similaires nécessitent l'accord préalable de STARLAB International GmbH.

Starlab France SAS
30 Rue Jean Rostand
91400 Orsay
Email: info@starlab.fr