



## Boîtiers de conservation en carton, 133 x 133 standard, 53 mm de haut



### Points forts

- Revêtement résistant à l'humidité
- Encombrement standard de 133x133, pour une utilisation dans la plupart des racks pour congélateur
- Séparateurs amovibles
- Fabriqué en Allemagne, dans une usine alimentée par des énergies renouvelables

## Applications du produit

Stockage d'échantillons

STARLAB se réserve le droit d'apporter des modifications à tout moment et sans préavis. Le contenu et la conception de ce PDF sont protégés par les lois nationales et internationales sur les droits d'auteur et sont la propriété de STARLAB International GmbH. Toute duplication, édition, distribution et tout type d'utilisation et d'utilisation de ce contenu PDF dans des systèmes électroniques, des médias en ligne et / ou des bibliothèques ou des bases de données similaires nécessitent l'accord préalable de STARLAB International GmbH.

**Starlab France SAS**  
30 Rue Jean Rostand  
91400 Orsay  
Email: [info@starlab.fr](mailto:info@starlab.fr)



## Données générales

Réf.	Voir les variantes
Dimensions (L x P x H)	133 mm x 133 mm x 53 mm
Dimensions (L x P)	133 mm x 133 mm
Autoclavable	Non
Matériau	Carton enduit
Couleur	Blanc
Attributs de durabilité	Fabriqué dans une usine alimentée par des énergies renouvelables. Fabriqué en carton 100 % recyclé. Recyclable après utilisation.

STARLAB se réserve le droit d'apporter des modifications à tout moment et sans préavis. Le contenu et la conception de ce PDF sont protégés par les lois nationales et internationales sur les droits d'auteur et sont la propriété de STARLAB International GmbH. Toute duplication, édition, distribution et tout type d'utilisation et d'utilisation de ce contenu PDF dans des systèmes électroniques, des médias en ligne et / ou des bibliothèques ou des bases de données similaires nécessitent l'accord préalable de STARLAB International GmbH.

**Starlab France SAS**  
30 Rue Jean Rostand  
91400 Orsay  
Email: [info@starlab.fr](mailto:info@starlab.fr)



## Plus d'informations sur Boîtiers de conservation en carton, 133 x 133 standard, 53 mm de haut

Les boîtiers de conservation en carton de Starlab sont fabriqués à partir de carton 100 % recyclé de haute qualité et recouverts d'un film hydrofuge. Cette combinaison permet un stockage sûr et fiable à des températures extrêmement basses. L'encombrement standard de 133x133x53 mm permet de s'adapter à la plupart des racks pour congélateur en acier inoxydable. Simplifiez l'inventaire de vos échantillons grâce aux zones d'identification sur le dessus du couvercle et sur le côté du couvercle pour une meilleure visibilité de l'étiquetage lors du stockage dans les racks. Livré pré-assemblé, avec grille amovible. Les boîtiers sont entièrement recyclables après utilisation.