



Cardboard Storage Box, 133x133 Footprint, White, 100-Place Grid, Case



Points forts

- Revêtement résistant à l'humidité
- 100-place grid
- For tubes up to 12mm diameter, eg. screw cap microtubes
- Standard 133x133 footprint, for use in most freezer racking units
- Removable dividers
- Made in Germany, in a factory powered by renewable energy

Applications du produit

Stockage d'échantillons

STARLAB se réserve le droit d'apporter des modifications à tout moment et sans préavis. Le contenu et la conception de ce PDF sont protégés par les lois nationales et internationales sur les droits d'auteur et sont la propriété de STARLAB International GmbH. Toute duplication, édition, distribution et tout type d'utilisation et d'utilisation de ce contenu PDF dans des systèmes électroniques, des médias en ligne et / ou des bibliothèques ou des bases de données similaires nécessitent l'accord préalable de STARLAB International GmbH.

Starlab France
30 Rue Jean Rostand
91400 Orsay
Email: info@starlab.fr



Données generales

Réf.	E2023-3100-C
Taille de pack	36 Pièces (1 Boîte × 36 Pièces)
Dimensions (L × P × H)	133 mm × 133 mm × 53 mm
Dimensions (L × P)	133 mm × 133 mm
Autoclavable	Non
Matériau	Carton enduit
Couleur	Blanc
Emplacements	100
Sustainability attributes	Fabriqué dans une usine alimentée par des énergies renouvelables. Fabriqué en carton 100 % recyclé. Recyclable après utilisation.
Pour utilisation avec	Tubes jusqu'à 12 mm de diamètre, par ex. microtubes à capuchon à visser

STARLAB se réserve le droit d'apporter des modifications à tout moment et sans préavis. Le contenu et la conception de ce PDF sont protégés par les lois nationales et internationales sur les droits d'auteur et sont la propriété de STARLAB International GmbH. Toute duplication, édition, distribution et tout type d'utilisation et d'utilisation de ce contenu PDF dans des systèmes électroniques, des médias en ligne et / ou des bibliothèques ou des bases de données similaires nécessitent l'accord préalable de STARLAB International GmbH.

Starlab France
30 Rue Jean Rostand
91400 Orsay
Email: info@starlab.fr



Plus d'informations sur Cardboard Storage Box, 133x133 Footprint, White, 100-Place Grid, Case

Les boîtiers de conservation en carton de Starlab sont fabriqués à partir de carton 100 % recyclé de haute qualité et recouverts d'un film hydrofuge. Cette combinaison permet un stockage sûr et fiable à des températures extrêmement basses. L'encombrement standard de 133x133x53 mm permet de s'adapter à la plupart des racks pour congélateur en acier inoxydable. Simplifiez l'inventaire de vos échantillons grâce aux zones d'identification sur le dessus du couvercle et sur le côté du couvercle pour une meilleure visibilité de l'étiquetage lors du stockage dans les racks. Livré pré-assemblé, avec grille amovible. Les boîtiers sont entièrement recyclables après utilisation.