



Capuchons pour microtubes à capuchon à vis



Points forts

- La conception standard du capuchon permet une fermeture simple et sûre

Applications du produit

Pour utilisation avec les tubes à capuchons à vis STARLAB

STARLAB se réserve le droit d'apporter des modifications à tout moment et sans préavis. Le contenu et la conception de ce PDF sont protégés par les lois nationales et internationales sur les droits d'auteur et sont la propriété de STARLAB International GmbH. Toute duplication, édition, distribution et tout type d'utilisation et d'utilisation de ce contenu PDF dans des systèmes électroniques, des médias en ligne et / ou des bibliothèques ou des bases de données similaires nécessitent l'accord préalable de STARLAB International GmbH.

Starlab France
30 Rue Jean Rostand
91400 Orsay
Email: info@starlab.fr



Données générales

Réf.	Voir les variantes
Taille de pack	500 Pièces (1 Sachet × 500 Pièces)
Stérile	Non
Autoclavable	Oui
Style de capuchon	Capuchon à visser standard
Matériau	Polypropylène
Sans ADN	Oui
Sans DNase	Oui
Sans endotoxines	Oui
Sans inhibiteurs de PCR	Oui
Sans RNase	Oui
Couleur	Divers

STARLAB se réserve le droit d'apporter des modifications à tout moment et sans préavis. Le contenu et la conception de ce PDF sont protégés par les lois nationales et internationales sur les droits d'auteur et sont la propriété de STARLAB International GmbH. Toute duplication, édition, distribution et tout type d'utilisation et d'utilisation de ce contenu PDF dans des systèmes électroniques, des médias en ligne et / ou des bibliothèques ou des bases de données similaires nécessitent l'accord préalable de STARLAB International GmbH.

Starlab France
30 Rue Jean Rostand
91400 Orsay
Email: info@starlab.fr

















Plus d'informations sur Capuchons pour microtubes à capuchon à vis

Assortir les tubes et les capuchons !

Une gamme de capuchons à vis à utiliser avec les microtubes à capuchon vis de STARLAB. Disponibles en trois styles - standard, attaché et EasyGrip - et dans un large éventail de couleurs pour vos besoins de codage couleur. Les capuchons et les tubes sont autoclavables et certifiés sans RNase, DNase, ADN et inhibiteurs de PCR.



Toutes les variantes

NOM DU PRODUIT	TAILLE DE PACK	RÉF.
 Capuchons standards pour microtubes à capuchon à vis Couleur: Bleu  Créer une fiche technique PDF	500 Pièces (1 Sachet × 500 Pièces)	E1480-0111
 Capuchons standards pour microtubes à capuchon à vis Couleur: Jaune  Créer une fiche technique PDF	500 Pièces (1 Sachet × 500 Pièces)	E1480-0116
 Capuchons standards pour microtubes à capuchon à vis Couleur: Vert  Créer une fiche technique PDF	500 Pièces (1 Sachet × 500 Pièces)	E1480-0112
 Capuchons standards pour microtubes à capuchon à vis Couleur: Violet  Créer une fiche technique PDF	500 Pièces (1 Sachet × 500 Pièces)	E1480-0115
 Capuchons standards pour microtubes à capuchon à vis Couleur: Orange  Créer une fiche technique PDF	500 Pièces (1 Sachet × 500 Pièces)	E1480-0113
 Capuchons standards pour microtubes à capuchon à vis Couleur: Rouge  Créer une fiche technique PDF	500 Pièces (1 Sachet × 500 Pièces)	E1480-0114
 Capuchon standard pour microtubes à capuchon à vis, noir Couleur: Noir  Créer une fiche technique PDF	500 Pièces (1 Sachet × 500 Pièces)	E1480-0108

STARLAB se réserve le droit d'apporter des modifications à tout moment et sans préavis. Le contenu et la conception de ce PDF sont protégés par les lois nationales et internationales sur les droits d'auteur et sont la propriété de STARLAB International GmbH. Toute duplication, édition, distribution et tout type d'utilisation et d'utilisation de ce contenu PDF dans des systèmes électroniques, des médias en ligne et / ou des bibliothèques ou des bases de données similaires nécessitent l'accord préalable de STARLAB International GmbH.

Starlab France
30 Rue Jean Rostand
91400 Orsay
Email: info@starlab.fr



NOM DU PRODUIT	TAILLE DE PACK	RÉF.
 Capuchon standard pour microtubes à capuchon à vis, blanc Couleur: Blanc  Créer une fiche technique PDF	500 Pièces (1 Sachet × 500 Pièces)	E1480-0109

STARLAB se réserve le droit d'apporter des modifications à tout moment et sans préavis. Le contenu et la conception de ce PDF sont protégés par les lois nationales et internationales sur les droits d'auteur et sont la propriété de STARLAB International GmbH. Toute duplication, édition, distribution et tout type d'utilisation et d'utilisation de ce contenu PDF dans des systèmes électroniques, des médias en ligne et / ou des bibliothèques ou des bases de données similaires nécessitent l'accord préalable de STARLAB International GmbH.

Starlab France
30 Rue Jean Rostand
91400 Orsay
Email: info@starlab.fr