



Capuchons pour microtubes à capuchon à vis



Points forts

- La conception standard du capuchon permet une fermeture simple et sûre

Applications du produit

Pour utilisation avec les tubes à capuchons à vis STARLAB

STARLAB se réserve le droit d'apporter des modifications à tout moment et sans préavis. Le contenu et la conception de ce PDF sont protégés par les lois nationales et internationales sur les droits d'auteur et sont la propriété de STARLAB International GmbH. Toute duplication, édition, distribution et tout type d'utilisation et d'utilisation de ce contenu PDF dans des systèmes électroniques, des médias en ligne et / ou des bibliothèques ou des bases de données similaires nécessitent l'accord préalable de STARLAB International GmbH.

Starlab France SAS
30 Rue Jean Rostand
91400 Orsay
Email: info@starlab.fr



Données generales

Réf.	Voir les variantes
Stérile	Non
Autoclavable	Oui
Taille de pack	500 Pièces (1 Sachet × 500 Pièces)
Style de capuchon	Capuchon à visser standard
Matériau	Polypropylène
Sans ADN	Oui
Sans DNase	Oui
Sans endotoxines	Oui
Sans inhibiteurs de PCR	Oui
Sans RNase	Oui
Couleur	Divers

STARLAB se réserve le droit d'apporter des modifications à tout moment et sans préavis. Le contenu et la conception de ce PDF sont protégés par les lois nationales et internationales sur les droits d'auteur et sont la propriété de STARLAB International GmbH. Toute duplication, édition, distribution et tout type d'utilisation et d'utilisation de ce contenu PDF dans des systèmes électroniques, des médias en ligne et / ou des bibliothèques ou des bases de données similaires nécessitent l'accord préalable de STARLAB International GmbH.

Starlab France SAS
30 Rue Jean Rostand
91400 Orsay
Email: info@starlab.fr















Plus d'informations sur Capuchons pour microtubes à capuchon à vis

Assortir les tubes et les capuchons !

Une gamme de capuchons à vis à utiliser avec les microtubes à capuchon vis de STARLAB. Disponibles en trois styles - standard, attaché et EasyGrip - et dans un large éventail de couleurs pour vos besoins de codage couleur. Les capuchons et les tubes sont autoclavables et certifiés sans RNase, DNase, ADN et inhibiteurs de PCR.

















Toutes les variantes

NOM DU PRODUIT	TAILLE DE PACK	RÉF.
 Capuchons standards pour microtubes à capuchon à vis Couleur: Bleu Transparence: Opaque  Créer une fiche technique PDF	500 Pièces (1 Sachet x 500 Pièces)	E1480-0111
 Capuchons standards pour microtubes à capuchon à vis Couleur: Jaune Transparence: Opaque  Créer une fiche technique PDF	500 Pièces (1 Sachet x 500 Pièces)	E1480-0116
 Capuchons standards pour microtubes à capuchon à vis Couleur: Vert Transparence: Opaque  Créer une fiche technique PDF	500 Pièces (1 Sachet x 500 Pièces)	E1480-0112
 Capuchons standards pour microtubes à capuchon à vis Couleur: Violet Transparence: Opaque  Créer une fiche technique PDF	500 Pièces (1 Sachet x 500 Pièces)	E1480-0115
 Capuchons standards pour microtubes à capuchon à vis Couleur: Orange Transparence: Opaque  Créer une fiche technique PDF	500 Pièces (1 Sachet x 500 Pièces)	E1480-0113
 Capuchons standards pour microtubes à capuchon à vis Couleur: Rouge Transparence: Opaque  Créer une fiche technique PDF	500 Pièces (1 Sachet x 500 Pièces)	E1480-0114

STARLAB se réserve le droit d'apporter des modifications à tout moment et sans préavis. Le contenu et la conception de ce PDF sont protégés par les lois nationales et internationales sur les droits d'auteur et sont la propriété de STARLAB International GmbH. Toute duplication, édition, distribution et tout type d'utilisation et d'utilisation de ce contenu PDF dans des systèmes électroniques, des médias en ligne et / ou des bibliothèques ou des bases de données similaires nécessitent l'accord préalable de STARLAB International GmbH.

Starlab France SAS
30 Rue Jean Rostand
91400 Orsay
Email: info@starlab.fr











NOM DU PRODUIT	TAILLE DE PACK	RÉF.
 Capuchon standard pour microtubes à capuchon à vis, noir Couleur: Noir Transparence: Opaque  Créer une fiche technique PDF	500 Pièces (1 Sachet × 500 Pièces)	E1480-0108
 Capuchon standard pour microtubes à capuchon à vis, blanc Couleur: Blanc Transparence: Opaque  Créer une fiche technique PDF	500 Pièces (1 Sachet × 500 Pièces)	E1480-0109
 Capuchons standards pour microtubes à capuchons à vis, naturel Couleur: Naturel Transparence: Transluscent  Créer une fiche technique PDF	500 Pièces (1 Sachet × 500 Pièces)	E1480-0100
 Capuchon standard pour microtubes à capuchon à vis, bleu Couleur: Bleu Transparence: Transluscent  Créer une fiche technique PDF	500 Pièces (1 Sachet × 500 Pièces)	E1480-0101
 Capuchon standard pour microtubes à capuchon à vis, vert Couleur: Vert Transparence: Transluscent  Créer une fiche technique PDF	500 Pièces (1 Sachet × 500 Pièces)	E1480-0102
 Capuchon standard pour microtubes à capuchon à vis, orange Couleur: Orange Transparence: Transluscent  Créer une fiche technique PDF	500 Pièces (1 Sachet × 500 Pièces)	E1480-0103
 Capuchons standards pour microtubes à capuchon à vis, rouges Couleur: Rouge Transparence: Transluscent  Créer une fiche technique PDF	500 Pièces (1 Sachet × 500 Pièces)	E1480-0104

STARLAB se réserve le droit d'apporter des modifications à tout moment et sans préavis. Le contenu et la conception de ce PDF sont protégés par les lois nationales et internationales sur les droits d'auteur et sont la propriété de STARLAB International GmbH. Toute duplication, édition, distribution et tout type d'utilisation et d'utilisation de ce contenu PDF dans des systèmes électroniques, des médias en ligne et / ou des bibliothèques ou des bases de données similaires nécessitent l'accord préalable de STARLAB International GmbH.

Starlab France SAS
30 Rue Jean Rostand
91400 Orsay
Email: info@starlab.fr



NOM DU PRODUIT	TAILLE DE PACK	RÉF.
 Capuchon standard pour microtubes à capuchon à vis, violet Couleur: Violet Transparence: Transluscent  Créer une fiche technique PDF	500 Pièces (1 Sachet × 500 Pièces)	E1480-0105
 Capuchon standard pour microtubes à capuchon à vis, jaune Couleur: Jaune Transparence: Transluscent  Créer une fiche technique PDF	500 Pièces (1 Sachet × 500 Pièces)	E1480-0106
 Capuchon standard pour microtubes à capuchon à vis, ambre Couleur: Ambre Transparence: Transluscent  Créer une fiche technique PDF	500 Pièces (1 Sachet × 500 Pièces)	E1480-0107
 Capuchons standards pour microtubes à capuchon à vis, assortis Couleur: Mélangé Transparence: Transluscent  Créer une fiche technique PDF	500 Pièces (1 Sachet × 500 Pièces)	E1480-0199

STARLAB se réserve le droit d'apporter des modifications à tout moment et sans préavis. Le contenu et la conception de ce PDF sont protégés par les lois nationales et internationales sur les droits d'auteur et sont la propriété de STARLAB International GmbH. Toute duplication, édition, distribution et tout type d'utilisation et d'utilisation de ce contenu PDF dans des systèmes électroniques, des médias en ligne et / ou des bibliothèques ou des bases de données similaires nécessitent l'accord préalable de STARLAB International GmbH.

Starlab France SAS
30 Rue Jean Rostand
91400 Orsay
Email: info@starlab.fr