



## Pack de démarrage pour ErgoOne® 4 (2,5)




### Points forts

- Pour pipettes monocanal ErgoOne® : **2,5µl, 20µl (standard), 200µl et 1 000µl**
- Un rack de pointes graduées 10/20ul XL TipOne®, (Sterile)
- One rack of 200µl UltraPoint Graduated TipOne® Tips, (Sterile)
- Un rack de pointes graduées 1250 µl XL TipOne®, (Sterile)
- Quatre supports adhésifs en acrylique pour pipette
- Une minuterie de laboratoire STARLAB

## Applications du produit

STARLAB se réserve le droit d'apporter des modifications à tout moment et sans préavis. Le contenu et la conception de ce PDF sont protégés par les lois nationales et internationales sur les droits d'auteur et sont la propriété de STARLAB International GmbH. Toute duplication, édition, distribution et tout type d'utilisation et d'utilisation de ce contenu PDF dans des systèmes électroniques, des médias en ligne et / ou des bibliothèques ou des bases de données similaires nécessitent l'accord préalable de STARLAB International GmbH.

**Starlab France**  
30 Rue Jean Rostand  
91400 Orsay  
Email: [info@starlab.fr](mailto:info@starlab.fr)




## Données generales

Réf.	STARTERPACK42.5
Taille de pack	1 Pièce (1 Boîte × 1 Pièce)
Plage de volume	0,1 - 1 000 µl
Volume	1000 µl
Réglage du volume	Variable
Type de canal	1 canal
Mode de commande	Manuel

STARLAB se réserve le droit d'apporter des modifications à tout moment et sans préavis. Le contenu et la conception de ce PDF sont protégés par les lois nationales et internationales sur les droits d'auteur et sont la propriété de STARLAB International GmbH. Toute duplication, édition, distribution et tout type d'utilisation et d'utilisation de ce contenu PDF dans des systèmes électroniques, des médias en ligne et / ou des bibliothèques ou des bases de données similaires nécessitent l'accord préalable de STARLAB International GmbH.

**Starlab France**  
30 Rue Jean Rostand  
91400 Orsay  
Email: [info@starlab.fr](mailto:info@starlab.fr)



## Plus d'informations sur Pack de démarrage pour ErgoOne® 4 (2,5)

Every day, pipettes are confronted with multiple tasks that must be exact and precise. Reliability is key in the laboratory and your pipette must be trusted to perform well, day in, day out. ErgoOne® pipettes provide:

- › Minimal operating forces
- › Lightweight ergonomic design
- › Colour coded
- › Volume lock
- › Universal tip fit

Start your new pipetting experience with ErgoOne® single-channel pipettes and original TipOne® tips - the perfect pipetting partnership. All supplied in an eco-friendly shipper box made with 30% grass! This material requires less water and energy consumption and significantly less chemical use.

ErgoOne® Starter Pack 4 (2.5) contains:

- 1x S7100-0125 (0.1 - 2.5µl ErgoOne® Single Channel Pipette)
- 1x S7100-0220 (2.0 - 20µl ErgoOne® Single Channel Pipette, standard cone)
- 1x S7100-2200 (20 - 200µl ErgoOne® Single Channel Pipette)
- 1x S7110-1000 (100 - 1000µl ErgoOne® Single Channel Pipette)
- 3x racks of sterile TipOne tips
- 4x E3099-0001 (Self-Adhesive Shelf Holder for 1 Pipette)
- 1x STARLAB Lab Timer



## Toutes les variantes

NOM DU PRODUIT	TAILLE DE PACK	RÉF.
 <a href="#">Pack de démarrage pour ErgoOne® 4 (2.5)</a> <b>Plage de volume:</b> 0,1 - 1 000 µl  <a href="#">Créer une fiche technique PDF</a>	1 Pièce (1 Boîte × 1 Pièce)	STARTERPACK42.5
 <a href="#">Pack de démarrage pour ErgoOne® 4 (10)</a> <b>Plage de volume:</b> 0,5 - 1 000 µl  <a href="#">Créer une fiche technique PDF</a>	1 Pièce (1 Boîte × 1 Pièce)	STARTERPACK410
 <a href="#">Pack de démarrage pour ErgoOne®</a> <b>Plage de volume:</b> 20 - 1 000 µl  <a href="#">Créer une fiche technique PDF</a>	1 Pièce (1 Boîte × 1 Pièce)	STARTERPACK

STARLAB se réserve le droit d'apporter des modifications à tout moment et sans préavis. Le contenu et la conception de ce PDF sont protégés par les lois nationales et internationales sur les droits d'auteur et sont la propriété de STARLAB International GmbH. Toute duplication, édition, distribution et tout type d'utilisation et d'utilisation de ce contenu PDF dans des systèmes électroniques, des médias en ligne et / ou des bibliothèques ou des bases de données similaires nécessitent l'accord préalable de STARLAB International GmbH.

**Starlab France**  
30 Rue Jean Rostand  
91400 Orsay  
Email: [info@starlab.fr](mailto:info@starlab.fr)